



PHB RXウルTRASワープ エリート

(ウルトラソフト歯ブラシ)

敏感なお口にやさしいウルトラソフト歯ブラシ

- 弾力性に優れたウルトラソフト毛。
- 握りやすい太めのハンドル。
- 口内の手術後やがん治療中などで敏感なお口の方におすすめ。

全長:184mm/毛の太さ:3mil、毛の長さ:11mm



PHB RXウルTRASワープ エリート

【使用方法】・軽い力で、やさしくブラッシングしてください。

・義歯をお使いの方は義歯を外し、残存歯や粘膜部をブラッシングしてください。

【注 意】・歯ブラシは、1ヶ月を目安に取り替えます。

・使用後はよく洗い、風通しのよい場所に保管し乾燥させましょう。

・使用に関しては、歯科医師・歯科衛生士の指導を受けてご使用ください。

・次亜塩素酸ソーダ、過炭酸ソーダ、フェノール、クレゾール等への浸漬は避けてください。

■ 弾力性に優れたウルトラソフト毛。

■ 握りやすい太めのハンドル。

■ 口内の手術後やがん治療中などで敏感なお口の方におすすめ。

T&K ティーアンドケー株式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 TEL:03-5640-0233

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

柄の材質	毛の材質	毛の硬さ	耐熱温度
ポリプロピレン	ナイロン	やわらかめ	80℃

[米国製]



4 580119 471305



PHB RXウルTRASワープ プティ

(子供用/ウルトラソフト歯ブラシ)

小さいサイズのウルトラソフト歯ブラシ

- 弾力性に優れたウルトラソフト毛。
- 口内の手術後やがん治療中などで敏感なお口の方におすすめ。

全長:123mm/毛の太さ:3mil、毛の長さ:11mm



PHB RXウルTRASワープ プティ

【使用方法】・軽い力で、やさしくブラッシングしてください。

・義歯をお使いの方は義歯を外し、残存歯や粘膜部をブラッシングしてください。

【注 意】・歯ブラシは、1ヶ月を目安に取り替えます。

・使用後はよく洗い、風通しのよい場所に保管し乾燥させましょう。

・使用に関しては、歯科医師・歯科衛生士の指導を受けてご使用ください。

・次亜塩素酸ソーダ、過炭酸ソーダ、フェノール、クレゾール等への浸漬は避けてください。

■ 弾力性に優れたウルトラソフト毛。

■ 口内の手術後やがん治療中などで敏感なお口の方におすすめ。

T&K ティーアンドケー株式会社

東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 TEL:03-5640-0233

【家庭用品品質表示法に基づく表示】

柄の材質	毛の材質	毛の硬さ	耐熱温度
ポリプロピレン	ナイロン	やわらかめ	80℃

[米国製]



4 580119 471350



PHB ソフト595 (ソフト歯ブラシ)

敏感なお口にやさしいスリムなソフト歯ブラシ

- 弾力性に優れたソフト毛。
- 操作しやすいコンパクトヘッド。

2本セット 全長:159mm/毛の太さ:5mil、毛の長さ:10mm



PHB ソフト595 (ソフト歯ブラシ)

【使用方法】・軽い力で、やさしくブラッシングしてください。
 ・義歯をお使いの方は義歯を外し、残存歯や粘膜部をブラッシングしてください。

- 弾力性に優れたソフト毛。
- 操作しやすいコンパクトヘッド。

【注 意】・歯ブラシは、1ヶ月を目安に取り替えます。
 ・使用後はよく洗い、風通しのよい場所に保管し乾燥させましょう。
 ・使用に関しては、歯科医師・歯科衛生士の指導を受けてご使用ください。
 ・次亜塩素酸ソーダ、過炭酸ソーダ、フェノール、クレゾール等への浸漬は避けてください。

T&K ティーアンドケー株式会社
 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 TEL:03-5640-0233

[米国製]



【家庭用品品質表示法に基づく表示】			
柄の材質	毛の材質	毛の硬さ	耐熱温度
ポリプロピレン	ナイロン	やわらかめ	80℃

4 580119 471367



PHB 義歯ブラシ

すべり止め付きの握りやすい義歯ブラシ

- 人間工学に基づいた形状と、滑り止め付きの握りやすいハンドル。
- 硬軟2種類の植毛部により、義歯全体を効率よく清掃できる。

全長:157mm



PHB 義歯ブラシ

【使用方法】・義歯を口から外し、義歯の内側や金具も磨きましょう。
 ・義歯の広い部分には、やわらかい植毛部を使用し、狭い部分には、硬い植毛部を使用しましょう。

- 人間工学に基づいた形状と、滑り止め付きの握りやすいハンドル。
- 硬軟2種類の植毛部により、義歯全体を効率よく清掃できる。

【注 意】・義歯には、歯みがき剤を使用しないでください。
 ・義歯を落として破損しないように、水をはった容器の上で磨きましょう。

T&K ティーアンドケー株式会社
 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7 TEL:03-5640-0233

[米国製]



4 580119 471374

製造販売元: T&K ティーアンドケー株式会社

〒103-0012 東京都中央区日本橋堀留町1-5-7
 TEL:03-5640-0233 FAX:03-5640-0232 ☎0120-555-350
 E-mail: info@biotene-tk.co.jp www.biotene-tk.co.jp