

歯の汚れに対する意識は
患者さんに体験してもらえば
ご自身で気付いていただけます



院内指導用 歯の着色汚れに! 水でぬらして磨くだけ

STAIN CLEANER キュ★キュ

院内指導用
(スポンジ100個入り)

医院価格

2,800円



ご使用方法

STEP 1 PMTCの前に
院内指導用キュキュに
水を含ませます。



後は、スポンジに付いた着色汚れを
患者さんに見せてあげてください。
興味を持っていただけたところでPMTCをスタート。
患者様のデンタルIQ意識を高め、
PMTC、スケーリングなど、口腔内ケアに誘導できます。

STEP 2 十分に水を含ませたキュキュで、
歯面を“キュッキュ”と
音がするまで軽く磨きます。
※天然歯のみご使用下さい。エナメル質は傷つけません。



ホームケアにも
ご利用いただけます



ご自宅で手軽にステインケア!

キュキュ
ホームケア用(3個入り)

患者様
価格
(税込) 525円

STEP 3 作業はたったこれだけ!



安全
SAFETY

素材は特殊加工の圧縮メラミンフォーム。
歯を痛めず、体にも無害です。
※圧縮メラミンフォームは歯を傷つけることなく安全に使用できますが、
歯ぐきや人工歯には使用しないで下さい。

簡単
EASY

スポンジに水を含ませて磨くだけ。
歯面の汚れを落とします。

使用上の注意

※人工歯(レジン歯)にご使用頂きますと表面の光沢が失われますが、研磨ペースト等を使用いただければ光沢が戻ります。
※圧縮メラミンフォーム製の本品は人体に安全です。(UBE科学分析センター調べ)
※本製品は口腔内専用としてご使用いただけます。

販売元

株式会社 日本歯科工業社
〒110-8530 東京都台東区上野 5-12-8
TEL.03-3836-2191

製造元

株式会社 広栄社
〒586-0037 大阪府河内長野市上原町 885
TEL.0120-060418