

パナリング

OITA(口腔免疫トレーニング装置)

毎日3分以上で
噛む機能を
トレーニング



よく噛むと
どう変わるの?



成長期の子どもは、よく噛むことで
十分に発達した良い顔になります。

歯並びはよく噛むことで安定します。

毎日の食事も
意識して
よく噛むようにしましょう!



歯の根は見えている歯の2倍の長さ
があります。噛む刺激によって歯の
周りの骨が発達します。



歯茎に指を当てて噛んでみましょう。
歯の根が動くのが分かります。これが
骨を発達させる刺激です。噛むこと
で歯に正しい刺激を与えましょう。



アゴが発達し、スペースができる。噛む刺激で曲がった歯もまっすぐ
になるとする力が働きます。



パナリングの使い方

- 1 リングをセットする
- 2 ホルダーを持つ
- 3 トレーニング
- 4 洗う



ギュ ギュ ギュ ギュー パツ
1 2 3 4 5

噛んだ後にゆるめることで血流がよくなります。
これをテレビを見ながら等、
1日3分~10分程行いましょう。



トレーニングの ポイント

ポイント
1



前歯で噛む場合
●前歯部用を使用



奥歯で噛む場合
●白歯部用を使用

チューブ部がずれたりしないよう注意

ポイント
2



指で筋肉が動くのを確認しながら
トレーニングすると効果的です。

ポイント
3



奥歯で噛む場合は舌の先をリングの上に乗せて、上アゴに舌を押し
つけるとう�효的です。

パナリング

価格 ¥700



前歯部用



白歯部用

【内容】

パナリング(前歯部用ホルダー 1個、白歯部用ホルダー 1個)、替えチューブ 3本
【材質】
チューブ:軟質PVC、可塑剤(DINP)安定剤(カルシウム亜鉛)、顔料
ホルダー:PMMA

※前歯部用はチューブが平坦になることで、前歯でチューブが噛みやすくなります。

※価格は希望医院価格です(価格に消費税は含まれておりません)。

発売元



株式会社 日本歯科商社

東京本社:〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
大阪支店:〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
北海道営業所:〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
九州営業所:〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

製造元



有限会社 オーラルアカデミー

〒165-0025 東京都中野区沼袋3-26-5 Tel: 03-5380-2336 Fax: 03-3389-6810

高度管理医療機器等 販売業・貸与業 許可番号 第4514150081号
第二種医療機器製造販売業 許可番号13B2X10260

ご用命は

Oral Academy