

CAD/CAM冠
専用の
歯間ブラシ

歯科医院専売

日本製

歯間ブラシ

ルミデント® CAD/CAM

Giving a hand to oral health.




KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP

LUMIDENT® CAD/CAM


CAD/CAM冠にもやさしい ウレタンコートワイヤー

補綴物を傷つけにくいため
CAD/CAM冠セット後のメンテナンスに
適しています。

ウレタンコート
ワイヤー



CAD/CAM冠を入れたらルミデント® CAD/CAMを使いましょう。



CAD/CAM冠に傷がつくと、ステインが沈着しやすくなり、変色の原因となります。色が変わると暗く見えてしまうなど、審美性が失われてしまいます。

レジンブロック摩耗試験

レジンブロック表面に接触させたワイヤーを前後に動かして摩耗度を観察。
 (試料: 当社レジンブロック(ディーマ ハイブリッドレジン ブランク プラス))

ウレタンコート
なし



傷がつき、変色の原因に

ウレタンコート
あり



傷がつきにくい!

■ ルミデント® CAD/CAMは4サイズ(US/SS/S/M) 好きな角度にネックを曲げて使えるフレキシブルタイプ(裏面参照)



5本×10箱入り

ウレタンコートワイヤーの姉妹品

アングルタイプの
ルミデント® iP
US/SS/S/M



5本×10箱入り

サイズ	US	SS	S	M
ハンドルカラー	ピンク	ホワイト	イエロー	ブルー
ブラシ形態	超極細コーン	極細コーン	細型シリンダー	コーン
最小通過径	0.7mm	0.8mm	1.2mm	1.4mm
ブラシ径(A~B)	1.8~2.0mm	2.0~3.0mm	2.6~2.6mm	3.0~4.0mm
製品コード	X0341	X0342	X0343	X0344

ブラシ径



■ ルミデント歯間ブラシの特徴と利点

耐久性に優れた スーパーワイヤー使用


歯間ブラシ専用に開発された超硬ステンレスワイヤーを使用。強いワイヤーと極細通過径を両立させ、操作性に優れた耐久性のあるブラシを実現しました。

耐久性
よくなった
94%

比較テスト
スーパーワイヤーと以前のワイヤーを比較した使用テストで、耐久性の良さが評価されました。

● 6% かわらない

フレキシブルネック



自由な角度に変えられ前歯部、臼歯部のどの角度にもフィットします。

滅菌処理済

医療機器と同じガンマー線滅菌を採用しています。


衛生的な個別包装

1本ずつの個別包装により、開封まで清潔に保てます。必要なだけ小分けして、携帯・保管ができます。




ダブルアクションキャップ (ブラシ1本1本にキャップが付いています) 携帯に便利なコンパクトサイズ

ブラシ部をカバーできるので携帯に便利です。また、キャップをハンドルにつけることでグリップの延長になり、握った時の安定感が違います。



専用
ディスプレイケース
患者さんが手に取りやすい専用のディスプレイケースをご用意しております。



歯間ブラシ ハンドブック

患者さんに歯間ブラシの指導をする際に役立つハンドブックをご用意しております。お気軽にお申し付けください。

■ お問い合わせとご用命は…

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
 仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
 名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
 大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町4-174 TEL.072-242-6410
 福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
 フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)