

PHILIPS

sonicare

オーラルヘルスケア

歯科医院専売

ソニックケアからのご提案

患者様に合った ブラシを選ぶ テーラーメイド

テーラーメイド型 電動歯ブラシ
〈歯科販売品限定〉

「テーラーメイド」の詳しい説明は中をご覧ください。

ラインナップが増え、患者様のニーズにより幅広くお応えできるようになりました。



フィリップスが生み出した 音波水流で歯垢を落とす



ソニックアークは、粘着性の高い歯垢を効率的に除去するために、毎分約31,000回¹の高速振動と、ブラシヘッドの幅広い振幅によって「音波水流」を発生させ、唾液を利用した液体流動を作ります。その「音波水流」によって、やさしく、効果的に歯垢を除去します。



1分間に約31,000回¹の高速振動



ブラシヘッドの幅広い振幅

日本の歯科医が選ぶ


No.1^{*2}ブランド

他の電動歯ブラシにはない **3つの効果**

10倍 歯周病予防に
歯垢除去力最大**10倍!**^{*3}
音波水流が、歯のすき間の歯垢まで除去



50% やさしい
手磨きの約**50%**の
ブラシ圧で
歯と歯ぐきにやさしい^{*4}




1週間 より白く
約**1週間**で、
手磨きよりきれいで
自然な白い歯に^{*5}



^{*1} フィリップス調べ
^{*2} POHC 2018 Dental Professional Tracking Research 調べ
^{*3} プレミアムクリーン ブラシヘッド使用時/手磨きと比べ/ Milleman K, Mwatha A, Ward M, Souza S, Jenkins W, Data on file, 2014
^{*4} ダイヤモンドクリーン ブラシヘッド使用時/2010年 Moore氏らの調査に基づく実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります
^{*5} ホワイトプラスブラシヘッド使用時/2010年 Colgan氏らの調査に基づく(個人差があります)

初心者
にも安心

電動歯ブラシ ソニックアーク 全機種共通の機能



「音波水流」は全機種搭載



弱め力でスタートするから安心
【イージースタート】

初心者もやさしく磨けるよう、最初の14回までは弱めに設定され、徐々に通常のパワーに上がっていきます。



磨く時間の目安をお知らせ
【カドベーター機能】

均等にこまなくブラッシングするために、歯磨き時間の区切りをピープ音とブラシの振動を一時停止することでお知らせします。

※ダイヤモンドクリーン スマートはブラシベーター機能、キッズはキッズベーター機能になります



磨き過ぎ防止【スマートタイマー】

設定されたブラッシング時間で自動的に停止する機能です。

※キッズのみ、キッズタイマーになります



世界電圧(100~240V)対応充電式

海外でも使えるマルチ電圧対応です。

※海外でご使用の際は、国や地域に合わせて別途電源プラグアダプターをお求めください。

ブラッシングモード

シンプルに歯垢を落とす



クリーンモード(2分間)
歯垢をしっかり落とす通常の歯磨き

自然な白い歯に近づける



ホワイトモード(2分30秒間)
ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(30秒間)



ホワイトプラスモード(2分40秒間)
ステイン除去(2分間)+つやを出す動き(40秒間)

歯ぐきを健康に



ガムケアモード(3分間)
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分間)



ガムヘルスマード(3分20秒間)
クリーンモード(2分間)+歯と歯ぐきの境目磨き(1分20秒間)

歯垢を徹底的に落とす



ディープクリーンプラスモード(3分間)^{*6}
歯ぐきに心地よい刺激を与えながら歯垢を落とす

舌磨きに最適



舌磨きモード(20秒間)
舌のお手入れをするときに

その他の機能



アプリが磨き方をガイド

Bluetooth®でハンドルとアプリが連動し、磨き方をチェック。ブラッシングが不足している箇所をお知らせするなど、一人ひとりに合った上手なオーラルケアの方法とコツをお知らせします。



ブラシヘッド認識機能^{*8}

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップがハンドルと連携。自動的に最適なモードと強さに設定します。



押し付けすぎを振動と光^{*9}で伝える
過圧防止センサー



ブラシヘッド交換お知らせ機能

ブラシヘッドに内蔵されたマイクロチップにブラッシングの圧力と時間を記録し、適切なブラシの交換タイミングをハンドルのランプでお知らせします。

^{*6} ブラッシング時間は、Philips Sonicareアプリを使用する場合としない場合で異なります。アプリを使用する場合は、2分間です ^{*7} 非接触で情報を読み書きする通信技術です ^{*8} ブラシヘッド取り付け後、ブラッシングモードや強さを変更すると、ハンドルがその設定をブラシヘッドに上書きし、次にそのブラシヘッドを取り付けた際には、上書きされた設定が選択されます ^{*9} 光で伝える機能はダイヤモンドクリーンスマートのみです
※Bluetooth®のワードマークおよびロゴはBluetooth SIG, Inc.が所有する登録商標であり、Koninklijke Philips N.V.またはその関連会社は、これらのマークをライセンスに基づいて使用しています。その他の商標や商品名はそれぞれの所有者に帰属します

ソニッケアーからの提案 ブラシの「テーラーメイド」

テーラーメイドとは？

歯科医師・歯科衛生士の皆様が、患者様の口腔内状況を見た上で、患者様の要望も聞き入れつつ専門的な立場で最もふさわしいブラシを選び、ご販売頂く販売方式を採っています。まさに専門家によるテーラーメイド(大切な患者様のため特別に仕立てた製品)です。

患者様の口腔内状況やニーズによって 選べる8種のブラシ

出荷時にあえてブラシを同梱しない事で*大切な患者様の口腔状況に合わせて『使ってほしいブラシ』をご推奨頂けます。ハンドルと組み合わせて患者様に合ったブラシをご販売ください。

*ただし、シンプル機能モデルのガムヘルスプロフェッショナルは、幅広い患者層に対応できるガムプラスを搭載。



替えブラシの機能とラインナップは裏表紙をご覧ください

	多くの機能を搭載した 最上位シリーズ	機能で選べる 多機能・高性能シリーズ	シンプル機能シリーズ
	ダイヤモンドクリーンスマート プロフェッショナル	プロテクトクリーン プロフェッショナル	ガムヘルス プロフェッショナル
	ソニッケアー史上最高*10の ブラッシング体験を求める方へ	歯垢除去力、やさしさ、白い歯、 全てを求める方へ	強さを調節しながら慣れる、 シンプルな機能のモデル
	 <p>HX9949/O9 [メーカー希望小売価格] ¥28,800(税別) ※ブラシヘッドは別売です。</p>	 <p>HX6489/O1 [メーカー希望小売価格] ¥17,400(税別) ※ブラシヘッドは別売です。</p>	 <p>HX6681/O6 [メーカー希望小売価格] ¥9,875(税別) ガムプラスブラシヘッド 1本 搭載</p> <p>日本初登場 歯科専売モデル</p>
搭載 ブラッシングモード	 <p>クリーン ホワイ プラス ガム ヘルス クリーン プラス 舌磨き 弱/中/強 強さ設定</p> <p>ブラッシングモード 強さ設定 5 × 3</p>	 <p>クリーン ガムケア ホワイ 弱/中/強 強さ設定</p> <p>ブラッシングモード 強さ設定 3 × 3</p>	 <p>クリーン 弱/中/強 強さ設定</p> <p>強さ設定 3</p>
その他の機能	 <p>Bluetooth 対応 ブラシヘッド 認識機能対応 過圧防止 センサー ブラシヘッド交換 お知らせ機能</p>	 <p>ブラシヘッド 認識機能対応 過圧防止 センサー ブラシヘッド交換 お知らせ機能</p>	<p>1つのボタンでオンオフから強さ調節までができる簡単操作のハンドル。すべてのブラシヘッドと互換性があり、さまざまな患者様の口腔状況に合わせた処方ができます。</p>
付属品	海外でも使える充電器台、保証書	海外でも使える充電器、保証書	ガムプラスブラシヘッド 1本 海外でも使える充電器、保証書
充電時間	約24時間充電	約48時間充電	約48時間充電
使用時間*12	約2週間使用	約2週間使用	約3週間使用
質量*13	約144g	約133g	約126g
本体寸法*14(H×W×D)	255 × 30.5 × 27.8mm	249.5 × 31 × 28mm	256 × 31 × 28mm
電池の種類	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池	リチウムイオン電池


*記載している金額は全てメーカー希望小売価格です。

*10 モード数等主要機能の総合力を弊社他製品と比較 *11 スマートフォンは含まれません *12 1日2回、2分間使用した場合 *13 本体+ブラシ *14 ブラシ含む

歯垢除去	歯ぐきのケアに (高機能)	歯ぐきのケアに (スタンダード)	自然な白い歯に・ ステイン除去 (高機能)	自然な白い歯に・ ステイン除去 (スタンダード)	歯間の汚れに、 矯正中の方にも	敏感な歯ぐきに、 柔らかい毛先	口臭が 気になる方に
プレミアム クリーン (旧 アダプティブクリーン)	プレミアム ガムケア	ガムプラス (旧 フロリザルツガムヘルス)	プレミアム ホワイト	ホワイトプラス (旧 ダイヤモンドクリーン)	インターケア	センシティブ	舌磨きブラシ
レギュラー (1本入)	レギュラー (1本入)	レギュラー (1本入)	レギュラー (1本入)	レギュラー/コンパクト (1本入)	レギュラー (1本入)	レギュラー (1本入)	(2本入)
RFID*対応	○	○	○	○	○	—	○
歯垢除去力**	●●●●	●●	●●●●	●●●●	●●	●	—
毛のやわらかさ	●	●●	●	●	●	●●●●	—
ステイン除去	●●●**	●●**	●●●●***	●●●●***	●●**	●●**	—
歯間へのリーチ、 矯正	●	●●	●	●	●●●●	●●	—

* 非接触で情報を読み書きする通信技術です
 ** クリーンモードで使用した場合
 *** ホワイトモード・ホワイトプラスモード使用時

記載されている各ブラシは差し込みタイプのハンドルと全て互換性があります。
 最良のブラッシング効果を得るために、替ブラシは3ヶ月ごとの交換を推奨しています。



手磨き派の人にもおすすめ! 電動歯ブラシ購入前の Q&A

Q1 歯磨き粉は使用しても良いのですか?
 歯磨き粉を使用しなくても充分効果は得られますが、使用する場合は米粒くらいのごく少量が適量です。歯磨き粉をつけた際は、飛び散らないよう、ブラシヘッドを口の中に入れてからスイッチを入れてください。

Q2 歯ぐきを傷つけたりしないですか?
 ソニックアーは手磨きの約半分*1のブラッシング圧で使用できます。手磨きよりも負担がかかることはありません。

Q3 毎日使用した方が良いのですか?
 ソニックアーは手磨きと同じように使用できます。1日2回以上の使用がおすすめです。

*1 ダイヤモンドクリーンブラシヘッド使用時/2010年Moore氏らの調査に基づく。実験的研究における効果。実際の口内での効果は異なる場合があります

患者様に
安心してお奨め
いただけます

- 2年間保証(ハンドル・充電器のみに適用)
- 30日間返金保証 患者様がご購入後30日間ご使用になられても効果を実感いただけない場合は、ソニックアー事務局よりご購入代金を患者様へ直接返金いたします。
- 修理対応 患者様からの修理のご依頼をソニックアーコールが直接承ります。
 ※患者様からの修理品の発送費はソニックアー事務局が負担いたします

ソニックアーコール 0120-418-608 【受付時間】9:00~18:00(年末年始除く)

より詳しい情報、トライアル製品をご希望の場合は、お出入りのディーラー様、または下記へご連絡ください。

販売店: 株式会社モリタ お客様相談センター 0800-222-8020(フリーコール)〈歯科医療従事者様専用〉

製造元・輸入元: 株式会社フィリップス・ジャパン

ディーラー様名

