


■ ルミデント歯間ブラシの特徴と利点

耐久性に優れた スーパーワイヤー使用

歯間ブラシ専用に開発された超硬ステンレスワイヤーを使用。強いワイヤーと極細通過径を両立させ、操作性に優れた耐久性のあるブラシを実現しました。



比較テスト
スーパーワイヤーと以前のワイヤーを比較した使用テストで、耐久性の良さが評価されました。


衛生的な個別包装

1本ずつの個別包装により、開封まで清潔に保てます。必要なだけ小分けして、携帯・保管ができます。




ダブルアクションキャップ (ブラシ1本1本にキャップが付いています) 携帯に便利なコンパクトサイズ

ブラシ部をカバーできるので携帯に便利です。また、キャップをハンドルにつけることでグリップの延長になり、握った時の安定感が違います。



フレキシブルネック



自由な角度に変えられ
前歯部、臼歯部のどの
角度にもフィットします。

滅菌処理済

医療機器と同じガンマー線滅菌を採用しています。



専用
ディスプレイケース
患者さんが手に取りやすい
専用のディスプレイケースを
ご用意しております。



歯間ブラシ
ハンドブック
患者さんに歯間ブラシの
指導をする際に役立つ
ハンドブックをご用意して
おります。
お気軽にお申し付けくだ
さい。

■ お問い合わせとご用命は…

■ 販売元

クルツァー ジャパン 株式会社

本社：〒113-0033 東京都文京区本郷4-8-13 TEL.03-5803-2151
 仙台営業所：〒981-3133 仙台市泉区泉中央3-30-6-102 TEL.022-371-1007
 名古屋営業所：〒461-0004 名古屋市東区葵1-13-18 TEL.052-935-5451
 大阪営業所：〒590-0982 堺市堺区海山町4-174 TEL.072-242-6410
 福岡営業所：〒812-0011 福岡市博多区博多駅前3-6-12 TEL.092-472-0720
 フリーダイヤル：0120-230-331 (受付時間10:00~16:00/土・日・祝日を除く)

D11LCO1-01-1801-10000SI

www.kulzer.co.jp/

CAD/CAM冠 専用の 歯間ブラシ

歯科医院専売

日本製

歯間ブラシ

ルミデント® CAD/CAM

Giving a hand to oral health.



KULZER
MITSUI CHEMICALS GROUP


LUMIDENT® CAD/CAM

CAD/CAM冠にもやさしい
ウレタンコートワイヤー

補綴物を傷つけにくい
ため
CAD/CAM冠セット後のメンテナンスに
適しています。

ウレタンコート
ワイヤー

CAD/CAM冠を入れたらルミデント® CAD/CAMを使いましょう。



CAD/CAM冠に傷がつくと、ステインが沈着しやすくなり、変色の原因となります。色が変わると暗く見えてしまうなど、審美性が失われてしまいます。

レジンブロック摩耗試験 レジンブロック表面に接触させたワイヤーを前後に動かして摩耗度を観察。
〈試料：当社レジンブロック(ディーマ ハイブリッドレジン ブランク プラス)〉



■ ルミデント® CAD/CAMは4サイズ(US/SS/S/M) 好きな角度にネックを曲げて使えるフレキシブルタイプ(裏面参照)



5本×10箱入り

ウレタンコートワイヤーの姉妹品

アングルタイプの
ルミデント® iP
US/SS/S/M



5本×10箱入り

サイズ	US	SS	S	M
ハンドルカラー	ピンク	ホワイト	イエロー	ブルー
ブラシ形態	超極細コーン	極細コーン	細型シリンダー	コーン
最小通過径	0.7mm	0.8mm	1.2mm	1.4mm
ブラシ径(A~B)	1.8~2.0mm	2.0~3.0mm	2.6~2.6mm	3.0~4.0mm
製品コード	X0341	X0342	X0343	X0344

ブラシ径

