



光加速装置
PBMヒーリング商品

1日数分の装着で治療期間を短縮！
光技術で
矯正治療、インプラント治療を
早く終わらせられる！

治療時間の短縮
×
痛みの軽減



光加速装置
「オルソヒーリング」

光加速矯正

メリット

- ・矯正期間を半分以下の日数に短縮することができる
- ・痛みが感じにくくなる
- ・マウスピースの交換の感覚が短くできる
- ・光を歯の周囲に照射するだけで歯を動かすことができる



光加速装置
「インプラントスピードヒーリング」

光加速インプラント

メリット

- ・治療期間の短縮
- ・直接的に骨の再生過程を加速させる
- ・軟組織の治癒を向上させる
- ・手術に伴う痛みを軽減する
- ・骨移植片の統合を改善する

※光加速装置の効果には個人差があり、治療の範囲、歯の状態、年齢・体質等により大きく変わります。

光加速矯正

光加速インプラント



光加速装置 「インプラントスピードヒーリング」



商品概要

【使用方法】

1日12分（上下顎各6分程度）

装置を装着

【機器内容】

容量5000mAh

入力：DC5V、2.1A USB (Type-C、Micro)

出力：USB 2ポート DC5V、2.1A

入力：100-240V、0.4A 出力：5.0V、2.4A

製造販売届出番号：15B3X10008100902



【仕様】

LEDマウスピース

装置を装着

電源入力：2.1V

Core LED：拡張型46

波長：850nm

各CoreLEDの電源：30mA

標準価格 ¥57,200

光加速装置 「オルソヒーリング」



商品概要

【使用方法】

1日8分（上下顎各4分程度）

装置を装着

【機器内容】

マウスピース、外付バッテリーバック

USB充電ケーブル、電源アダプター

【機器内容】

容量5000mAh

入力：DC5V、2.1A USB (Type-C、Micro)

出力：USB 2ポート DC5V、2.1A

入力：100-240V、0.4A 出力：5.0V、2.4A

製造販売届出番号：15B3X10008100900



【仕様】

LEDマウスピース

電源入力：2.1V

Core LED：拡張型46

波長：850nm

各Core LEDの電源：30mA

標準価格 ¥55,000

振動加速装置 「バイブアジャストメント」

商品概要

オルソヒーリングによる 治療短縮を補助に！

【使用方法】

1回6分間装置を装着

【機器内容】

マウスピース、外付バッテリーバック
USB充電ケーブル、電源アダプター

【バッテリー・電源】

容量：5000mAh

入力：DC5V、2.1A USB (Type-C、Micro)

出力：USB 2ポート DC5V、2.1A

入力：100-240V、0.4A 出力：5.0V、2.4A

【仕様】

微振動バイブレーションマウスピース

電源入力：2.1V

モーター定格回転数：12000rpm=200Hz

定格電流：70mA以下

タイマー：4分



標準価格 ¥44,000

取扱店

THC PBM 日本総代理店 株式会社トータルヘルスコンサルティング

株式会社ガイドデント

東京都渋谷区笹塚 1-54-7 KSビルディング 4F

03-6276-8360 (平日 10:00 ~ 18:00)