



3D設計の毛束が歯をつつみこみ、 すみすみまでマルチケア

DENTALPRO 3D-FIT

●レギュラー〈ふつう〉

- ・約5,000本(自社従来品の3倍程度)の密毛仕様
- ・先端厚みが“3mm”の薄型ヘッド設計



レギュラー



レギュラー



レギュラー



Black

PCC(プラチナコロイドセラミックス)配合の超極細毛を使用。歯面だけでなくすき間の歯垢をしっかりと除去。



White

先端が4つに割れた超極細毛を使用。ふんわりとした当たりで、歯グキにやさしく、汚れをしっかりと除去。




Red

複数の角をもつ星形超極細毛と、先端が丸いラウンド毛を使用。ステイン等の歯面の汚れをしっかりと除去。



3D設計ブラシ



奥歯密着ケアZONE

先端の傾斜を付けた毛束が奥歯の奥にもしっかりと届く。

歯面密着ケアZONE

中心の低い毛束が歯面の凹凸にしっかりと密着。

歯周密着ケアZONE

外周の高い毛束が歯周部の深い部分にしっかりと届く。