

# ZOO デモ の お知らせ

ZOOミニをご使用いただいている方に  
ZOOやZOOJRも使っていただくと  
口が大きく開き、吸引力も強いので、  
とても使いやすい！と好評をいただいております。  
そこで、今回は色々なデモ品を準備いたしました。

【申込番号】

- 1 ZOO α
- 2 C-ZOO α
- 3 ZOOJR α
- 4 C-ZOOJR α
- 5 ZOO ミニ
- 6 ZOO ミニ α
- 7 C-ZOO ミニ α
- 8 モリタ用アダプター

## ZOOの特徴

バネの サイズ	ミニ バキューム	コントローラー	価格 (税込)
大	○	×	¥24,200
大	○	○	¥29,700
中	○	×	¥24,200
中	○	○	¥29,700
小	×	×	¥19,800
小	○	×	¥24,200
小	○	○	¥29,700
—	—	—	¥ 6,600

### ■ バネのサイズ




患者様の口の大きさに合わせて選びます。  
バネの高さ ZOO ミニ 約1cm[小]・ZOO  
JR. 約1.5cm[中]・ZOO 約2cm[大]

### ■ ミニバキューム

ミニバキュームは根管吸引・乾燥等に  
使用できます。ペーパーポイントの使用  
も少量ですみます。



### ■ コントローラー



無段階に吸引量を調整でき、必  
要な時だけ吸引出来るので便  
利です

### モリタのパキュームには 「11ミリ」をご使用ください

モリタバキュームは直径10ミリと  
なっています。11ミリでも十分ご  
使用いただけますが、外れやすい  
場合は「モリタ専用アダプター」を  
をご併用ください。

モリタ用  
アダプター  
6,600円(税込)

※オートクレーブ可能




デモ品の申し込みは裏面をご覧ください

# ZOOの全てがわかる YouTube 動画集

これからZOOを考えられている方、すでにご使用していただいている方に向けて、

Coolex(海外名)=ZOO(日本名)

ZOOの装着方法から活用方法、アドバイスなども全てがわかる動画集をYouTubeで作成しました。

バキュームチップZOOの上顎への装着方法とコツ(1:03)	歯科バキュームチップ ZOOモリタ用アダプターの説明(0:56)
バキュームチップZOO下顎、S字カーブの付け方(1:05)	歯科医が患者になった時、ZOOを使って治療を受けた感想!(3:29)
バキュームチップZOOパネの位置(1:08)	Futudent - test video 7 Preparation of molar - Aoshima Dental Office ..... 青島徹児先生
ZOOを使えばなぜ名医になれるのか?(4:49)	ZOO 1 ..... 吉田各先生
歯科・バキュームチップZOO・取説解説(その1)	How to use of c-Zoo Jr.alfa (COOLEX B) ..... 英保裕和先生
ZOOを初めて購入する時、何を選べば間違いないか!(5:34)	Coolex: New Isolation Tool for adhesive dentistry ..... 英保裕和先生
バキュームチップZOOワンポイントアドバイス①(0:40)	<b>他にもZOOに関わる動画を 多数公開しています</b>  <p>視聴はこちら</p>
ZOOチューブ交換方法・パネの修正方法(2:54)	

## ZOOデモ品の申し込み方法

各項目をご記入いただき、歯科商店の担当者様にお申込み下さい  
デモは担当者様を通して届けられ、回収されます。デモ期間は14日間です。

歯科商店名	歯科商店の担当者名
歯科医院名	電話番号
歯科医院住所	

ご希望のZOOデモ品の申込番号を  
1つ選び○をつけてください

- 1
  2
  3
  4
  5
  6
  7

モリタ用アダプターを希望する・しない  
どちらかに○をつけてください

希望する ・ 希望しない

オサダチェアーの方は  
に✓チェックを入れてください

\*歯科商店の担当者様はデモ品を内外歯材株式会社にお申込み下さい。

販売名:多機能バキュームチップ 一般的名称:歯科用吸引管 管理医療機器 21100BZZ00012000 製造販売元:株式会社シオダ 栃木県那須烏山市東原53

## 内外歯材株式会社

<b>【本社】</b> 〒543-0062 大阪市天王寺区逢阪2丁目3-10 TEL: 06-6771-5553 FAX: 06-6779-7518	<b>【名古屋営業所】</b> 〒464-0075 名古屋市中区千種区内山1丁目2-6 TEL: 052-741-7011 FAX: 052-741-7014
----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------

内外歯材株式会社へのデモ品の申し込みが困難な歯科商店様は  
有限会社アプトまでFAX(06-6344-4177)でデモ品をお申込み下さい。



ZOO 歯科 検索 <https://www.appt-inc.jp/zoo>

## ZOOの全てがわかる QRコード

- ZOOのYoutube 動画
- ZOOカタログ
- ZOOホームページ
- デモ品の申し込み方法

