

口腔外サクション


単体移動型 ご使用の皆様へ。
(フォルテ-S・アルテオ-S)

～ フィルタ定期交換のおしらせ ～

製品の性能を維持する為に、
フィルタの定期的な交換をおすすめします。

フィルタは一定期間使用することで、粉塵等の汚れが目詰まりを引き起こし、本来の効果を発揮できなくなります。安定した吸引力と清潔で衛生的な診療環境を保つために定期交換をお願いします。

お気づきですか？
フィルタの汚れ。




定期交換をしていないフィルタは
こんなに汚れています。

塵受けフィルタ…1ヶ月に1度の交換が目安です。



バッグフィルタ…6ヶ月に1度、または
吸引力が低下した場合に交換が必要です。



スーパーバイオフィルタ…
3年に1度の交換が目安です。
※交換時期がきましたらハガキによる
通知を差し上げます。

単体移動型用
フィルター一式



B029:フリーアームS用
塵受けフィルタ × ()



B030:フリーアームS用
バッグフィルタ × ()



B031:フリーアームS用
スーパーバイオフィルタ × ()

取扱店:

貴医院名:

TEL:

住所:



株式会社 東京技研

【本 社】TEL: 03-3703-5581(代) FAX: 03-3705-1760
【仙 台】TEL: 022-371-9651 FAX: 022-371-9653
【名古屋】TEL: 052-776-3355 FAX: 052-776-3356
【大 阪】TEL: 06-6368-8877 FAX: 06-6368-8876
【福 岡】TEL: 092-411-0377 FAX: 092-411-0376