

# Primescanの精度はそのままに リーズナブルモデル登場



## Primescan connect




35年以上にわたり研究開発し進化し続け、“補綴修復”を知り尽くしたスキャンテクノロジー

### 広いワンショット撮影範囲

短時間でより多くのデータを収集。  
無駄のない、広いガラス有効面積により、最後白歯までも簡単にアクセス

### インテリジェントプロセッシング

取り込まれた膨大な量のデータからコアとなる必要なデータのみを取り込み、  
計算の迅速化・最適化を実現



### ヒーティング機能

セルフヒーティングにより、  
口腔内でカメラが曇らずに  
スキャンが可能

### ダイナミックレンズ

最大20mmの測定深度でも  
シャープさと精度を実現

### スマートピクセルセンサー

1秒間に100万を超える3Dポイントを処理し、写真のようにリアルで正確なデータ  
天然歯及び様々なマテリアルの修復物の表面を迅速かつ容易にスキャン

一般的名称：チェアサイド型歯科用コンピュータ支援設計・製造ユニット/歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット/デジタル印象採得装置 販売名：セレック プライムスキャン AC 承認番号：30100BZX00044000 管理医療機器 特定保守管理医療機器

### ジーシー

トレーニングセンター  
ご来訪を希望

院内デモ希望

資料請求

### ◆ 参加される方

歯科医師  歯科衛生士  歯科技工士  その他

### ◆ 現在導入をしているIOSはございますか

導入していない  CEREC  TRIOS  iTero  その他

### ◆ 補綴装置の加工先をお聞かせください

歯科医院内での加工  現在の連携先技工所での加工  決まっていない  その他

### ◆ 新たに医院採用するIOSの購入はいつ頃予定されていますか

3か月以内  6か月以内  1年以内  未定  その他

医院へ製品をお持ちして、デモンストレーションさせていただきます。お気軽にお申込みください。

九州営業所【FAX 返信先】 092 ( 473 ) 1745

記入日 年 月 日

お名前	フリガナ	貴医院名		
ご住所	〒		<b>WEBでお申込</b> 	
ご連絡先 電話番号		FAX 番号		
お取引 販売店名				