

この資料は、歯科医師・歯科衛生士・歯科技工士様への案内です

2016 2月号

クラレ ノリタケ デンタル キャンペーンニュース

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。

このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クラレノリタケデンタル キャンペーンニュース2月号』といたしまして、キャンペーンを企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。

レジン・知覚過敏抑制材を見直したい先生

必読!

クリアフィル®マジスティ®ESフロー

クリアフィル®マジスティ®ES-2

ティースメイト®APペースト

ティースメイト® ディセンシタイザーNEW



Campaign 01 クリアフィル®マジェスティ®ESフロー ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】2016.1.21～2.19

期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

■内容 レジン充填材 [LOW] 2.7g/1.5mL
■標準価格 各4,200円


●販売名 クリアフィル マジェスティ ESフロー ●一般名 歯科充填用コンポジットレジン
●医療機器承認番号 224ABZ00170000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

・採用されたフィラーは「サブミクロンガラスフィラー」と「クラスターフィラー」でいずれも細かく、研磨性が高い為、容易に光沢が得られます。

・臼歯部咬合面や充填部位の表面にも使用できる高い物性を有します。

・好みの操作性を3種の粘稠度からお選びいただけます。

このキャンペーンは
A2 / A3のみの対応となります。



**クリアフィル®
マジェスティ®ESフロー**
ローフロー単品
同一色3本と

4,200円×3本=12,600円

田代先生による
ESフロー使い方動画を
視聴できる
シークレットQRコードを
詰め合わせて



特別価格にてご提供!!

キャンペーンコード A2 新 202430339 / A3 新 202430340
旧 243339 旧 243340


Campaign 02 クリアフィル®マジェスティ®ESフロー ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】2016.1.21～2.19

期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

■内容 レジン充填材 [Super Low][LOW][High] 2.7g/1.5mL
■標準価格 各4,200円

豊富な色調(全11色)



**クリアフィル®
マジェスティ®ESフロー**
ローフロー単品1本を

■内容 2.7g/1.5mL
■標準価格 各4,200円

特別価格にてご提供!!

商品コード Super Low 新 202430341～202430349 Low 新 202430301～202430311 High 新 202430321～202430325
旧 243341～243349 旧 243301～243311 旧 243321～243325

Campaign 03 クリアフィル®マジェスティ®ES-2 ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】2016.1.21～2.19

期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

・ドイツ VITA社が認めた色調発色
VITA Approved Shade取得
ビタクラシカルシェードの色がそのまま発色できます。

・単層充填で残存歯質の色調にマッチする光拡散性を
持ちます。

・豊富な色調(20色)

●販売名 クリアフィル マジェスティ ES-2
●一般名 歯科充填用コンポジットレジン
●医療機器承認番号 224ABZ00119000
●医療機器の分類 管理医療機器(クラスⅡ)

クリアフィル®マジェスティ®ES-2

■内容 3.6g/2.0mL ■標準価格 各3,300円


単品1本を

※全色対応となります。



特別価格にてご提供!!

商品コード 新 202430020 旧 243020 ～ 新 202430039 旧 243039



歯科充填用コンポジットレジン
クリアフィル®マジェスティ®ESフロー

期間中、Campaign 01より
3本パックをご購入いただいた方限定!

裏面の
ギャリソン・デンタル・ソリューションズ製品を
ご購入いただいた方も対象



田代先生によるESフロー使い方動画を
視聴できる**シークレットQRコード**を同封!!

田代 浩史 先生

静岡県浜松市 田代歯科医院 院長

1999年 東京医科歯科大学歯学部 卒業
2000年 DES歯学教育スクール保存修復学担当講師
2003年 東京医科歯科大学大学院 修了
歯科用高性能接着剤の研究にて博士号を取得
田代歯科医院(浜松市)
2007年 国立大学法人 東京医科歯科大学
非常勤講師(脳神経制御学)

2級窩洞修復



術前

術中

術後

動画で注目
してほしい

POINT!

- 1 使用する3Dマトリックスの形状を意識した隣接面部窩洞形成
- 2 リングタイプリテーナー適合による歯間離開効果
- 3 咬合面方向からの照射光強度減衰を意識した照射時間延長
- 4 3層積層充填操作による重合収縮応力緩和と審美的色調再現

4級窩洞修復



術前

術中

術後

動画で注目
してほしい

POINT!

- 1 術前記録を再現するシリコンガイドの活用
- 2 窩縁部ベベル付与による色調混和効果
- 3 3D透明マトリックス・フロアブルレジン活用による隣接面形態再現
- 4 3層積層充填操作による審美的色調再現

※動画は上記掲載している症例写真に近いケースを模型上で再現しています。

知覚過敏抑制材料 **ティースメイト® APペースト**

Campaign **04** ティースメイト® APペースト
ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】 2016.1.21~2.19

期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

混和不要ですぐに使える便利なペーストタイプ

- ・SRP 後やホワイトニング後の知覚過敏に使用しやすい
- ・フッ化ナトリウム配合 (950ppm)



NEW!

操作性
重視

- 販売名 ティースメイト APペースト
- 一般名 歯科用知覚過敏抑制材料
- 医療機器認証番号 226ABZ00010000
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

ティースメイト® APペースト
1本と ■内容 1本 30g
■標準価格 8,800円

「知ろう!知覚過敏症について」
患者様向け説明用ツール1冊を詰め合わせて

特別価格にてご提供!!

商品コード 新 202410300 ID 241300

知覚過敏抑制材料 **ティースメイト® ディセンシタイザーNEW**

Campaign **05** ティースメイト® ディセンシタイザーNEW
ご愛顧感謝キャンペーン

【実施期間】 2016.1.21~2.19

期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

高い象牙細管封鎖性を有する粉液タイプ

形成象牙質の処置に使用可能



効果
重視

- 販売名 ティースメイト ディセンシタイザー
- 一般名 歯科用知覚過敏抑制材料
- 医療機器認証番号 224ABZ00014000
- 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

ティースメイト® ディセンシタイザーNEW
1-1セットと ■標準価格 7,800円

- 内 容 ・粉材(4g)1本 ・液材(3.2mL)1本
- 付属品 ・混和皿(B)1個 ・計量スプーン(TD)1本
- ・アプリケーターブラシ(ファインシルバー)50本

「知ろう!知覚過敏症について」
患者様向け説明用ツール1冊を詰め合わせて

特別価格にてご提供!!

商品コード 新 202410211 ID 241211

患者様向け説明用ツール

知ろう!知覚過敏症について

■サイズ A4 16p 新 208530101 ID 853101



患者様に絵や写真を中心に
紙芝居形式でわかりやすく
説明するツールです。

※表紙の画像は実際の商品と変更される場合があります。

ティースメイト® APペーストとティースメイト® ディセンシタイザーは
**歯と同じ成分HAp(ハイドロキシアパタイト)で
象牙細管やマイクロクラックを封鎖!**

マイクロクラックを封鎖すること
でう蝕リスクを軽減

使える
シーンが
多数

スクーリング後・ルートプレーニング後に



APペースト塗布後は象牙質と同成分のアパタイトとして再結晶化
します。(第142回日本歯科保存学会2015年度春期学術大会より)

形成象牙質に



接着剤・セメントへの影響がなく厚みもできません。
※TMDのみ使用可能

ホワイトニング後に




ホワイトニング直後は歯の硬度が減少しますが AP ペーストを塗
布することで硬度が高くなります。
(第142回日本歯科保存学会2015年度春期学術大会より)

矯正時に



矯正患者のメンテナンス(プロケア)に役立ちます。

APペースト・TMD®の症例を分かりやすく集めた
冊子をご用意しております。 ※TMD=ティースメイトディセンシタイザー
(初期う蝕・白斑・歯周外科後の症例などもあり)




ティースメイトディセンシタイザー
APペースト症例集01
新 208530061 ID 853061

ティースメイトディセンシタイザー
APペースト症例集02
新 208530096 ID 853096

日本歯科保存学会
2015年度春期学術大会
新 208530062 ID 853062

●お出入りの歯科商店までご依頼ください。

ホームケアではPos-Ca成分と
フッ素がWで配合された
ポスカFがおすすめ!



関連商品のご紹介



歯科用充填・修復材補助器具

スリックバンド 3D スターターキット (リテーナースモール付)

ストレスなくレジン充填したい全ての先生へおすすめスリックバンドを含むキットです。



コーティング加工によりスムーズにバンドを除去

■セット 標準価格 39,300円 新 206830160 旧 683160

- コンポジット 3D リテーナー/スモール 1個
- スリックバンド/スモール 10枚、エクストラスモール 5枚、セミスタンダード 10枚、スタンダード 10枚、ラージ 5枚
- コンポジット 3D リングフォーセップス 1本
- ウェッジワンド オバーク/エクストラスモール 10本、スモール 10本、ミディアム 10本、ラージ 10本

●販売名 スリックバンド 3D スターターキット ●一般的名称 歯科用充填・修復材補助器具 ●医療機器届出番号 27B1X00109000264 ●医療機器の分類 一般医療機器 (クラス I)
●製造 ギャリソン・デンタル・ソリューションズ ●製造販売 株式会社モリタ

歯科用マトリックスバンド

ヴァリストリップ

豊隆に沿ったカーブ付の前歯用ストリップ

■標準価格 50枚入 12,400円 新 206830154 旧 683154

〈使用ステップ〉



1 上中切歯4度高湾の形成



2 ヴァリストリップ試戴の後ウェッジで固定




3 填塞直後



4 形態修正・仕上げ研磨後

●販売名 ヴァリストリップ ●一般的名称 歯科用マトリックスバンド ●医療機器届出番号 27B1X00109000282 ●医療機器の分類 一般医療機器 (クラス I)
●製造 ギャリソン・デンタル・ソリューションズ ●製造販売 株式会社モリタ



歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル® マジェスティ® ES-2 Premium スターターセット

保険適用外

「クリアフィル マジェスティ ES-2」と同様に、色調表現と使いやすさを追求したコンポジットレジンです。

- 「Vita Classical Shade guide」の明るさを基準に再配列したシェードガイドで、的確かつ簡単にシェードを選択することができます。
- Dentin、Enamelの組み合わせで1色～3色に対応可能となっています。(例えば、A3D、A3Eの組み合わせで、C2、A3、D3を幅広くカバーします。) そのため積層充填でも多くのシリッジを用意する必要はありません。

■セット 標準価格 17,000円 新 202430014 旧 243014

- 内容 A2E、A2D、A3E、A3D×各1本 各3.6g/2.0mL
- 付属品 遮光板(C)×1個、湿和皿(C)×1個、アプリケータブラシ(ファイン<シルバー>)×50本

■単品 標準価格 各4,800円 新 202430050～202430063 旧 243050～243063

- 色調 Enamel : XWE、WE、A1E、A2E、A3E、A3.5E、A4E
Dentin : XWD、WD、A1D、A2D、A3D、A3.5D、A4D

●販売名 クリアフィル マジェスティ ES-2 ●一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン ●医療機器届出番号 224AB82X00162000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラス II)



歯科充填用コンポジットレジン

クリアフィル® マジェスティ® LV

独自の表面処理技術により81wt%の無機フィラーが配合されているため臼歯部咬合面の充填にも使用可能なフロアブルレジンです。

- 賦形性と流動性を兼ね備えたフロアブルレジンです。
- 「クリアフィル マジェスティ」の色調に合わせておりますので「クリアフィル マジェスティ」のシェードガイドが使用可能です。
- ※乳歯色、サービカル色だけは専用シェードガイドが必要です。

■標準価格 各4,200円 新 202420610～202420633 旧 242610～242633

- 内容 各3.2g
- 色調 A1、A2、A3、A3.5、A4、XL、サービカル、E、OC、OA2、OA3、OA4
- 付属品: ニードルチップ×5個、ニードルチップキャップ×5個
- ※オパールで濃度の高い色調です。

●販売名 クリアフィル マジェスティ LV ●一般的名称 歯科充填用コンポジットレジン ●医療機器届出番号 218AB82X00162000 ●医療機器の分類 管理医療機器(クラス II)

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタルもしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2016年1月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。●価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com