

酸化ジルコニウムの接着に、 大きなプラス

特別価格
キャンペーン

2024/ 7/22 (月) ~
10/18 (金)迄

Speedcem® Plus

セルフアドヒーシブ接着性レジンセメント
スピードセム Plus

スピードセム Plusは、ジルコニアやメタルセラミックのような高強度修復物を天然歯やインプラントアバットメントに接着するための、接着性レジンセメントです。

スピードセム Plusは、デュアルキュア型セルフアドヒーシブセメントで、特に不透過な修復物をセメントで固定する際に、安定した接着を得られます。



Ivoclean

修復物内面クリーニング液
イボクリーン

酸化ジルコニウム修復物のクリーニングには、イボクリーン

口腔内試適で修復物の内面（接着面）に付着した唾液や血液を効果的に除去します。

特に、酸化ジルコニウムや卑金属合金は、接着力の低下を招くリン酸ではなく、イボクリーンで清掃することで、強固な接着をサポートします。



口腔内での使用はできません



パンフレットは
こちらから

https://www.ivoclar.com/ja_JP/CMS/brochures/SpeedCemPlus.pdf

スピードセム PlusはMDPを含有しており、歯質や修復物(酸化ジルコニウムは卑金属合金)の前処理が不要です。

そのため、接着のステップを減らし操作中のエラーを軽減することができます。

ステップ - 酸化ジルコニウムブリッジ



写真：Zenostar T bridge cemented onto natural abutment teeth: Dr Lukas Enggist, Dentist / Dominik Monreal, DT, Ivoclar Vivadent AG, 2014

シェード

光透過性によって3種類をラインアップ。光透過性が2~3%の「オペーク」は、チタンアバットメントを使用したインプラント上部構造の接着に適しています。



使用回数	13 ~ 18歯(クラウンの場合)*
操作時間	1分間
硬化時間 (操作時間含む)	3分間 (化学重合の場合)
保管方法	2 ~ 8°C

*シリンジ1本(9g)あたり

特別価格【期間限定】2024年7月22日(月)~10月18日(金)

スピードセム Plus & イボクリン 特別価格キャンペーン

製品内容	用途/内容	単位	標準価格	注文数
681710WW	スピードセム Plus イエロー	9g×1	16,000円	
681711WW	スピードセム Plus オペーク	9g×1	16,000円	
681712WW	スピードセム Plus トランスペアレント	9g×1	16,000円	
637568AN	イボクリン	5g×1	4,400円	

(標準価格は税別です)

ご注文日 月 日

医院/ラボ名	ご住所	
TEL	FAX	
お取引商店様名	支店・営業所名	ご担当者

製造販売元

Ivoclar Vivadent 株式会社 〒113-0033 東京都文京区本郷1丁目28番24号

TEL:03-6801-1301 FAX:03-5844-3657

ivoclar.com