

義歯床用射出成型器

# プロ・ジェットII

新規導入キャンペーン

期間

2024.  
9/2・9/30  
mon. mon.

数量  
限定



樹脂溶解炉を一体化したコンパクト設計



本体と一体式の  
溶解炉 (ヒーティングボックス)

レジン溶解後、  
直ぐ加圧填入  
可能!

最大レジン溶解量が30g、室温から作業温度(約300℃)に  
約6分で到達

本体セット 標準価格(税別)

¥630,000 ▶ **特別価格**

※デモンストレーションはお取引先ディーラー様にご用命ください。

## 付属品



- ① プロ・フラスコ  
プロ・フラスコネジセット
- ② プロ・シリンダー
- ③ シリンダーキャップN
- ④ シリンダーシリコン
- ⑤ フラスコシリコン  
シール
- ⑥ レジンプル
- ⑦ 分離スパナ
- ⑧ アルテコ・シリコン  
スプレー
- ⑨ アルミチューブ

## 仕様

歯科技工用成型器

一般医療機器  
医療機器届出番号 23B1X10001A69022  
サイズ W400×D210×H550mm  
重量 43kg

電圧 100V 50/60Hz  
電熱ヒーター 320W  
最高使用温度 400℃  
常温から作業温度  
(約300℃)までの到達時間 約6分  
使用アルミチューブ 直径25.4mm  
消費電力 約500W  
使用圧力 5~10kg/cm<sup>2</sup>  
最大レジン溶解量 30g  
最大ストローク 120mm

品名 規格 単位

プロ・ジェットII本体	1台
プロ・フラスコ	1個
プロ・シリンダー	1個
シリンダーキャップN	1個
シリンダーシリコン	100個
フラスコシリコンシール	20個
レジンプル	1個
分離スパナ	1個
アルミチューブ	20個
アルテコ・シリコンスプレー	1本
エアホースφ8mm×2m	1本
六角レンチ	1個
タイマー	1個

本体セットの他に下記の周辺機器が必要になります。

乾燥機…樹脂の乾燥・フラスコの加温に使用します。  
※弊社では取り扱いをしておりません。各社より販売されている乾燥機をお買い求め下さい。  
圧力源…圧力源は2通りの方法があります。  
A.コンプレッサーを使用する…十分なエア圧が確保出来ない場合は、増圧器が必要になる場合がございます。  
B.窒素ガスを使用する………①窒素ガスボンベ+②高圧ガス用レギュレーターが必要になります。



アクリレレットを使用した保険用義歯



ヘイスエラストを使用したノンクラスプデンチャー

山八歯材最新情報はホームページで… ~健康は歯から~(お問い合わせ・ご質問等もお待ちしております)

<https://yamahachi-dental.co.jp/>

5306

●ご用命は…



製造販売元  
**山八歯材工業株式会社**  
〒443-0105 愛知県蒲郡市西浦町大知柄54-1  
TEL(0533)57-7121 FAX(0533)57-1764  
Home Page <https://www.yamahachi-dental.co.jp/>  
E-mail [box@yamahachi-dental.co.jp](mailto:box@yamahachi-dental.co.jp)