

2024年 7月22日(月)

~9月30日(月)

SALE

マグネット式超音波スケーラー 「キャビトロン」増台キャンペーン

からのアップデートモデルを、
この機会にご検討ください

キャビトロン プラス MP タップオン

足元を気にせずスケーリングに集中できる超音波スケーラー



非搭載機能



タップオンモード

フットペダルを踏み続ける必要がないため、足の負担軽減、視野を外すことなくスケーリングが行えます



ワイヤレスフットペダル

煩わしいコード不要で足元すっきり



パージモード

自動で2分間水がシステムラインに流れ、清潔に使用することができます



搭載機能



ブーストモード

本体に触らず足元の操作だけで超音波スケーリングの出力を増加することができます



サステンド・パワー・システム

硬い歯石に当たった際に、超音波のパワーが下がっても瞬時に設定したパワーまで自動的にフィードバックします

キャンペーン期間

2024年7月22日(月)～9月30日(月)

「キャビトロン」増台キャンペーン ご注文用紙



キャビトロン プラス MP タップオン

標準価格(税抜)：¥383,290

電圧：100-240VAC

本体重量：2kg

本体寸法(高さ×幅×奥行)：

152mm×241mm×203mm

PICK UP 論文

超音波スケーリング時の
深い症状に関する患者アンケート

～マグネット式スケーラー
Cavitron とピエゾ式
スケーラーとの比較～



■ キャンペーン対象製品

No.	品番	製品名	標準価格	備考	ご注文数
1	8184004J	キャビトロンMPタップオン	¥383,290	—	特別価格
2	78688	ステリメイトハンドピース	¥22,450	セレクトSPS用	
3	8183001	ステリメイトハンドピース(グレー)	¥22,450	MPタップオン用	
4	8170201	ステリメイトハンドピース	¥19,510	JETタップオン用	
5	8183201	ステリメイト360ハンドピース	¥31,300	タッチ用	

Product Interview

キャビトロン導入のメリット



ヨーロッパ歯周インプラント専門医である加藤先生より、医院での歯周治療においてキャビトロンを用いる理由やメリットについてお伝えいただいております。

北欧歯科
加藤 雄大 先生



Product Webcast

キャビトロンの使用方法



キャビトロンの基本的な使い方、インサートチップの選択基準、効果的な操作方法についてキャビトロンインストラクターである光家先生より分かりやすくご説明いただいております。

ゆき歯科医院
光家 由紀子 先生



※こちらの動画を視聴するにはDigital Dentistry Universityへの登録が必要です

ご施設名

〒 - ※郵便番号は必ず記入してください。

ご住所

TEL :

FAX :

販売名：キャビトロン セレクト
販売名：キャビトロン プラスMP タップオン
販売名：キャビトロン ジェット プラス タップオン
販売名：キャビトロン タッチ

一般的名称：超音波歯周用スケーラー
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器
一般的名称：歯科用多目的超音波治療器

医療機器認証番号：21200BZY00442000
医療機器認証番号：224AABZX00162000
医療機器認証番号：224AABZX00163000
医療機器認証番号：230AIBZX00002000

クラス：クラスII(管理・特管)
クラス：クラスII(管理・特管)
クラス：クラスII(管理・特管)
クラス：クラスII(管理・特管)

デンツプライシロナ株式会社

東京都中央区銀座8-21-1住友不動産汐留浜離宮ビル www.dentsplysirona.com

