

# The 83th

日頃は格別のお引き立てをたまわり、誠にありがとうございます。  
皆様のご愛顧に感謝してThe 83th JOS Special Campaignを企画いたしました。  
是非、この機会にご用命くださいますようお願い申し上げます。



# JOS Special Campaign

2024.9.17▶10.31

歯科矯正用レジン材料

# ORTHOLY ALIGNER CONNECT

オルソニー アライナーコネクト

マウスピース型矯正装置に適した審美性、高耐久性を有する  
アタッチメント作製のためのレジン誕生

## POINT

優れた耐摩耗性

優れた審美性

ユニバーサル色  
なので、1本で  
広い色調をカバー



優れた除去性

ブラックライトで光るので、  
バリを取り残しを軽減できます。



アタッチメント作製時の  
歯面処理は  
SEプライマーを  
ご使用ください。

詳しくは  
3ページを  
ご覧ください



歯科矯正用レジン材料

オルソニー アライナーコネクト

【色調】1色=ユニバーサル

【包装】アライナーコネクト(2mL) 1本、  
フィリングチップⅢプラスチック 3個、  
フィリングチップ用キャップ 1個

管理医療機器 歯科矯正用レジン材料  
303AKBZX00054000

通常販売価格: ¥4,800 (税抜)

**特別価格**

製品情報



アライナーコネクト  
使用ステップ

ブラケット用ボンディング材

# ORTHOLY UNIVERSAL BOND™

オルソニー ユニバーサルボンド™

プライマー含有による高い接着性

次世代型ワンベーストボンディング材

## POINT

あらゆるブラケットに対応するユーティリティ性の高い接着性能

「しなる」  
コンポジット系接着材!

これ1本で様々な素材と強固に接着

プラスチック・セラミック・メタル・  
ジルコニアOK!



ユニバーサルボンド



通常のコンポジットレジン  
(ジーシー社ユニフィルフロー)

歯面に残存したボンディング材もUV照射により  
簡単に識別可能

光照射によって蛍光剤が発色し、  
残存ボンディングを容易に識別することができます



ブラケット用ボンディング材

オルソニー ユニバーサルボンド  
スターターセット(クリア)

【包装】ボンディング2mL 1本、エッチャント3.6mL 1本、  
UB用チップ2個、UB用キャップ1個、  
オルソニーニードルチップ(黒) 20個

管理医療機器  
高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材  
223AABZX00073000

通常販売価格: ¥12,800 (税抜)

**特別価格**

製品情報



ユニバーサルボンド  
操作性動画

ブラケット用ボンディング材

# ORTHOLY UNIVERSAL BOND™ FLOW

オルソニー ユニバーサルボンド™フロー

KommonBaseやインダイレクトボンディングに適したフローと  
シンプルな操作性を実現!

ブラケットベース面で薄く拡がりやすい適度な流動性

## POINT



審美性のクリア/視認性のピンク

より歯面にダメージを与えないプライマー

ユーティリティ性の高い接着性能

IDBSに適したフロー、セット後の拡がり

ブラケット用ボンディング材

オルソニー ユニバーサルボンドフロー  
スターターセット

【色調】2色=クリア、ピンク

【包装】ボンディング2mL 1本、SEプライマー 5mL 1本、  
ディスプレイアプリーターII 50本、  
ディスプレイ 20枚、  
フィリングチップⅢプラスチック 2個、  
フィリングチップ用キャップ 1個

管理医療機器 高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材  
230AABZX00107000



通常販売価格: ¥23,000 (税抜)

**特別価格**

製品情報





ブラケットベース用ボンディング材


## SE PRIMER

SEプライマー

「高い接着力」と「簡便性」を実現!

### POINT

- エナメル質・KommonBaseに高い接着力
- 液垂れしにくいオリジナルボトルデザイン
- 水洗不要! 強圧ブローのみで前処理が完了



液が垂れることなく、1滴ずつ採取

液垂れによるノズル周りの汚れ低減

1本で約300滴使用可能!

※約4,500歯分(オルソリー調べ)



高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材 SEプライマー

管理医療機器  
高分子系ブラケット接着材及び歯面調整材  
230AABZX00107000

通常販売価格: ¥15,000 (税抜)

**特別価格**



ブラケットベース用レジン

## ORTHOLY KommonBase™ RESIN

オルソリー コモンベース™ レジン

優れた粘弾性と適度な磨耗性を兼ね備えたブラケットベース築盛のためのレジン誕生

### POINT

プライマー成分配合レジンのため様々な症例で使用可能



ワイヤーのストッパーとして

チューブのカスタムベース

3-3Fixリテーナー

低粘度タイプ(LV)、高粘度タイプ(HV)の2種類をラインナップ



ブラケットベース用レジン

オルソリー コモンベースレジン

[色調] 2色=LV:クリア、ピンク HV:クリア  
[包装] コモンベースレジン 2.7g (2mL) 2本、  
フィリングチップⅢプラスチック 4個、  
フィリングチップ用キャップ 1個

管理医療機器 歯科矯正用レジン材料 223AABZX00071000

通常販売価格: ¥12,800 (税抜)

**特別価格**

製品情報



ストッパーデモ動画



しなりデモ動画

バンド用グラスアイオノマー系レジンセメント

## ORTHOLY BAND PASTE

オルソリー バンドペースト

デュアルキュアによる確かな硬化性と  
歯質にやさしい  
矯正バンド用グラスアイオノマー系レジンセメント

### POINT

- 光重合+化学重合による確かな硬化性
- 垂れにくく薄く広がるペースト性状
- 仮重合により両側同時に高さの調整が可能

バンド用グラスアイオノマー系レジンセメント  
オルソリー バンドペースト  
スターターセット

[包装] カートリッジSL 12.9g (7.2mL) 1本、  
ミキシングチップSL 10本

管理医療機器  
歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント  
単回使用: ミキシングチップSL 220AKBZX00105000

通常販売価格: ¥9,800 (税抜)

**特別価格**



バンドペースト  
操作性動画



バンドペースト  
バイトアップ動画



ブラケット用グラスアイオノマー系レジンセメント

## ORTHOLY GLASS BOND

オルソリー グラスボンド

健全エナメルをそのままに、歯質にやさしい  
矯正用グラスアイオノマー系接着材

### POINT

- ディボンディング後も健全歯質はそのままに
- 長期にわたるフッ素徐放性
- グラスアイオノマーならではのマイルドコンディショニング

ブラケット用グラスアイオノマー系レジンセメント  
オルソリー グラスボンド  
スターターセット

[包装] カートリッジSL 13.3g (7.2mL) 1本、  
ミキシングチップSL 20本、  
ジェルコンディショナー 1.4g (1.2mL) 3本、  
ブラシチップ 30本

管理医療機器  
歯科合着用グラスポリアルケノエート系レジンセメント  
単回仕様: ミキシングチップ 220AKBZX00106000

通常販売価格: ¥19,800 (税抜)

**特別価格**



製品情報



マウスピース型矯正装置

# TRANSCLEAR SYSTEM

トランスクリアシステム

# TRANSCLEAR™

製品情報



患者様の印象をもとに、透明に近い素材で作製した目立ちにくい  
マウスピース型矯正装置「アライナー」を医院にお届けするサービスです。  
10年以上に及ぶアライナー製造の経験に基づき、初診から治療終了までサポートします。



## 強度

強度のある新素材  
ポリエステル

## 品質

精密なプリンター  
による製作

## 形状

独自のトリムライン  
による維持力の  
向上

## 快適性

熟練された  
歯科技工士による  
最終仕上げ

## 審美性

透明で着色しづらい  
クリアな素材



### POINT

#### 国内設計・国内製造

医療機器認証を得たプログラムで3D歯列設計  
3Dソフトによる設計

症例難易度による3段階の価格体系  
シンプルな価格




#### オルソリー トランスクリアシート

管理医療機器番号  
222AABZX00170000  
歯科矯正用レジン材料



製品紹介動画



適応症例の拡大にとまない、サービスメニューを追加しました。

### リテーナーサービス開始!

お試し保定の  
1セット

2年間保定できる  
4セット

それぞれ片顎・両顎選べます。

お問い合わせは、ジーシーオルソリーHPよりお願いいたします。

[www.gcortholy.com](http://www.gcortholy.com)



歯科用ダイヤモンドバー

# ORTHOLY IPR BUR

オルソリー IPRバー

製品情報



矯正歯科におけるIPR(ディスクング)を精密かつ効率的に行うためのダイヤモンドバー

### アソート

T-Assort

[包装] φ0.18mm/6mm(fff) 2本  
φ0.28mm/6mm(fff) 2本  
φ0.38mm/6mm(fff) 2本  
推奨回転数:30万回転以下




通常販売価格:¥6,500(税抜)

**特別価格**

### φ0.18mm / 6mm

T018-06

[包装] φ0.18mm/6mm(fff)  
中心径0.3mm 6本  
推奨回転数:30万回転以下



通常販売価格:¥6,500(税抜)

**特別価格**

### φ0.28mm / 6mm

T028-06

[包装] φ0.28mm/6mm(fff)  
中心径0.4mm 6本  
推奨回転数:30万回転以下



通常販売価格:¥6,500(税抜)

**特別価格**

### φ0.38mm / 6mm

T038-06

[包装] φ0.38mm/6mm(fff)  
中心径0.5mm 6本  
推奨回転数:30万回転以下




通常販売価格:¥6,500(税抜)

**特別価格**

### φ0.5mm / 6mm・7mm

P050-06 / P050-07

[包装] φ0.5mm/6mm(fff) 6本  
φ0.5mm/7mm(fff) 6本  
推奨回転数:10万回転以下



通常販売価格:¥5,000(税抜)

**特別価格**



歯科用ダイヤモンドバー  
オルソリー IPRバー

一般医療機器  
歯科用ダイヤモンドバー  
13B3X00256000001

歯列矯正用アタッチメント

# ORTHOLY MANEWVER

オルソリー マニューバー

製品情報



ロープロファイルと球面構造、そしてフリクションを極限まで軽減  
生体機能を考慮した次世代型ブラケット

### POINT

ロープロファイルの  
審美的アタッチメント

トリプルチューブによりワイヤーの  
差替えてハイトのコントロールが可能

頬側部をカットして  
ライナーとの並行治療が可能


歯列矯正用アタッチメント  
オルソリー マニューバー

上下頭・前臼歯共通 **Zr**

[包装] 1歯10個入  
歯列矯正用アタッチメント 223AKBZX00175000

通常販売価格:¥13,000(税抜)

**特別価格**



歯科矯正用プライヤー

# TRANSCLEAR PLIER

トランスクリア プライヤー

ライナー治療をサポートする便利な専用プライヤー

### POINT

圧下の補助に



No.01  
ボタン  
フォーミング

No.02  
アンダーカット  
フォーミング



頬・舌側に作製した突起に  
エラスティックゴムをかけて圧下

捻転の改善に



No.03  
リテンション  
フォーミング

No.04  
マルチインデントーション  
フォーミング



ローテーションさせたい歯の  
隣接面に突起を作製し捻転改善



歯科矯正用プライヤー

トランスクリア プライヤー

一般医療機器 13B1X00155000288

通常販売価格:¥18,000(税抜)

**特別価格**

歯科矯正用アンカースクリュー

# ORTHOLY INDUCE MS-II

オルソリー インデュース MS-II

製品情報



シンプルな操作性と優れた安定性を兼ね備えた新設計のオルソリーインデュースMS-II

## POINT

面取り加工されているので歯肉へのあたりがマイルドです  
面取り加工の滑らかなヘッド形状

埋入時の過度なストレス集中を軽減するためのラテラル・カッティング・グループを採用  
LATERAL CUTTING GROOVE

独自のテーパ形状により皮質骨のサポートを向上  
STABILITY

ガンマ線滅菌による高い安全性を実現  
STERILIZATION

セルフドリリングによるシンプルな術式が可能  
SIMPLICITY



直径	歯肉厚+骨内長さ	全長	適応部位
φ1.4mm	1 + 5 mm	6 mm	頬側
	1 + 6 mm	7 mm	頬側
φ1.6mm	1 + 5 mm	6 mm	頬側 / 正中口蓋
	1 + 6 mm	7 mm	頬側 / 正中口蓋
	1 + 7 mm	8 mm	頬側
	2 + 6 mm	8 mm	頬側 / 口蓋側
φ1.8mm	1 + 5 mm	6 mm	正中口蓋
	1 + 6 mm	7 mm	頬側 / 口蓋側
	1 + 7 mm	8 mm	頬側
	2 + 6 mm	8 mm	頬側 / 口蓋側
	3 + 6 mm	9 mm	口蓋側
	4 + 6 mm	10 mm	口蓋側 / 臼後三角
ダブルスレッド φ1.6mm	1 + 6 mm	7 mm	臼後三角
	1 + 7 mm	8 mm	頬側
ダブルスレッド φ1.8mm	1 + 6 mm	7 mm	頬側 / 正中口蓋
	1 + 7 mm	8 mm	頬側

歯科矯正用アンカースクリュー  
INDUCE MS-II ミニスクリュー

[包装] 1函2本入  
Narrow, Regular... ¥12,000 (税抜)  
Double Thread ... ¥13,000 (税抜)

高度管理医療機器  
歯科矯正用アンカースクリュー 22400BZI00013000

## 特別価格

※ダブルスレッドは価格が異なります。



矯正ソリューションソフトウェア

# ORTHOLY DOLPHIN SOFTWARE

オルソロジー ドルフィンソフトウェア



Dolphin社は米国の歯科矯正学講座の約97%で導入実績のある歯科矯正用ソフトのリーディングカンパニーです。  
※Dolphin社公表データ

製品情報



## Dolphin 3D

三次元画像

### 矯正臨床におけるCTデータの活用

矯正臨床におけるCTデータの活用を高める便利なツールです。  
簡単操作でCBCT、Medical CT、MRI、STL、3Dカメラデータの、診断に必要な情報が画面上に表示されます。

**POINT**

高品質、高速なボリュームレンダリング	CTデータ重ね合わせ	自由度の高いデータ出力(DICOM、STL形式)
三次元による気道分析	各種X線画像の作成	三次元歯列模型データのCTへの重ね合わせ
上下分割されたCTデータのスティッチング(合成)		



## Dolphin Imaging

診断支援ソフトウェア

### 診断支援ソフトウェア

Dolphinは、世界中の歯科専門医にソフトウェアによる画像管理、分析、診断、治療計画、患者説明のソリューションを提案しています。  
1988年以来、Dolphinは「診断をより効率的に、患者様により分かりやすく」を実現させるツールを提供しています。

**POINT**

成長予測・セファロ分析
治療シミュレーション(VTO)
歯牙移動、治療作成計画支援(オプション)

### 歯科・外科矯正と対応する治療シミュレーション



治療計画の入力画面

シミュレーションの一例

現状の側貌写真から歯科医師が診断・計画する治療内容によりもたらされる変化をシミュレーションするためのツールです。  
歯科・外科矯正とともに対応しており、術前に複数の治療計画の評価・検討に用いることができます。



## Aquarium

患者コンサルテーションソフトウェア

### 患者コンサルテーションソフトウェア

Aquariumは、矯正治療を短時間で、わかりやすく、説明ができるコンサルテーションソフトです。  
パワーポイントやホームページに貼り付けたり、タブレットに保存して、チェアサイドでの説明にご活用いただけます。

**POINT**

矯正治療	成長発育
外科治療	装置
アンカースクリュー	予防/衛生指導

矯正治療に特化した700を超える豊富なコンテンツを、診療中の様々なシーンにおいてご活用いただけます。



う蝕の進行(乳歯列)

ブラケット周辺の脱灰

口腔内スキャナー

マウスピース治療(アタッチメント付)



製品名	規格		数量
グラスボンド	スターターセット		
	カートリッジ(単品)		
バンドペースト	スターターセット		
	カートリッジ(単品)		
コモンベースレジン	LV	クリア	
		ピンク	
	HV	クリア	
マニユーパー	10個入り		
ユニバーサルボンド	スターターセット		
	ボンディング(単品)		
	エッチャント(単品)		
ユニバーサルボンド フロー	スターターセット	クリア	
		ピンク	
	ボンディング(単品)	クリア	
		ピンク	
SEプライマー(単品)			
アライナーコネクト	ユニバーサル		
ブランストーン	3kg×3箱		
トランスクリア プライヤー	No.1 ボタンフォーミング		
	No.2 アンダーカットフォーミング		
	No.3 リテンションフォーミング		
	No.4 マルチインデンテーションフォーミング		
IPRパー	IPR用 ダイヤモンドパー (6本入り)	φ0.18mm / 6mm	
		φ0.28mm / 6mm	
		φ0.38mm / 6mm	
		アソート	
		φ0.5mm / 6mm	
		φ0.5mm / 7mm	

製品名	規格		数量	
インデューズ MS- II	φ1.4mm	φ1.4mm/1+5mm		
		φ1.4mm/1+6mm		
	φ1.6mm	φ1.6mm/1+5mm		
		φ1.6mm/1+6mm		
		φ1.6mm/1+7mm		
		φ1.6mm/2+6mm		
	φ1.8mm	φ1.8mm/1+5mm		
		φ1.8mm/1+6mm		
		φ1.8mm/1+7mm		
		φ1.8mm/2+6mm		
		φ1.8mm/3+6mm		
		φ1.8mm/4+6mm		
	φ1.6mm (ダブルスレッド)	φ1.6mm/1+6mm		
		φ1.6mm/1+7mm		
		φ1.8mm (ダブルスレッド)	φ1.8mm/1+7mm	
	インストゥルメント	ハンドドライバー L		
		ハンドドライバー S		
		ハンドドライバーチップ L		
ハンドドライバーチップ S				
エンジンドライバーチップ L				
エンジンドライバーチップ S				
インストゥルメント ボックス				
パイロットドリル	ハンド用			
	エンジン用S			
	エンジン用L			

貴医院名
ご住所 〒
Tel (                    )

セミナーのお申し込みは、ジーシーオルソリーHPよりお願いいたします。 [www.gcortholy.com](http://www.gcortholy.com)

株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
 大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

※本誌記載の通常販売価格は(株)ジーシーオルソリーの販売価格です。また、価格には消費税は含まれておりません。

ご用命は

ご用命は
------