

グルタラル製剤(化学滅菌剤)

デントハイド®

ご愛用 感謝セール

2024
10/25-12/13

数量限定

平素は格別のお引き立てをたまわり、誠にありがとうございます。
でございます。

このたび、グルタラル製剤「**デントハイド**」の数量
限定セールを実施いたします。ご愛用いただいている
歯科医院様におかれましては、ぜひこの機会をご利用
ください。

グルタラル製剤 化学的滅菌・殺菌消毒剤
[医療用器具・機器・装置専用]

デントハイド®

《包装》原液 1200mL・緩衝化剤 360mL

標準価格 10,600円を

特別価格

にてご提供



●デントハイド 関連情報

平成23年6月17日付け厚生労働省通知「医療機関等における院内感染対策について」より器具の感染対策情報を抜粋してお知らせいたします。

分類	体内の無菌組織や血管系に挿入する器材	粘膜に接触するもの
滅菌法 (消毒法) ※1	滅菌 ・高圧蒸気滅菌 ・酸化エチレンガス滅菌 ・過酸化水素ガスプラズマ滅菌など 化学滅菌剤 ・グルタラル(デントハイド 該当) ・過酢酸	消毒 熱水消毒 (80℃、10分間) 高水準消毒薬 ・グルタラル(デントハイド 該当) ・フタラル ・過酢酸
対象器具例 ※2	・歯周治療用スケーラー ・口腔外科用バー ・外科用器械 ・メス刃	・歯科用ミラー ・アマルガム充填器 ・再使用可能な印象トレーなど

製品についての
詳しい情報は
こちらから



※1 厚生労働省医政局指導課長通知「医療機関等における院内感染対策について」(平成23年6月17日医政指発0617第1号)
 ※2 田口正博ほか訳: 歯科医療現場における感染制御のためのCDCガイドライン、メディカ出版、(2004)

日本歯科薬品株式会社

●販売店名

滅菌前の洗浄に

血液・だ液などの汚れを 強力に分解洗浄

- 高い洗浄力
- すぐれた防錆力
- 除菌成分配合
- **200倍希釈** だから経済的でコンパクト

超音波・浸漬洗浄に 歯科用器具・小器具
防錆・除菌清浄液

ラスソニック

- 包装：500mL（計量キャップ付）
 - 付替用 包装：500mL×2本（計量キャップなし）
- 〈成分〉タンパク分解酵素（洗浄成分）、非イオン界面活性剤（洗浄成分）、グリシン系両性界面活性剤（除菌成分）、防錆剤、その他



← 製品についての
← 詳しい情報はこちらから



実用液に必要な原液量を
迅速・正確に計量!

デントハイド®の廃液処理に

グルタラルール製剤

使用済みの **デントハイド** 実用液は
できるだけ **不活化** してお流してください

使用済みのグルタラルール製剤は、排水処理または
燃焼処理をするように規定¹⁾されており、直接下水
に流すことは好ましくないと考えられます。

排水処理には、大量の水（2%グルタラルール製剤1L
に対し水 200L）で希釈する方法²⁾もありますが、
本剤で不活化して下水に流していただければ環境
に対し、より安心です。

1) 厚生労働省労働基準局長通知（平成17年2月24日付 基発第0224007号）「医療機関における
グルタラルアルデヒドによる健康障害防止について」

2) 日本歯科医学会監修・日本歯科医学会認定 歯科診療ガイドライン1解説書エビデンスに基づく
一般歯科診療における院内感染対策実践マニュアル 永末書店、87、2007。

デントハイド®専用 廃液処理剤

● 包装：850g（計量スプーン付）



← 製品についての
← 詳しい情報はこちらから



* 本品はセール対象品ではありません。