

**YOSHIDA**

ハニガム プロ

# Honigum Pro

シリコン印象材

きっとまた使いたくなる!

## ハニガムプロ スペシャルプライスカンペーン

キャンペーン  
期間

2024.10/21(月) > 12/20(金)

限定数に達した段階でキャンペーンは終了させていただきます。キャンペーンの詳細・価格はお取引歯科ディーラー様までお問い合わせください。

製品説明動画



限定 **600** 個販売!



販売名: ハニガムプロ  
 一般的名称: 歯科用シリコン印象材  
 認証番号: 302AKBZX00055000(管理)  
 製造販売元: (株)ヨシダ

Point 01

### 高い流動性



ハニガムプロ ライトは高い流動性があり、歯肉溝内深くまで入り込みます。

Point 02

### ちぎれにくいタフさ



口腔内からの撤去時もマージン部がちぎれにくい  
 ため、より精度の高い作業模型と補綴物の作製が  
 可能です。

Point 03

### 馴染みの良さ



インジェクションとトレータイプの馴染みが良いので、  
 印象面に段差が生じにくく、そのため適合の良い補綴物  
 を作製することが可能になります。

### テクニカル データ

Honigum Pro	Light		Mono				Heavy				Putty
		Fast	Fast		Fast		Fast		Fast		Soft
ml	50	50	380	380	50	50	380	380	50	50	450
練和時間(分)											0:30
口腔内操作時間(分)	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30	≤ 1:00	≤ 0:30					
最大口腔外操作時間(分)	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 2:45	≤ 1:30	≤ 3:15
口腔内での硬化時間(分)	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15	≤ 2:00	≤ 3:15
寸法変化[24時間後](%)	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,4	≤ 0,5
圧縮永久ひずみ(%)	≤ 0,25	≤ 0,25	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,35	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5	≤ 0,5
ショアA硬度	= 48	= 48	= 56	= 56	= 56	= 56	= 68	= 68	= 68	= 68	= 62
圧縮ひずみ(%)	= 4,0	= 4,0	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 2,8	= 1,8	= 1,8	= 2,0	= 2,0	= 2,2
色調											

\*出典元: Internal DMG measurements, data on file 2011

必要事項(全て必須)をご記入いただき、お取引歯科ディーラー様または最寄りの(株)ヨシダ営業所までお申込みください。

ヨシダコード	商品名	価格
409214	ハニガムプロ ライトボディ 50ml×2本	¥
409239	ハニガムプロ モノボディ 50ml×2本	¥
409246	ハニガムプロ ヘビーボディ 50ml×2本	¥
457903	ハニガムプロ モノボディ 380mlカートリッジ×1本	¥
457892	ハニガムプロ ヘビーボディ 380mlカートリッジ×1本	¥
409253	ハニガムプロ パテソフト ベース/キャタリスト各450ml	¥

ヨシダコード	商品名	価格
445371	ハニガムプロ ファスト ライトボディ 50ml×2本	¥
445388	ハニガムプロ ファスト モノボディ 50ml×2本	¥
445395	ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 50ml×2本	¥
445406	ハニガムプロ ファスト モノボディ 380ml×カートリッジ×1本	¥
445413	ハニガムプロ ファスト ヘビーボディ 380ml×カートリッジ×1本	¥

■お取引ディーラー名

〈発売元〉 株式会社 **ヨシダ** 東京都台東区上野7-6-9  
 ユニット・歯科材料・滅菌器などのお問い合わせ: 0800-170-5541



(01)02747937022115  
 C02642/2024年10月/@1/新