

ヒューフレディ スケーラー・ 感染予防 キャンペーン!

対象期間: 2024. 10/21(月) ▶ 12/20(金)

現在一部の製品につきましては、ご発注を多く頂いているため、
お届けまで時間を要する製品もございますが、

この期間中にご注文いただくキャンペーン対象商品は

特別価格にてご提供いたします。

是非ご活用ください。

※在庫状況は流動的になりますので、予めご了承ください。
ご購入の際はお出りの歯科商店に注文してください。



掲載製品

- グレーシーキュレット 各種
- シックルスケーラー 各種
- ユニバーサルキュレット各種

- インstrumentシャープニング
 - ・ サイドキック
 - ・ ダイヤモンドシャープニングカード
 - ・ デュアルストーン

- 感染管理関連製品
 - ・ IMSカセットシグネチャーシリーズ
 - ・ エンザイマックス各種
 - ・ ニトリル ユーティリティグローブ
 - ・ IMSオートクレープラップ
 - ・ 滅菌用インジケーターテープ
 - ・ IMSクラス5 インテグレーターストリップス

※上記製品右上からIMSS75、SG5/6C8E2、SM17/18XE2、SM239E2、40-062、SDKKIT、IMS-1229

グレイシーキュレット一覧表 (作業部の材質とハンドルのご紹介)

		エパーエッジ 2.0 (EverEdge™ 2.0)		イミュニティスチール (Immunity Steel™)				
<p>スタンダード：細く柔軟性に富み、感触が伝わりやすい。超音波スクレーリング後の仕上げとして細かなスクレーリングやルートプレーニングに使用。 リジッド：スタンダードシャングに比べて太くて頑丈。比較的強固な歯石や多量に付着した歯石を除去する際に使用。</p>		<p>ヒューフレディ社がキュレット・スクレーラーのエッジのシャープさをより持続するために開発した優れた合金。ステンレススチールに含まれるカーボン含有率を増加させ、冶金学に基づいた金属の結晶粒を微細にし、3段階の熱処理の温度・時間設定を改善、ブレードの表面処理を向上させ、パリの発生を抑制する合金です。</p>		<p>ヒューフレディ社で独自に開発されたカーボンとクロムを絶妙なバランスで配合した合金です。繰り返しの使用後も精密なエッジを保つことのできるステンレス鋼で、シャープニングしやすく耐腐食性に優れています。さらに3段階の熱処理が施されたインスツルメントは、硬さとしなやかさを持ちあわせています。</p>				
作業部の材質	ハンドルオプション	ハーモニー (Harmony™) #XE2	エパーエッジ (EverEdge™) #9E2	レジン8カラー (Resin 8 Colors) #C8E2	サテンスチールカラー (Satin Steel™ Colours™) #7	サテンスチール (Satin Steel™) #6	角柄 #2	
		人間工学に基づく技術「TrueFit™テクノロジー」で設計されたハンドル。 6,600円	人間工学的に優れたハンドルデザイン。しっかり把持できるダイヤモンドパターン。(パープルのグリップを標準装着) 6,200円	レジン製のため軽量。使用部位ごとにハンドルの色が違うため、スクレーラーの識別が容易。(ハンドルと同色のグリップを標準装着) 6,000円	シリコン製リングの採用により、繊細な触感で把持しやすい。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。(黒色のグリップを標準装着) 5,800円	力の弱い方でも力を入れずにリラックスして持つことのできる太いハンドル。ウォーターウェーブデザインのすべり止め。 5,600円	8面の角形で指を固定しやすく、適度な重量感。 5,200円	
グレイシーキュレット	オリジナル	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) ※9/10はスタンダードのみ	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 9/10, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14)		
	アフターファイブ	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)		
	ミニファイブ	スタンダード 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	スタンダード/リジッド 1/2, 3/4, 5/6, 7/8, 11/12, 13/14, 15/16 (FIT11/12)	
	マイクロミニファイブ (シャングが細くて硬いリジッドタイプ)	リジッド 1/2, 7/8, 11/12, 13/14	リジッド 1/2, 7/8, 11/12, 13/14					
シックルスクレーラー	ネビィ 衛生士用 前歯用、臼歯用	1, 2, 3, 4 H5/33, H6/H7 204S, 204SD, モース 0/00	1, 2, 3, 4 H5/33, H6/H7 204S, 204SD, モース 0/00	1, 2, 3, 4 H5/33, H6/H7 204S, 204SD, モース 0/00	1, 2 H5/33, H6/H7 204SD			

※標準価格は全て税別

グレイシーキュレット

15/16 (FIT11/12), 17/18 (FIT13/14) はシャングの角度を大きくしているため、対合歯に干渉される事なく、より良くフィットします。

通常の11/12では、近心面に平行になるように第一シャングを固定することが困難な場合があります。

15/16 (FIT11/12) はシャングの角度を大きく取ったことにより、インスツルメントのポジショニングが容易になり、固定点も近くに取れます。

通常の13/14では、遠心面への到達が患者様の開口度によって制限されることがあります。

17/18 (FIT13/14) はハンドルを咬合面と水平に近い角度で把持する事ができ、開口量の少ない患者様でも到達し難い遠心面に到達しやすくなります。

シックルスクレーラー

喫煙される患者さん等ステインが沈着しやすい方に… 医院に1本は必需品です!

ネビィ1 (前歯用) ★
コンパクトな鎌型とスプーン型の2種のブレード。前歯のステインや歯石を効率良く除去。

ネビィ2 (臼歯用)
大きな屈曲と長めのブレードで、取り残しができやすい最後臼歯遠心面や歯間部へのアクセスが容易。

ネビィ3 (臼歯用) ★
コンパクトで細いブレードは狭小な歯間部に適用。緩やかな屈曲がついているので、特に臼歯部のスクレーリング向き。

ネビィ4 (臼歯用)
ネビィシリーズで最大サイズ目つ硬いリジッドタイプのブレード。長めのブレードは歯冠形態に沿わせながら、近遠心面への到達が可能。

グレイシーキュレット バイオジェント

- 薄いブレードで、狭いポケットにも容易にアクセス!
- これまで以上に、組織に優しいアプローチと歯周ポケットへの良好なアクセスを提供!
- アフターファイブ、ミニファイブ、マイクロミニファイブのコンセプトをバランス良く調和!

【オリジナルとの比較】ブレードの幅 -20%

【オリジナルとの比較】シャングの硬さ リジッド

【オリジナルとの比較】ブレードの長さ -25%

1/2 ★ SG1/29LCE2 6,200円

7/8 ★ SG7/89LCE2 6,200円

11/12 ★ SG11/129LCE2 6,200円

13/14 ★ SG13/149LCE2 6,200円

※グレイシーキュレット バイオジェントのハンドルはエパーエッジ (#9E2) のみになります。

裏面でもキャンペーン対象製品をご紹介します▶

掲載製品すべて特別価格!

★ おすすめ

期間：2024年10月21日(月)～12月20日(金)

※標準価格は全て税抜

感染管理関連製品

エンザイマックス (ENZYMAX™)

2種類の酵素からなる洗浄剤で、カセットやインスツルメントの超音波洗浄や浸漬洗浄に使用します。表面保護剤の働きで、沈着物やシミ、腐食の原因となるような水に含まれている有害なミネラルからインスツルメントを守ります。



エンザイマックス 液 ボトルタイプ
3800ml 1入 IMS-1226 16,400円

エンザイマックス ボトル用ポンプ
1プッシュで3.8ℓの希釈液が作れます。
3800ml用 IMS-1226P 900円
※エンザイマックス 液 ボトルタイプをご購入の際は
ボトル用ポンプも同時購入いただくと便利に
お使いいただけます。

エンザイマックス スプレージェル

使用後のインスツルメントにスプレーするプレクリーナー。腐食防止剤を含む2種類の酵素を配合したジェルです。洗浄前の汚染物がインスツルメントに固着しないよう潤滑状態を保ち、血液や組織片、その他の付着物の溶解に役立ちます。布製品に付着した染み抜き用にも使えます。
709ml 450回分 IMS-1229 3,000円

洗浄・ケア製品

針刺しのリスクを低減させる
厚手の器材処理用グローブ!



ニトリルユーティリティグローブ

インスツルメントの洗浄や手入れに使用します。(3組入)耐穿刺性および耐薬品性の高い製品。滑り止め付。オートクレーブ滅菌可(耐熱温度121℃)。

Sサイズ(3組入) 40-060 3,000円
Mサイズ(3組入) 40-062 3,000円
Lサイズ(3組入) 40-064 3,000円

滅菌製品



単回
使用のみ

IMSオートクレーブラップ

やわらかさと強度を併せもつ不織布で、チェアサイドで覆布としても使用可能。不織布なので、オートクレーブのフィルターに目詰まりを起こしにくい。
※左記画像のオートクレーブモニターテープは
キャンペーン対象品ではございません。

S 305×305mm 100入 IMS-1213H 2,400円
S 380×380mm 100入 IMS-1211H 3,200円
L 508×508mm 100入 IMS-1212H 5,500円
L 610×610mm 100入 IMS-1210H 7,000円



滅菌前
滅菌後

滅菌用インジケータータープ

IMSオートクレーブラップを留めるのに使用します。滅菌温度になると黒いストライプが浮き出て、処理前と処理後のカセットを一目で識別できます。
19mm×54mm IMS-1461 1,900円
※ラテックスフリー

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
サイドキック	SDKKIT	72,600	
ダイヤモンドシャープニングカード	超細目 DSCXFINE	7,000	
	細目 DSCFINE	7,000	
	中目 DSCMED	7,000	
デュアルストーン	SSDGRIT	5,200	
IMSカセット シグネチャーシリーズ	5本用 イグザム	レッド IM6050	12,600
		ラベンダー IM6056	12,600
		ブルー IM6058	12,600
		イエロー IMSS75	15,600
	7本用 スペースセーバー	ラベンダー IMSS76	15,600
		ブルー IMSS78	15,600
		グリーン IMSS79	15,600
	10本用	レッド IM5100	16,600
		オレンジ IM5103	16,600
		イエロー IM5105	16,600
		ブルー IM5108	16,600
	14本用 ダブルデッカー	レッド IM9140	22,100
		グレー IM9141	22,100
		オレンジ IM9143	22,100
ラベンダー IM9146		22,100	
	ブルー IM9148	22,100	
	グリーン IM9149	22,100	
エンザイマックス	液 ボトルタイプ 3800ml 1入	IMS-1226	16,400
	ボトル用ポンプ 3800ml 用	IMS-1226P	900
	スプレージェル 709ml	IMS-1229	3,000

商品名	パートコード	標準価格(円)	数量
ニトリルユーティリティグローブ	S 3組入	40-060	3,000
	M 3組入	40-062	3,000
	L 3組入	40-064	3,000
IMS オートクレーブラップ	S 305×305mm 100入	IMS-1213H	2,400
	S 380×380mm 100入	IMS-1211H	3,200
	L 508×508mm 100入	IMS-1212H	5,500
	L 610×610mm 100入	IMS-1210H	7,000
滅菌用インジケータータープ	IMS-1461	1,900	
IMS クラス5 インテグレーターストリップス	IMS-1241	4,000	

※ご購入の際は、お出入りの歯科商店に注文してください。在庫状況は流動的になりますので予めご了承ください。掲載商品の標準価格は2024年10月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。こちらの注文書に記載のない製品・規格・ハンドルはセール対象外となります。価格のお問い合わせについては、お出入りの歯科商店までお願いします。仕様および外観は、製品改良のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。記載されている寸法は特定の記載が無い限り作業部の幅および径、または全長を示した公称値になります。ヒューフレディ社製品は職人の手によって最終仕上げを行っているため、若干の誤差が生じることがあります。

販売名：グリーシーキュレット (一般的名称：歯周用キュレット) 医療機器届出番号：I3B3X10195G01101
販売名：スケーラー (一般的名称：歯科用スケーラー) 医療機器届出番号：I3B3X10195G02101
販売名：ユニバーサルキュレット (一般的名称：歯周用キュレット) 医療機器届出番号：I3B3X10195G01102
【商標について】 以下はヒューフレディ社またはその関連会社の商標です：
Hu-Friedy, After Five, Colours, EVEREDGE, Harmony, Immunity Steel, Satin Steel, True Fit
●医療機器の分類：一般医療機器(クラスI)

■ 歯科医院名	【 歯科商店名 】
■ お名前	
■ ご住所 〒	
TEL	

ヒューフレディ スケーラー・感染予防キャンペーン 注文書 掲載製品全て特別価格!!

期間：2024年10月21日(月)～12月20日(金)
※標準価格は全て税抜


商品名	ハンドルの種類 標準価格	ハーモニー #XE2 6,800円		エパーエッジ #9E2 6,200円		レジン8カラー #C8E2 6,000円		サテンスチール #7 5,800円		サテンスチール #6 5,600円		角柄 #2 5,200円					
		数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量	数量						
オリジナル	スタンダード	1/2	SG1/2XE2	SG1/29E2	SG1/2C8E2	SG1/27	SG1/26	SG1/2									
		3/4	SG3/4XE2	SG3/49E2	SG3/4C8E2	SG3/47	SG3/46	SG3/4									
		5/6	SG5/6XE2	SG5/69E2	SG5/6C8E2	SG5/67	SG5/66	SG5/6									
		7/8	SG7/8XE2	SG7/89E2	SG7/8C8E2	SG7/87	SG7/86	SG7/8									
		9/10	SG9/10XE2	SG9/109E2	SG9/10C8E2	SG9/107	SG9/106	SG9/10									
		11/12	SG11/12XE2	SG11/129E2	SG11/12C8E2	SG11/127	SG11/126	SG11/12									
		13/14	SG13/14XE2	SG13/149E2	SG13/14C8E2	SG13/147	SG13/146	SG13/14									
		15/16(FIT 11/12)	SG15/16XE2	SG15/169E2	SG15/16C8E2	SG15/167	SG15/166	SG15/16									
		17/18(FIT 13/14)	SG17/18XE2	SG17/189E2	SG17/18C8E2	SG17/187	SG17/186	SG17/18									
		リジッド	スタンダード	1/2	SG1/2RXE2	SG1/2R9E2	SG1/2RC8E2	SG1/2R7	SG1/2R6	SGR1/2R							
				3/4	SG3/4RXE2	SG3/4R9E2	SG3/4RC8E2	SG3/4R7	SG3/4R6	SGR3/4R							
				5/6	SG5/6RXE2	SG5/6R9E2	SG5/6RC8E2	SG5/6R7	SG5/6R6	SGR5/6R							
				7/8	SG7/8RXE2	SG7/8R9E2	SG7/8RC8E2	SG7/8R7	SG7/8R6	SGR7/8R							
				9/10	SG9/10RXE2	SG9/10R9E2	SG9/10RC8E2	SG9/10R7	SG9/10R6	SGR9/10R							
				11/12	SG11/12RXE2	SG11/12R9E2	SG11/12RC8E2	SG11/12R7	SG11/12R6	SGR11/12R							
				13/14	SG13/14RXE2	SG13/14R9E2	SG13/14RC8E2	SG13/14R7	SG13/14R6	SGR13/14R							
				15/16(FIT 11/12)	SG15/16RXE2	SG15/16R9E2	SG15/16RC8E2	SG15/16R7	SG15/16R6	SGR15/16R							
17/18(FIT 13/14)	SG17/18RXE2			SG17/18R9E2	SG17/18RC8E2	SG17/18R7	SG17/18R6	SGR17/18R									
アフターファイブ	スタンダード			1/2	SRPG1/2XE2	SRPG1/29E2	SRPG1/2C8E2	SRPG1/27	SRPG1/26	SRPG1/2							
				3/4	SRPG3/4XE2	SRPG3/49E2	SRPG3/4C8E2	SRPG3/47	SRPG3/46	SRPG3/4							
				5/6	SRPG5/6XE2	SRPG5/69E2	SRPG5/6C8E2	SRPG5/67	SRPG5/66	SRPG5/6							
				7/8	SRPG7/8XE2	SRPG7/89E2	SRPG7/8C8E2	SRPG7/87	SRPG7/86	SRPG7/8							
				11/12	SRPG11/12XE2	SRPG11/129E2	SRPG11/12C8E2	SRPG11/127	SRPG11/126	SRPG11/12							
				13/14	SRPG13/14XE2	SRPG13/149E2	SRPG13/14C8E2	SRPG13/147	SRPG13/146	SRPG13/14							
				15/16(FIT 11/12)	SRPG15/16XE2	SRPG15/169E2	SRPG15/16C8E2	SRPG15/167	SRPG15/166	SRPG15/16							
				1/2	SRP1/2RXE2	SRP1/2R9E2	SRP1/2RC8E2	SRP1/2R7	SRP1/2R6	SRP1/2R							
		3/4	SRP3/4RXE2	SRP3/4R9E2	SRP3/4RC8E2	SRP3/4R7	SRP3/4R6	SRP3/4R									
		5/6	SRP5/6RXE2	SRP5/6R9E2	SRP5/6RC8E2	SRP5/6R7	SRP5/6R6	SRP5/6R									
		7/8	SRP7/8RXE2	SRP7/8R9E2	SRP7/8RC8E2	SRP7/8R7	SRP7/8R6	SRP7/8R									
		11/12	SRP11/12RXE2	SRP11/12R9E2	SRP11/12RC8E2	SRP11/12R7	SRP11/12R6	SRP11/12R									
		13/14	SRP13/14RXE2	SRP13/14R9E2	SRP13/14RC8E2	SRP13/14R7	SRP13/14R6	SRP13/14R									
		15/16(FIT 11/12)	SRP15/16RXE2	SRP15/16R9E2	SRP15/16RC8E2	SRP15/16R7	SRP15/16R6	SRP15/16R									
		ミニファイブ	スタンダード	1/2	SAS1/2XE2	SAS1/29E2	SAS1/2C8E2	SAS1/27	SAS1/26	SAS1/2							
				3/4	SAS3/4XE2	SAS3/49E2	SAS3/4C8E2	SAS3/47	SAS3/46	SAS3/4							
				5/6	SAS5/6XE2	SAS5/69E2	SAS5/6C8E2	SAS5/67	SAS5/66	SAS5/6							
7/8	SAS7/8XE2			SAS7/89E2	SAS7/8C8E2	SAS7/87	SAS7/86	SAS7/8									
11/12	SAS11/12XE2			SAS11/129E2	SAS11/12C8E2	SAS11/127	SAS11/126	SAS11/12									
13/14	SAS13/14XE2			SAS13/149E2	SAS13/14C8E2	SAS13/147	SAS13/146	SAS13/14									
15/16(FIT 11/12)	SAS15/16XE2			SAS15/169E2	SAS15/16C8E2	SAS15/167	SAS15/166	SAS15/16									
17/18(FIT 13/14)	SAS17/18XE2																
リジッド	スタンダード			1/2	SAS1/2RXE2	SAS1/2R9E2	SAS1/2RC8E2	SAS1/2R7	SAS1/2R6	SAS1/2R							
				3/4	SAS3/4RXE2	SAS3/4R9E2	SAS3/4RC8E2	SAS3/4R7	SAS3/4R6	SAS3/4R							
				5/6	SAS5/6RXE2	SAS5/6R9E2	SAS5/6RC8E2	SAS5/6R7	SAS5/6R6	SAS5/6R							
				7/8	SAS7/8RXE2	SAS7/8R9E2	SAS7/8RC8E2	SAS7/8R7	SAS7/8R6	SAS7/8R							
				11/12	SAS11/12RXE2	SAS11/12R9E2	SAS11/12RC8E2	SAS11/12R7	SAS11/12R6	SAS11/12R							
				13/14	SAS13/14RXE2	SAS13/14R9E2	SAS13/14RC8E2	SAS13/14R7	SAS13/14R6	SAS13/14R							
				15/16(FIT 11/12)	SAS15/16RXE2	SAS15/16R9E2	SAS15/16RC8E2	SAS15/16R7	SAS15/16R6	SAS15/16R							
				マックス	リジッド	1/2	SMS1/2XE2	SMS1/29E2									
						7/8	SMS7/8XE2	SMS7/89E2									
		11/12	SMS11/12XE2			SMS11/129E2											
		13/14	SMS13/14XE2			SMS13/149E2											
		ネビィ	リジッド			1前歯用	SCNEV11XE2	SCNEV119E2	SCNEV11C8E2	SCNEV117	SCNEV11						
						2前歯用	SCNEV12XE2	SCNEV129E2	SCNEV12C8E2	SCNEV127	SCNEV12						
						3前歯用	SCNEV13XE2	SCNEV139E2	SCNEV13C8E2								
						4前歯用	SCNEV14XE2	SCNEV149E2	SCNEV14C8E2								
		衛生士用	リジッド			H5/33	SH5/33XE2	SH5/339E2	SH5/33C8E2	SH5/337	SH5/336	SH5/33					
						H6/H7	SH6/7XE2	SH6/79E2	SH6/7C8E2	SH6/77	SH6/76	SH6/7					
204S	S204SXE2					S204S9E2	S204SC8E2										
204SD	S204SDXE2					S204SD9E2	S204SDC8E2	S204SD7	S204SD6	S204SD2							
前歯用	リジッド	モース 0/00	SM0/00XE2			SM0/009E2	SM0/00C8E2										
		23				SM239E2											
ユニバーサルファイブ	スタンダード	マッコール	17/18			SM17/18XE2	SM17/189E2										
		ランガー	1/2			SL1/2XE2	SL1/29E2	SL1/2C8E2									
			3/4			SL3/4XE2	SL3/49E2	SL3/4C8E2									
			5/6	SL5/6XE2	SL5/69E2	SL5/6C8E2											
			17/18	SL17/18XE2	SL17/189E2	SL17/18C8E2											
		コロンビア 大型型	4R/4L	SC4R/4LXE2	SC4R/4L9E2												

ユニバーサルキュレット



マッコール 17/18

歯牙を包み込むようなブレードの形状。同じ作業部で遠心から近心まで使用可能です。



ランガー 1/2 ★
下顎臼歯用



ランガー 3/4
上顎臼歯用



ランガー 5/6
前歯用



ランガー 17/18
上下顎臼歯用



コロンビア大学型
4R/4L

臼歯部で高度に沈着してしまった歯石の除去に特に適用。



コロンビア大学型
13/14

浅いポケットの歯肉縁上・縁下の歯石除去、小児にも適用。



23A

堅牢なリジッドシャフトで、強固な歯石をしっかりと除去。



ランガー ミニファイブ
1/2 ★
下顎臼歯用



ランガー ミニファイブ
3/4
上顎臼歯用



ランガー ミニファイブ
5/6
前歯用

ランガー ミニファイブ

- 第一シャフトは通常のランガーより3mm長く、5mm以上の深い歯周ポケットや根面に届きやすいデザイン。
- ブレード幅が10%薄く、歯肉への挿入が容易で組織の損傷を軽減。
- ミニファイブ(Mini Five™)はブレードの長さが通常の半分サイズの、狭いポケットや根分岐部に適用。

※お求めの規格のハンドルの種類は注文書をご確認ください。

インストゥルメントシャープニング

電動タイプ

サイドキック ★

ハンディサイズのコンパクト・軽量デザインにより、チェアサイドでのシャープニングに対応。


SDKKIT
72,600円



カードタイプ

ダイヤモンドシャープニングカード

繰り返し使用しても平らな表面を維持! 超音波洗浄器で容易に洗浄・高圧蒸気滅菌にも対応! クレジットカードサイズのシャープナー!!



超細目
(EXTRA FINE)
DSCXFINE
7,000円

細目 ★
(FINE)
DSCFINE
7,000円

中目
(MEDIUM)
DSCMED
7,000円

ストーン

デュアルストーン ★

極度に鈍化したスケーラーの研磨や修正用の粗目の青色面と、日常のメンテナンス用の細目の白色面をひとつに組み合わせたセラミックストーン。

SSDGRIT
5,200円



サイドキックの
使い方を動画で
CHECK!!



スケーラーやキュレットの
ハンドシャープニングの
方法についてはこちら!

感染管理関連製品

IMSカセット シグネチャー シリーズ (インストゥルメント・アクセサリは含まれません)

IMSカセットは単なる容器ではなく、洗浄時の洗浄剤と内容物の接触や滅菌時の蒸気浸透性を考慮したデザインです。丈夫で手入れが簡単なステンレス製で、シリコン製のレールがインストゥルメントをしっかりと固定します。下記のバリエーションからシリコン製レールの色をご選択いただけます。

キュレット・スケーラーの
管理におすすめ!



5本用 イグザム
外形寸法：76mm x 203mm x 32mm
5本のインストゥルメントが収納可能

IM6050	■ レッド	12,600円
IM6056	■ ラベンダー	12,600円
IM6058	■ ブルー	12,600円



7本用 スペースセーバー
外形寸法：114mm x 203mm x 25mm
7本のインストゥルメントが収納可能
省スペース設計の薄型サイズ

IMSS75	■ イエロー	15,600円
IMSS76	■ ラベンダー	15,600円
IMSS78	■ ブルー	15,600円
IMSS79	■ グリーン	15,600円



10本用
外形寸法：140mm x 203mm x 32mm
10本のインストゥルメントが収納可能

IM5100	■ レッド	16,600円
IM5103	■ オレンジ	16,600円
IM5105	■ イエロー	16,600円
IM5108	■ ブルー	16,600円



14本用 ダブルデッカー
外形寸法：114mm x 203mm x 38mm
14本のインストゥルメントが収納可能

IM9140	■ レッド	22,100円
IM9141	■ グレー	22,100円
IM9143	■ オレンジ	22,100円
IM9146	■ ラベンダー	22,100円
IM9148	■ ブルー	22,100円
IM9149	■ グリーン	22,100円

裏面でもキャンペーン対象製品をご紹介します▶