

令和6年度 四国地方発明表彰  
「特許庁長官賞」受賞記念



# チェアサイド製品キャンペーン

キャンペーン期間 2024.11.21 木 ~ 12.20 金




地方発明表彰とは、全国を8地方に分け、それぞれの地方から生まれた、優れた発明、考案、または意匠を生み出した技術者・研究開発者を表彰する制度です。

ア・ウーノ  
とは？

- ✓ 色合わせ不要
- ✓ 色選択不要
- ✓ 在庫管理が簡単
- ✓ 治療時間短縮

ベーシック1色で幅広いシェードに合う  
ユニバーサルシェード型のコンポジットレジンです



1本で16シェードに対応可能



1色で完成!!

写真提供：竹内歯科医院（香川県綾歌郡宇多津町）竹内 一貴氏  
使用シェード：ベーシック（ホワイトニング後に形成）

ア・ウーノの詳細情報は [こちら](#)

ア・ウーノ特設サイト



キャンペーン対象製品



保険適用

ア・ウーノ  
管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン  
認証番号：304AABZX00013000



シールド	ホワイトニング(乳歯含む)	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4
I級	White	ベーシック*															
II級		ベーシック*															
III級		ベーシック*															
IV級		ベーシック*															
V級		Dark															

\*C2~C4において、象牙質に及ぶ深い窩洞の場合は、象牙質部分にDarkを充填することで、より自然な仕上がりになります。

色調タイプ	ノーマル	St	
	ベーシック	ベーシック	White
シェード			Dark
ペースト性状	ユニバーサル	ローフロー	フロー
	●	●	●
	●	●	●
	●	●	●

(ペレット厚み：0.1mm)

単品包装 ※ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。



ア・ウーノ ユニバーサル  
(ベーシック/St ベーシック)  
各 4.0g (2.0mL) 2,900円



ア・ウーノ ローフロー  
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)  
各 2.8g (1.5mL) 2,900円



ア・ウーノ フロー  
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)  
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

パック  
同色3本パック  
(ベーシック / St ベーシック)  
・ユニバーサル/ローフロー/フロー  
いずれか各3本  
各8,250円



TMR-アックアボンド0-n  
管理医療機器 歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、  
歯科用シーリング・コーティング材) 認証番号：303AABZX00049000



単品包装  
TMR-アックアボンド0-n (5.0mL)  
9,800円

パック  
2本パック TMR-アックアボンド0-n  
・TMR-アックアボンド0-n (5.0mL) 2本  
18,620円

セット包装  
TMR-アックアボンド0-nセット  
・TMR-アックアボンド0-n (5.0mL) 1本  
・ディスプレイアプリークレーターブラシ 50本  
・ディスプレイアプリークレーター 25枚  
10,500円

キャンペーン限定パック  
TMR-アックアボンド0-n パック  
・TMR-アックアボンド0-n (5.0mL) 1本  
・TMR-アックアボンド0-n (1.0mL) 1本  
9,800円

Zero Flow Etchant

ゼロフローエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材  
認証番号：304AGBZX00100000

セレクトィブエッチングに最適なリン酸エッチャント



単品包装  
ゼロフローエッチャント (2.0mL)  
付属品：ディスプレイアプリークレーター  
・21ga (内径：0.6mm、緑) 5本  
・25ga (内径：0.3mm、青) 5本  
2,000円

Multi Etchant

マルチエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材 (歯科セラミックス用接着材料)  
認証番号：228AABZX00136000

マルチに使えるエッチャント&クリーナー



単品包装  
マルチエッチャント (2.0mL)  
付属品：ニードルチップ マルチエッチャント用  
5本  
2,000円

M-TEG-PはYAMAKIN株式会社の登録商標です。製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容器などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格 (税抜き) です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**

〒781-5451 高知県香南市香我美町上分字大谷1090-3  
大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知  
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル研究開発室  
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

テクニカルサポート (平日 9:00~17:00) サンキュー ヨクツク  
製品に関するお問い合わせ ☎ 0120-39-4929

LINE公式アカウント  
友だち募集中

アカウントをご登録  
いただくと最新の  
歯科情報、キャン  
ペーンなどについ  
てお届けします!



お取扱店