

余剰セメントは光照射1秒※で ポロッと一塊で除去

※光照射器の性能や照射時間により異なります

歯科接着用レジンセメント

ジーセム ONE EM バリューパック 5本入 1函

色調 ●1色=ユニバーサル(A2)
包装・希望医院価格 ●1函:シリンジ(2.7mL)5本、
EMミキシングチップT40個、EMミキシングチップF5個、
EMミキシングチップF用ノズルRC5個、
テクニカルチャート1部=¥22,250

管理医療機器 歯科接着用レジンセメント
ジーシー ジーセム ONE EM 301AKBZX00021000



セラミックスクラウンのセット

動画で
確認
できます!



Value pack

GC



ジーセム ONE EM

ご愛用感謝 Campaign

キャンペーン期間

2025 1/21 → 2/20

【期間・数量限定】

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、
誠にありがとうございます。
この度、「ジーセムONE EM ご愛用感謝キャンペーン」を
実施いたします。
是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

2024年6月1日施行

歯科用合着・接着材料I
(レジン系/自動練和型)

診療報酬の
点数UP!




練和・ミキシング

オートミックスタイプは術者によるバラつきがなく、**気泡のない均一な練和**が容易に行え、セメント本来の性能をしっかり発揮できます。

ペースト性状

各修復物へ注入しやすい良好なフローを持ちながら、
築盛時にも垂れにくい性状。
被膜厚さは約5μmで、**圧接時の浮き上がりもなく**
様々な症例においてストレスなく作業ができます。

三点曲げ強さ



インレー症例にもオススメ

優れた耐摩耗性

セメントラインの摩耗や着色がしにくい!

キャンペーンセット品

CAD/CAMインレーの窩洞形成におすすめ!

ダイヤモンドバー(F.G.用)

スムースカット RS1&RS2

各1本

【期間限定販売品】希望医院価格 ¥2,500 形態 ●RS1, RS2

歯科用ダイヤモンドバー ジーシー スムースカット
一般医療機器 23B2X00038000007

RS1

咬合面

適度なテーパと窩洞内面の丸みを付与しながら効率よく形成できます。



RS2

隣接面

隣接面の展開角や隣接マージン部を形成します。



	最大径(mm)	最小径(mm)	刃部長さ(mm)	テーパ度
咬合面 RS1	1.6	1.0	4.0	8°
隣接面 RS2	1.6	0.75	8.0	6°

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間:2025年1月21日~2月20日

貴医院名 _____

ご住所 〒 _____

TEL () _____

お取引販売店 _____ ご担当者 _____ 様

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
ジーセム ONE EM バリューパック5本入 ユニバーサル(A2)	スムースカット RS1&RS2 各1本	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。

株式会社 ジーシー

ご用命は

- 支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
●東北(022)785-8040
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286