

補綴物の種類でバーを使い分け

撤去を効率化！



がちり固めたダイヤモンド粒子がわずかな時間で
ジルコニアを切り裂く！

ダイヤモンドバー **4ZR**




ピラミッドシェイプブレードがこれ1本で
チタン冠・コバルトボンドを同時に切り裂く！

カーバイドバー **H4MC**



タフなネックと鋭利なブレードがわずかな時間で
金パラ合金を切り裂く！

カーバイドバー **H34**



Quality Products
Made in Germany



サクッと削れる！リムーバルバー3シリーズ /
特別価格 キャンペーン!!
2025.1/21▶3/19

詳細は裏面をご覧ください ➡

ジルコニア用 ZRダイヤモンドバー FG

撤去や咬合調整を効率化させるジルコニア用コーティング4ZR

5倍速コントラ
推奨



クラウンの分割 4ZRS-016

ブリッジの切断・クラウンの全周を削るケース 4ZR-012・014

3種揃って便利! 4ZRキット




4ZRS-016 4ZR-012 4ZR-014 (各1本入) ※ケース滅菌不可

価格 (3本入) **6,000円**

形状	黒いイラストはほぼ実物大です		
品番(デッド)	4ZRS-016	4ZR-012	4ZR-014
作業長(mm)	4.0	8.0	8.0
最大径(mm)	1.6	1.2	1.4
全長(mm)	19.0	22.0	
価格(1本入)	2,100円		
価格(5本入)	9,700円		

ジルコニア用ダイヤコーティング

3層コーティングの上にさらに特別層を設けています。通常のコーティングを施した製品よりもダイヤ粒子が脱離しにくいので長期間ご使用頂けます。



シャンク:FG/適正回転数:毎分16万回転/最高回転数:毎分45万回転
医療機器の分類 一般医療機器 販売名 コメット ダイヤモンドバー
一般的名称 歯科用ダイヤモンドバー 届出番号 27B2X00091000001

チタン冠・コバルトボンド撤去用カーバイドバー FG


1本2役! ポーセレン・レジン・メタルも同時に削るH4MC

5倍速コントラ
推奨



チッピングしにくいブレード設計で優れた切削能力と持続性を実現しました

破折を防止するためにネックは太く、ピラミッドシェイプブレードで欠けを防止します



形状	黒いイラストはほぼ実物大です			
品番	H4MC-012	H4MCL-012	H4MCXL-014	H4MCXXL-014
作業長(mm)	2.0	3.5	5.0	8.0
最大径(mm)	1.2		1.4	
全長(mm)	20.0			23.0
最高回転数(毎分)	45万			
価格(5本入)	7,100円			

シャンク:FG/適正回転数:毎分16万
医療機器の分類 一般医療機器 販売名 コメット カーバイドバー
一般的名称 歯科用カーバイドバー 届出番号 27B2X00091000002

メタルクラウン撤去用カーバイドバー FG

金パラを素早く滑らかに切削 クラウンカッター H34

5倍速コントラ
推奨



切れ味を高めるブレードデザインと太いネックが破折を防ぐ

ラージブレード&ディープクロスカットでメタルクラウンを素早く撤去。FG#330と比べると約2倍のネック太さで破折しにくくなっています。



形状	黒いイラストはほぼ実物大です	
品番	H34-010	H34-012
作業長(mm)	2.0	
最大径(mm)	1.0	1.2
最高回転数(毎分)	45万	
価格(5本入)	6,500円	

シャンク:FG/全長:20mm/適正回転数:毎分16万
医療機器の分類 一般医療機器 販売名 コメット カーバイドバー
一般的名称 歯科用カーバイドバー 届出番号 27B2X00091000002



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35
TEL 06-6773-3333(代)

http://www.momose-dm.co.jp/ 株式会社モモセ歯科商会

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653(代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060(代)

お問い合わせは