


カーバイドカッター HP  
EQタイプ(レジン用)/GSQタイプ(軟性樹脂用)



毎日の作業  
効率をアップ

Celebrate  
Your Routine.




特別  
価格

期間限定

2025.2/21(金)

~3/19(水)

切削から仕上げを  
この1本で



先端のファインクロスカットで  
デンチャーをシャープに仕上げる

下部のコアースクロスカットで  
デンチャーを手早く切削

デンチャー・石膏の効率的な切削及び仕上げ用 (EQ タイプ) **押し!**

1入



適応: レジン、石膏  
特長: 1本で切削と仕上げが行えます  
(先端 1/3 は仕上げ用のファインクロスカット  
残り 2/3 が切削用のコアースクロスカット)

適正回転数: 15,000rpm

品番 H251EQ-060  
作業長 14.0  
価格 5,800円

製品動画はこちら



軟性樹脂の効率的な切削用 (GSQ タイプ)

適応: 軟質裏装材、スプリント、マウスガード、テンポラリークラウン  
特長: 軟性樹脂の切削に特化したブレードで目詰まりなく滑らかな面に仕上がります  
適正回転数: 15,000rpm

GSQも  
特別価格

1入



品番	H77GSQ-040	H79GSQ-040	H79GSQ-070	H251GSQ-060	H257GSQ-023	H261GSQ-023	H351GSQ-060
作業長	9.0	13.0	14.0	14.0	13.0	13.0	11.0
価格	5,800円	5,800円	5,800円	5,800円	4,300円	4,300円	5,800円

公式 SNS はじめました!

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram



アクリル樹脂ポリッシャー HP  
アクリルポリッシャー(デンチャー用)



毎日の作業  
アップグレード

Celebrate  
Your Routine.

特別  
価格

期間限定

2025.2/21(金)

~3/19(水)

熱を抑えて  
輝きを引き出す

独自のシリコン構造で  
摩擦熱を抑制

アクリルに適した切削感  
滑沢な研磨面と光沢

アクリルポリッシャー



10入

品番	9489C(17-ス)	9489M(ミディアム)
作業長	25.0	
最大径	10.0	
最高回転数	10,000	
価格	7,100円	

推奨回転数: 毎分6,000回転

様々なレジンに使用可能な  
アクリル樹脂ポリッシャー

適用:

- ・スプリントジスク
- ・ナイトガードジスク
- ・アクリル系リベース
- ・即時重合レジン
- ・義歯床用アクリルレジン(重合型熱可塑性)

デンチャーの中研磨 / 仕上げ研磨に



中研磨(コース)

仕上げ研磨(ミディアム)



医療機器の分類: 一般医療機器 一般的名称: 歯科用研磨器材 販売名: コメット アブラシブポイント 届出番号: 27B2X00091000010



製造販売元

株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333(代)

東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653(代)

九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060(代)

モモセ歯科商会



<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは