

コメット

エンドリスタート ENDO ReStart



ご愛顧感謝 キャンペーン

2025.3/21 ▶ 4/17

1 

根管上部用
Step1



2 

根管下部用
Step2



キャンペーン内容 **特別価格** にてご提供

資料ご提供
フリーランス歯内療法専門医 寺岡 寛 先生

スターターセット



オープナー (2本) + 25mm (4本)

オープナーと 25mm ファイル
が入ったスターターセット!

オープナー単品



RE10L15-030(6本)

硬いガッタパーチャにも
サクサク入るオープナー

ファイル単品 (21/25mm)



RE05L21-025(6本)



RE05L25-025(6本)

根尖近くにも届きやすい
便利な25mm をご用意



公式アカウント始めました!
製品の最新情報をお届けします!

エンド製品カタログ



【お友だち登録 追加特典】

- 特典① コメットエンド製品カタログ
- 特典② コメット製品最新情報をお届け!



友だち追加ボタン
をタップ



「QRコード」から
読み取る



友だち追加
で完了



Pointは 先端形状 × ダイナミックツイスト

スルスル 入る先端形状

古い充填材も入り易いようサイド部分に
カッティングブレードを付与

エンドリスタート オープナー



エンドリスタート ファイル



※ピンク部分に
ブレードを付与



先端はセーフエンド
パーフォレーションやレッジを抑制



効率的に除去する Dynamic Twist

充填材を掻き出しやすいようにブレード先端部分の溝幅は狭く、
シャンクに近づくにつれてブレードの溝間隔を広く設計

通常品

通常品





エンドリスタートファイル

エンドリスタートファイル

製品規格

※実物大ではございません

品番	RE10L15-030	RE05L21-025	RE05L25-025	#4680 (スターターセット)
作業長	15	21	25	
ブレード長	5	14.9	14.9	RE10L15-030(2本)
先端直径	0.3	0.25	0.25	
テーパ	10%	5%	5%	RE05L25-025(4本)

入数:6入(单品・セット共に共通) シャンク:CA 標準医院価格:¥11,500
推奨回転数:300回転 最高回転数:500回転 トルク:1.8N/cm

医療機器の分類:管理医療機器
一般名称:電動式歯科用螺旋状除去器
販売名:コメット エンドリスタート
認証番号:303AKBZX00107000

※エンドリスタートオープナー:滅菌可能
※エンドリスタートファイル:単回使用

製品動画はこちら



東京都港区ご開業
赤坂 TK デンタル
山内 隆守 先生

FOLLOW ME!

公式 SNS はじめました!

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram

公式アカウント



始めました!



製造販売元
株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所
東京営業所
九州営業所

〒543-0054 大阪府大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL 06-6773-3333(代)
〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL 03-3835-2653(代)
〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL 092-575-6060(代)
URL: http://www.momose-dm.co.jp/

お問い合わせ