

モリムラ 決算キャンペーン

期間

2025年5月21日（水）
～7月18日（金）

是非この機会にご利用ください！

価格のお問い合わせやご注文につきましては、お取引されている歯科材料店様までお願いします。

ナイスミキシングガン

電動式ミキシングガン



気泡の巻き込みを抑制

- 高粘性の印象材等も、スタートボタンを押し続けている間スムーズに押出されます。

オーバーフロー防止機能

- スタートボタンを離すとプランジャーが僅かに後退して停止します。

スピードコントローラー付

- 押出速度を調節できます。


歯科医院様参考価格
¥25,000

特別価格！

にて提供させていただきます

モリムラ決算キャンペーン

印象材用シリンジ DentiAnn セーブシリンジ



一般医療機器 歯科用練成器具 医療機器届出番号13B1X10394240002

- カートリッジタイプのシリコーン印象材から必要量の印象材を装填し、精密印象採得ができるスリムタイプのシリンジです。
- ミキシングチップ内に残量する歯科材料を、通常ミキシングチップより削減することができます。

シリンジ容量：1.5mL シリンジ全長：99.6mm
内容：シリンジ10本、ミキシングチップ100個、オーラルチップ100個

歯科医院様参考価格

¥6,000

特別価格!
にて提供させていただきます

歯科用ノンラテックスラバーダムシート

R&S デンタルダム ノンラテックス



一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394220001 歯科用ラバーダム
製造業者：Four D Rubber Co Limited (フォーディー ラバー カンパニー リミテッド 社) 製造国：英国

引き裂き強く
伸びが良い

※伸縮率：1100%以上

ゴム特有の
嫌な臭いが
ない

片面にわずかな
パウダーを使用

種類

- ミディアム・ブルー
厚さ：0.18～0.23mm
- ヘビ・ブルー
厚さ：0.23～0.28mm

6×6インチ 20枚入

歯科医院様参考価格


各 ¥3,600



特別価格!
にて提供させていただきます

歯科用ノンラテックスラバーダムシート

Nic Tone ラバーダム ノンラテックスシート



一般医療機器 医療機器届出番号：13B1X10394150001 歯科用ラバーダム
製造業者：Manufacturera Dental Continental,S.A.de C.V. (マニファクチャラー デンタル コンチネンタル エスエーデー シーブ イ社)

- 合成ゴム100%（ラテックスフリー）製のラバーダムシートです。

- より良い抵抗と伸縮性 ※があります。※伸縮率750%

- 口腔内組織と対照的な美しいブルーのカラーです。

- ミントフレーバー付です。

6×6インチ 15枚入

歯科医院様参考価格

¥3,800

特別価格!
にて提供させていただきます

ラテックスフリー開口器 チークリトラクターLF

ztdental



臨床写真ご提供：東北大学歯学部研究科 分子・再生歯科補綴学分野 河阪 幸宏 先生
一般医療機器 歯科用開口器 医療機器届出番号 13B1X10394260001



●口唇に均等な力がかかる
リングにより、口唇と頬を
排除し、容易に術野の確保が
できる柔軟性の高いラテック
スフリーの開口器です。

サイズ（L×W×H）：約95×84×44mm
1箱 20個入

歯科医院様参考価格

¥5,600

特別価格！

にて提供させていただきます

歯科用隣在歯隔離用テープ ホワイトテフロンテープ

ztdental



一般医療機器 歯科用充填・修復材補助器具、歯肉圧排材料
医療機器届出番号 13B1X10394260002

- 伸長性と被覆力に優れたテフロンテープです。
- 薬品に耐性があるテープのため、
隣在歯の保護および隔離に優れています。
- カッター付ケースのため、ハサミ等を使用せず
直接テープをカットすることができます。

サイズ：幅13mm、厚さ0.1mm、長さ5m
カラー：ホワイト
材質：テフロン（ポリテトラフルオロエチレン）

歯科医院様参考価格

¥950

特別価格！

にて提供させていただきます

ラバーダム固定用コード スタビライザーコード

ztdental



臨床写真ご提供：東北大学歯学部研究科 分子・再生歯科補綴学分野 河阪 幸宏 先生
一般医療機器 歯科用ラバーダムクランプ 医療機器届出番号 13B1X10394260003

- ノンラテックスでありながら、
優れた伸長性と弾力性があり、
ラバーダムをしっかりと固定させることが
できるラバーダム固定用コードです。

サイズ：直径：1.8mm 長さ：2.1m
カラー：オレンジ
材質：熱可塑性エラストマー樹脂（TPE）

歯科医院様参考価格

¥950

特別価格！

にて提供させていただきます

レジン強化型 MTA系 材料

数量限定

少量のお試しサイズキャンペーン

セラカルPT 2g 1本入 + セラベース 1g 1本入
キャンペーン



生活歯髄切断法に！

覆髄に！

デュアルキュア型覆髄材料



+



裏層に！

デュアルキュア型裏層材



内容：
・セラカルPT 2g 1本
・デュアルシリンジミキシングチップ（ディスペンシングチップ）8個
管理医療機器 医療機器認証番号 302AKBZX00006000

使用期限は、最も短いもので
2025/11/16となっております。

歯科医院様参考価格
¥9,000

内容：
・セラベース 1g 1本
・デュアルシリンジミキシングチップ（ディスペンシングチップ）5個
管理医療機器 医療機器認証番号 303AKBZX00082000

歯科医院様参考価格
¥3,800

合計歯科医院様参考価格
¥12,800

特別価格！

にて提供させていただきます

生体親和性 & 高い封鎖性

”Thera” ファミリー製品には、歯科用
覆髄材料として注目されている MTA 成分の
「ポルトランドセメント」を配合しています。

湿潤象牙質あるいは露髄面に直接適用させ
ることにより、カルシウムイオンや水酸化物
イオンなどを放出し、デンティンブリッジの
形成を促進させ、歯髄を保護します。

セラカルPT による覆髄後に
セラベース による裏層を行ったご使用例



露髄の恐れがある部位にセラカルPTを適用します。



セラベースで裏層をし、光重合
20 秒間（500mW/cm²）
します。

臨床写真ご提供：デンタルオフィス武蔵浦和 栗原 一雄 先生

本紙に掲載されている価格は2025年4月のもの（税抜）です。形態・仕様は予告なく変更することがあります。

MORIMURA

株式会社 モリムラ

〒110-0005 東京都台東区上野3-17-10
TEL 03-5808-9350 FAX 03-5808-9351
<http://www.morimura-jpn.co.jp>

●製品に関するご用命は