



歯科矯正用バンドセメント

ビューティバンドセメント

Official partner



BeautiBand Cement

Dual-cure Orthodontic Band Cement

夏期お買い得キャンペーン

キャンペーン期間：2025年 5月21日（水）～7月18日（金）

デュアルキュア、ライトブルー色のペースト。
口腔内環境の健全化をサポートする、S-PRGフィラーを含有した
歯質にも、術者にもやさしい歯科矯正用バンドセメント。



垂れにくく 広がりやすい

こだわりのペースト性状



適度な固さで、バンドに広げやすい性状です。
また、シリンジの押し出し感も軽く、ミキサーチップにより
簡単に練和が可能です。

SHOFU INC.

BeutiBand Cement

Dual-cure Orthodontic Band Cement

— ビューティバンドセメント —



X線
造影性

常温保存
可能
(1~25℃)

口腔内環境の健全化をサポートするS-PRGフィラーを含有しています。
光の届きにくい内面も硬化する、安心なデュアルキュアタイプ、
長い操作時間と適度な固さのペースト性状を備えた、
操作性にこだわったバンドセメントです。

4136

ビューティバンドセメント 1セット

【内容】
ビューティバンドセメント(5.0mL) 2本
ミキサーチップ ショート 20個

ご注文数

標準価格

¥12,000

特別価格

¥9,600

PK

2995-34S

松風ミキシングセット
ミキサーチップ(ショート)

標準価格

¥6,050

ご注文数

PK

【内容】
ミキサーチップ ショート 50個

管理医療機器 医療機器認証番号 306AKBZX00037000

特長

垂れにくく・広がりやすいペースト性状



適度な固さで、バンドに広げやすい性状です。
また、シリンジの押し出し感も軽く、
ミキサーチップにより簡単に練和が可能です。

ペーストロスが少なく、操作性の高いミキサーチップ




松風ミキサーチップ(ショート)

付属のミキサーチップはショートタイプを
採用しているので、ミキサーチップ内の
ペーストロス量が少なく、コストパフォーマンスに
優れます。



光の届きにくい内部まで硬化するデュアルキュアタイプ



デュアルキュアタイプなので光を通しにくい深部までしっかり硬化します。また、防湿しづらい部位にも優れた接着力を発揮します。

バンディングに適した長い操作余裕時間

練和


操作余裕時間
5分以上

光照射

操作余裕時間が長いので、
バンドの多数個セットが可能です。
光照射によって好きなタイミングで
即時硬化させることができます。

視認性に優れたライトブルー色のペースト

歯質と区別のしやすいブルー色のペーストなので、
ディバンディング後に残存したペーストが視認しやすく、
除去が行いやすいです。



S-PRGフィラーを含有

ビューティバンドセメントには、松風が独自に開発したバイオアクティブなフィラー“S-PRGフィラー”が含まれています。
6種類のイオンリリースにより、抗プラーク付着性や酸中和能、イオンリリース&フッ化物リチャージ機能などを発現し、
治療中の口腔内環境の健全化をサポートします。

ご注文はFAXにてお願い申し上げます。

FAX送信先：株式会社 松風 矯正課 03-3832-7682

お得意先名 フリガナ	ご担当者様 フリガナ	通信欄
ご住所 フリガナ		
〒	TEL:	
	FAX:	
e-mail		

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、
物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。 価格は2025年5月現在の標準医院価格(税抜き)です。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
http://www.shofu.co.jp