




ORTHOLINE ARCHWIRE WHITE

Summer Campaign

-2025.5.21~7.18-



ホワイトワイヤーで
こんなにきれい。

<「プレシクリスタル」ブラケットとの装着例>



製品詳細

SHOFU INC.

オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイト

特長

- ▶ 全面コーティングによる優れた審美性
- ▶ 均一な膜厚制御が可能な独自コーティング技術
- ▶ 高い機械的特性と耐酸性を有するPEN樹脂をコーティング層に採用

※PEN：ポリエチレンナフタレート(エンジニアリングプラスチック)

ココがポイント! 滑らかな表面性状

凹凸のない滑らかな表面性状であるため、ワイヤーの滑りを損ないません。
 <弊社従来品コーティングワイヤー> <オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイト>



弊社従来品と比較してワイヤー表面が平滑であることが確認できます。

オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 ホワイト

SHOFU ORTHO

SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00037000

(社内処理コード:PDW1)

形状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
ラウンド	.012	W130120 バック	W140120 バック
	.014	W130140 バック	W140140 バック
	.016	W130160 バック	W140160 バック
	.018	W130180 バック	W140180 バック
包装：10本			

形状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
レクタンギュラー	.016x016	W131616 バック	W141616 バック
	.016x022	W131622 バック	W141622 バック
	.017x022	W131722 バック	W141722 バック
	.017x025	W131725 バック	W141725 バック
	.018x018	W131818 バック	W141818 バック
	.018x025	W131825 バック	W141825 バック
包装：10本			
	.019x025	W131925 バック	W141925 バック

◆イニシャルワイヤーにも適した超弾性の特性を持つワイヤー

- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

	標準価格	特別価格
ラウンド(10入)	¥ 11,000	¥ 8,800
レクタンギュラー(10入)	¥ 12,000	¥ 9,600

オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール ホワイト

SHOFU ORTHO

SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00038000

(社内処理コード:PAW1)

形状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
ラウンド	.016	Y130160 バック	Y140160 バック
	.018	Y130180 バック	Y140180 バック
包装：10本			

形状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
レクタンギュラー	.016x016	Y131616 バック	Y141616 バック
	.016x022	Y131622 バック	Y141622 バック
	.017x022	Y131722 バック	Y141722 バック
	.017x025	Y131725 バック	Y141725 バック
	.018x018	Y131818 バック	Y141818 バック
	.018x025	Y131825 バック	Y141825 バック
包装：10本			
	.019x025	Y131925 バック	Y141925 バック

◆より良いフィニッシングに適した、高い剛性を持つワイヤー

- 高い剛性を持ち、滑らかな表面性状のワイヤーです。
- 原体ワイヤーは熱処理済みのため高い剛性を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。

	標準価格	特別価格
ラウンド(10入)	¥ 10,500	¥ 8,400
レクタンギュラー(10入)	¥ 11,000	¥ 8,800

ご注文はFAXにて
 お願い申し上げます。

FAX送信先：株式会社 松風 矯正課 03-3832-7682

キャンペーン期間：
 2025年5月21日(水)～2025年7月18日(金)

お得意先名 フリガナ	ご担当者様 フリガナ
ご住所 〒フリガナ	TEL. - -
	FAX. - -
e-mail	

通信欄

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先
 営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル
 Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
 www.shofu.co.jp