

MIコア ファイバーポスト 新規&ご愛用感謝 キャンペーン

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。

この度、「MIコア ファイバーポスト 新規&ご愛用感謝キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

MIコア ファイバーポスト 60本包装 1袋 と

キャンペーンセット品 **G-マルチプライマー 1mL〈特別仕様〉1本** を
組み合わせ価格にてご提供！

対象製品

お得な
60本
包装



支台築造用ファイバーポスト

MIコア ファイバーポスト

種類 ● φ1.2、φ1.4、φ1.6 (mm) ※全長はすべて22mm

包装・希望医院価格 ● 1袋:60本=各¥35,800

歯科根管用ポスト成形品 ジーシー MI コア ファイバーポスト
管理医療機器 単回使用 228AABZX00047000

保険適用

キャンペーンセット品



- 多様なマテリアルに対応する
接着性モノマーを配合した1液性
プライマー
- ファイバーポストや補綴装置への
シランカップリング処理が可能。



補綴装置の前処理
にも使えます

0秒放置

常温保存

セットする補綴装置の種類

メタルクラウン	メタルインレー	メタルコア
ジルコニア		
CAD/CAMハイブリッドレジッククラウン インレー		
セラミックス	レジンコア (間接法)	

G-マルチプライマー

— 不要	形成・適合条件等、 強固な接着を必要とする症例
○ 適宜	
● 必要	

歯冠修復物接着用プライマー

G-マルチプライマー 1mL〈特別仕様〉

【期間限定販売品】 希望医院価格 ¥2,800 包装 ● 1函:1mL 1本

歯科セラミックス用接着材料 ジーシー G-マルチプライマー
管理医療機器 228AABZX00003000



Point

● ファイバーを均等かつ高密度に配置

直径約14μmのファイバーガラスを縦方向に
均等かつ密に束ね、レジンで包埋しています。
(ファイバー充填率=77wt%)



MIコア ファイバーポスト横断面

● 半透明で高い光透過性



光透過性が高いため、光が届き
にくいポスト部のレジンコア材
の光硬化促進が期待されます。

照射光は MIコア ファイ
バーポストの断面のみに
しか当てていませんが、
照射光が全体に導かれ、
根管部まで届いている
のがわかります。



● 強度と弾性のベストバランス

曲げ強さ700MPa以上を有し、金属に比べて象牙質に近似した弾性係数
のため、柔軟性があり歯根破折の低減が期待できます。



ジーシー研究所測定データ

キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間：2025年7月22日(火)～8月20日(水)

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL ()	
お取引販売店	ご担当者 様

対象製品			ご購入数	キャンペーンセット品
MIコア ファイバー ポスト	60本 包装	φ1.2	袋	G-マルチプライマー 1mL〈特別仕様〉 1本
		φ1.4	袋	
		φ1.6	袋	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。