

美しく健康な歯のためのパウダーメンテナンス

ソフトパール -SOFT pearl- ご愛顧感謝キャンペーン

2025年8月1日(金)～9月30日(火)

特別価格にてご提供!

※お取引ディーラー様へお問い合わせください



パウダー粒子

SEM画像(x150)

主成分：グリシン

甘みがある

平均粒子径 65 μ m

仕上げ研磨なしで単体使用が可能

一部の補綴装置に使用可能



SOFT pearl

製品名 ソフトパール

製品番号 Y1500721

標準価格 ¥21,800 (250g×4本)



歯肉縁上のパウダーメンテナンス

Prophyl-Mate neo / パリオスコンビPro(プロフィーシステム)

パワフルな噴射力を持続

タービン開発技術で培った流体解析により、パワフルかつなめらかでパウダーロスの少ない安定した噴射を実現。

高い噴射持続力とポリッシング能力で、施術時間を短縮します。

(フラッシュパール使用時)



クリーニング前



クリーニング後

※結果を保証するものではありません。

軽度～中程度のバイオフィルム・ステイン除去に！



画像提供：貞光歯科医院 (奈良県奈良市)

パウダーメンテナンスとは？

効果的なバイオフィルム除去

目視しにくい箇所でも、広範囲のパウダー噴射により、バイオフィルム等の取り残しが、他のメンテナンス器具に比べ減少します。

優しいトリートメント

柔らかなパウダーなので組織を傷付けにくく、歯肉辺縁や歯周ポケット内を優しくトリートメントします。

広範囲の歯面清掃

非接触で付着物の除去を広範囲に行え、チップの届かない箇所も清掃が可能です。

術者にとっても、患者さまにとっても、より快適に歯周ポケット内・外のバイオフィルム、ステインなどを除去するプロフェッショナルケア。それが、パウダーメンテナンスです。



詳細はこちら

パウダーメンテナンスを深く学びたい方に！

FREE

¥0

オンラインプライベートセミナー

株式会社ナカニシ 歯科衛生士が貴院のために
マンツーマンで開催するWebセミナー



詳細はこちら

もっと楽に！パウダーメンテナンスを最大限に活用する

効率よくパウダーメンテナンスを行うために、医院でお使いのパウダーに適した使用のポイントをお伝えします。また、機器の特徴や正しいお手入れの方法を学ぶことで、日々の疑問を解消し、より快適な診療を目指しましょう。

● 平日 9:00～最終受付 15:30

お好きな時間を選んで(所要時間60分)受講いただけます。
通常のセミナーとは違い個別対応なので院内勉強会・院内全体のスキルアップとしてお役にてください。

関連製品

超音波スケーラー・パウダーメンテナンス

Varios Combi Pro



製品名 バリオスコンビ Pro
ベーシックセット Ti

標準価格 ¥510,000

歯面清掃用ハンドピース

Prophy-Mate neo



製品名 プロフィーメイト neo

標準価格 ¥159,000

販売名: バリオスコンビ Pro 認証番号: 223ALBZX00017000 一般名称: 歯科用多目的超音波治療器 管理医療機器 特定保守管理医療機器
販売名: プロフィーメイト neo 認証番号: 223ALBZX00029000 一般名称: 電動型機器接続歯面清掃用器具 管理医療機器
販売名: ソフトパール 届出番号: 09B2X00016000157 一般名称: 歯面研磨材 一般医療機器

ナカニシ社製品販売代理店

製品に関するお問い合わせ・ご注文は下記取扱店まで

Angel 大榮歯科産業株式会社

本社 〒550-0003 大阪府大阪市西区京町堀1丁目10-17 TEL.06-6441-3332 FAX.06-6445-1276
東京営業所 〒121-0816 東京都足立区梅島2丁目21-1 TEL.03-6806-3381 FAX.03-6806-3387
名古屋営業所 〒464-0851 愛知県名古屋市中千種区今池南29-24 TEL.052-731-0610 FAX.052-731-0626
福岡営業所 〒812-0016 福岡県福岡市博多区博多駅南4-2-10南近代ビル6階 TEL.092-473-7567 FAX.092-473-4897