

Aadva® IOS 200 本体一式と

キャンペーンセット品 スムースカット CAD/CAMプレパレーション バーセット 1セットを

組み合わせ価格でご提供!

想像以上にコンパクト。

約150gのスリムな軽量ボディ

ペングリップにも対応するスリムなハンドピースは、手が小さい方でも持ちやすいです。

コンパクトなスキャナチップ

コンパクトかつ軽量なため、エアータービンとほぼ変わらない操作感で口腔内にアクセスできます。



エアータービンとの大きさ比較(イメージ)

スマートスタートで直感的な計測

チップ先端を歯に近づければ計測スタート、離すと計測ストップ。煩わしい操作は不要で、直感的に光学印象を行えます。



ver 1.3.0 2025年10月よりバージョンアップ

- ①歯の形状の再現性が良くなったことでさらにマージンがシャープに!
- ②計測範囲が25%拡大したことにより計測時間が短縮!

デジタル印象採得装置

Aadva® IOS 200


包装●Aadva IOS 200 本体一式: Aadva IOS 200 ハンドピース1個、Aadva IOS 200 ハンドピースホルダー1個、Aadva IOS 200 USB 中継BOX1個、データケーブル(長さ1.9m)1本、スキャナチップ2個、専用USB-C ケーブル1本、保護カバー1個、USB(インストラクター)1個

【別売】包装●専用PC: Aadva IOS 200 PC 一式 保守サービス: Aadva IOS Care for 200 一式 スキャナチップ1個入


※1 Aadva IOS 200 PC を必ずご購入ください。 ※2 加入は必須です。加入は本体購入時のみ可能で途中の加入はできません。

デジタル印象採得装置 (歯科技工室設置型コンピュータ支援設計・製造ユニット) ジーシー Aadva IOS 200 管理医療機器 特定保守管理医療機器 303008ZX00226000

製品の詳細はこちら



GC



Since 1921
100 years of Quality in Dental

Aadva®
IOS 200

導入サポート CAMPAIGN

平素はジーシー製品をご愛用いただきまして、誠にありがとうございます。この度、「Aadva® IOS 200 導入サポート キャンペーン」を実施いたします。是非、この機会にジーシー製品をご用命ください。

《キャンペーン期間》2025.10.21 ▶ 12.20 数量限定

キャンペーンセット品

CAD/CAMインレーからCAD/CAM冠までこのセットで形成をモ—ラできます!



	ガイドグループ付与 軸面形成/マージン形成					舌側咬合面		隣接面 カット	咬合面	隣接面
	BR2	BR5	BR6	BR20	PR17	A18	RS1	RS2		
最大径(mm)	1.6	1.9	2.2	1.9	2.3	1.6	1.6	1.6		
最小径(mm)	1.0	1.2	1.5	1.7	1.4	0.5	1.0	0.75		
刃部長さ(mm)	8.4	8.0	8.2	5.4	4.7	11.3	4.0	8.0		
テーパ角度	5°	5°	5°	—	—	6°	8°	6°		

CAD/CAM形成用バーセット

スムースカット CAD/CAMプレパレーション バーセット

種類●8種=BR2、BR5、BR6、BR20、PR17、A18、RS1、RS2

《期間限定販売品》包装・希望医院価格●セット1 函=¥10,000

歯科用ダイヤモンドバー ジーシー スムースカット 一般医療機器 23B2X00038000007

キトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2025年10月21日~12月20日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL	()
お取引販売店	ご担当者
様	

対象製品	キャンペーンセット品	ご注文数
Aadva® IOS 200 本体一式	スムースカット CAD/CAM プレパレーション バーセット	

※ご記入いただきました個人情報、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。 ※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※掲載製品の希望医院価格には消費税等は含まれておりません。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京(03)3813-5751
●大阪(06)4790-7333
●北海道(011)729-2130
営業所 ●東北(022)785-8040
●名古屋(052)757-5722
●九州(092)441-1286

ご用命は