

**MANI**

Healthy teeth, happy smiles,  
to the world.

2025  
**10/21**  
▼  
**11/20**

# ご愛顧感謝キャンペーン Part 2







# ダイヤモンドFGブリストパック

## ダイヤモンド® スーパーコース

当社ダイヤモンド®での比較



























































●許容回転数で切削量を比較したグラフ。 ※切削対象物:エナメル質と同等の物質




スタンダードを使用するよりも、治療効率がよくなります。

(参考写真) 栃木県宇都宮市開業 やまうち歯科 secondstage:山内聡先生

| Super Coarse |  | ISO 039/034<br>5.1/19.2<br>EX-11SC | ISO 237/023<br>5.3/19.1<br>EX-21SC | ISO 237/034<br>5.1/19.1<br>EX-26SC | ISO 257/034<br>5.2/19.2<br>FO-27SC | ISO 141/014<br>8.3/22.3<br>SR-11SC | ISO 166/018<br>10.3/22.1<br>TC-11SC | ISO 173/018<br>10.3/21.9<br>TF-12SC | ISO 170/023<br>5.6/19.1<br>TF-22SC | ISO 170/018<br>4.3/19.1<br>TF-31SC | ISO 197/018<br>7.3/21.2<br>TR-21SC | ISO 198/020<br>9.3/21.9<br>TR-13SC |
|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|
|--------------|--|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|

|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                      |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |                                                                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Coarse                                                                             |   |   |   |   |   |   | Standard                                                                            |   |   |   |   |   |
|                                                                                    |   |  |  |  |  |  |                                                                                     |   |    |   |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Short Shank                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





3個以上のご購入で!

■標準価格 (5本入/1シート 5,000円)  
スーパーコース

~~15,000円~~ (税別)




3個以上のご購入で!

■標準価格 (5本入/1シート 3,700円)  
コース、スタンダード、ファイン、エクストラファイン

























































~~11,100円~~ (税別)

ダイヤバー  
形態表の見方



| 許容回転数 (背景色)                    |
|--------------------------------|
| 45万回転 450,000min <sup>-1</sup> |
| 30万回転 300,000min <sup>-1</sup> |
| 16万回転 160,000min <sup>-1</sup> |
| 9万回転 90,000min <sup>-1</sup>   |

ISO/最大径  
作業長/全長  
カラーコード  
注文番号

|                                                                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>ISO<br>010/017<br>1.9/16.6<br><b>SI-S48</b>    | <br>ISO<br>297/012<br>6.2/18.8<br><b>SO-S20</b>    | <br>ISO<br>165/014<br>8.2/20.0<br><b>TC-S21</b>    | <br>ISO<br>173/016<br>10.3/21.2<br><b>TF-S12</b>   | <br>ISO<br>171/014<br>7.2/18.8<br><b>TF-S20</b>     | <br>ISO<br>171/016<br>7.2/18.8<br><b>TF-S21</b>       | <br>ISO<br>170/021<br>5.5/16.9<br><b>TF-S22</b>       | <br>ISO<br>170/018<br>5.2/17.1<br><b>TF-S23</b>      | <br>ISO<br>170/016<br>4.2/16.8<br><b>TF-S31</b>      | <br>ISO<br>169/011<br>3.7/16.8<br><b>TF-S41</b>          | <br>ISO<br>299/018<br>9.6/20.9<br><b>TR-S13</b>         | <br>ISO<br>198/022<br>9.3/20.1<br><b>TR-S14</b>                         | <br>ISO<br>197/016<br>7.2/18.8<br><b>TR-S21</b>    |                                                                                                                                     |
| <b>Super Short Shank</b>                                                                                                           | <br>ISO<br>138/009<br>2.3/16.1<br><b>CD-SS51</b>   | <br>ISO<br>032/011<br>2.4/14.5<br><b>DI-SS41</b>   | <br>ISO<br>297/014<br>6.1/16.1<br><b>EX-SS13</b>   | <br>ISO<br>197/015<br>6.1/16.1<br><b>EX-SS14</b>    | ★<br><br>ISO<br>544/016<br>4.2/14.3<br><b>EX-SS33</b> | ★<br><br>ISO<br>544/019<br>4.5/16.1<br><b>EX-SS38</b> | <br>ISO<br>165/014<br>8.2/17.1<br><b>TC-SS21</b>     | <br>ISO<br>170/016<br>4.2/14.3<br><b>TF-SS31</b>     | <br>ISO<br>197/016<br>7.2/17.7<br><b>TR-SS21</b>         | <b>Fine</b>                                                                                                                                | <br>ISO<br>001/006<br>0.5/19.0<br><b>BR-48F</b>                         | <br>ISO<br>001/006<br>0.6/16.7<br><b>CD-50F</b>    |                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                    | <br>ISO<br>138/007<br>2.2/16.7<br><b>CD-51F</b>    | <br>ISO<br>139/007<br>3.8/16.7<br><b>CD-52F</b>   | <br>ISO<br>539/007<br>2.2/16.7<br><b>CD-53F</b>   | <br>ISO<br>295/007<br>2.2/16.7<br><b>CD-54F</b>    | <br>ISO<br>277/008<br>1.2/16.7<br><b>CD-55F</b>      | <br>ISO<br>295/007<br>2.2/16.7<br><b>CD-56F</b>      | <br>ISO<br>295/007<br>3.6/16.7<br><b>CD-57F</b>     | <br>ISO<br>156/009<br>3.2/16.2<br><b>CD-58F</b>     | <br>ISO<br>197/013<br>6.9/16.7<br><b>CD-59F</b>          |                                                                                                                                            | <br>ISO<br>138/007<br>2.2/19.0<br><b>CD-60F</b>                         | <br>ISO<br>139/007<br>3.8/19.0<br><b>CD-61F</b>   | <br>ISO<br>156/009<br>3.2/19.0<br><b>CD-62F</b> |
| <br>ISO<br>544/020<br>5.3/18.9<br><b>CE-13F</b>  | <br>ISO<br>254/027<br>4.8/20.6<br><b>CE-15F</b>  | <br>ISO<br>198/017<br>9.1/21.7<br><b>CE-16F</b>  | <br>ISO<br>546/011<br>8.1/21.9<br><b>CE-17F</b>  | <br>ISO<br>196/020<br>5.1/19.0<br><b>CR-11F</b>   | <br>ISO<br>196/015<br>4.1/19.0<br><b>CR-12F</b>     | <br>ISO<br>197/012<br>7.1/21.5<br><b>CR-21F</b>     | <br>ISO<br>298/013<br>8.1/21.5<br><b>CR-22F</b>    | <br>ISO<br>179/010<br>9.2/21.0<br><b>EX-18F</b>    | <br>ISO<br>237/020<br>5.1/18.9<br><b>EX-21F</b>        | <br>ISO<br>237/013<br>4.2/19.0<br><b>EX-31F</b>       | <br>ISO<br>297/013<br>7.1/21.0<br><b>FO-21F</b>                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <br>ISO<br>288/015<br>7.1/21.0<br><b>FO-22F</b>  | <br>ISO<br>257/015<br>3.2/19.0<br><b>FO-30F</b>  | <br>ISO<br>198/020<br>8.1/22.1<br><b>Pro-1f</b>  | <br>ISO<br>198/017<br>8.2/22.1<br><b>Pro-2f</b>  | <br>ISO<br>277/022<br>4.7/20.6<br><b>Pro-3f</b>   | <br>ISO<br>237/019<br>5.1/19.1<br><b>Pro-4f</b>     | <br>ISO<br>041/039<br>0.7/19.1<br><b>Pro-5f</b>     | <br>ISO<br>166/015<br>10.1/21.9<br><b>TC-11F</b>   | <br>ISO<br>165/013<br>8.1/21.9<br><b>TC-21F</b>    | <br>ISO<br>173/015<br>10.1/21.7<br><b>TF-12F</b>       | <br>ISO<br>171/015<br>7.1/20.9<br><b>TF-21F</b>       | <br>ISO<br>199/015<br>10.1/21.7<br><b>TR-11F</b>                      | <br>ISO<br>198/017<br>9.1/21.7<br><b>TR-13F</b>  |                                                                                                                                     |
| <br>ISO<br>197/015<br>7.1/21.0<br><b>TR-21F</b>  | <br>ISO<br>199/015<br>10.1/21.6<br><b>TR-25F</b> | <br>ISO<br>198/017<br>9.1/21.7<br><b>TR-26F</b>  | <br>ISO<br>072/015<br>0.6/19.1<br><b>WR-31F</b>  | <b>Short Shank</b>                                                                                                                   |                                                                                                                                        | <br>ISO<br>072/015<br>0.6/16.6<br><b>WR-S31F</b>    | <b>Super Short Shank</b>                                                                                                              |                                                                                                                                       | <br>ISO<br>298/013<br>7.7/18.1<br><b>FO-SS21F</b>       | <br>ISO<br>165/012<br>8.2/18.1<br><b>TC-SS21F</b>       | <b>Extra Fine</b>                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <br>ISO<br>254/025<br>4.6/20.5<br><b>CE-15EF</b> | <br>ISO<br>198/015<br>8.9/21.6<br><b>CE-16EF</b> | <br>ISO<br>196/019<br>4.9/18.9<br><b>CR-11EF</b> | <br>ISO<br>196/013<br>3.9/18.9<br><b>CR-12EF</b> | <br>ISO<br>237/018<br>4.9/18.8<br><b>EX-21EF</b>  | <br>ISO<br>218/012<br>7.0/21.0<br><b>EX-27EF</b>    | <br>ISO<br>545/018<br>6.9/21.0<br><b>EX-29EF</b>    | <br>ISO<br>138/015<br>3.3/19.0<br><b>EX-36EF</b>   | <br>ISO<br>254/023<br>1.9/19.0<br><b>EX-37EF</b>   | <br>ISO<br>544/018<br>4.2/18.9<br><b>EX-38EF</b>       | ★<br><br>ISO<br>257/012<br>6.0/19.9<br><b>FO-20EF</b> | <br>ISO<br>297/011<br>6.9/20.9<br><b>FO-21EF</b>                      | <br>ISO<br>288/013<br>6.9/20.9<br><b>FO-22EF</b> |                                                                                                                                     |
| <br>ISO<br>257/014<br>3.1/18.9<br><b>FO-30EF</b> | <br>ISO<br>540/009<br>4.2/23.4<br><b>FO-40EF</b> | <br>ISO<br>297/009<br>5.9/18.4<br><b>FO-41EF</b> | <br>ISO<br>289/010<br>7.6/21.9<br><b>FO-42EF</b> | <br>ISO<br>198/021<br>8.8/22.0<br><b>Pro-1EF</b>  | <br>ISO<br>198/018<br>7.9/18.9<br><b>Pro-2EF</b>    | <br>ISO<br>166/013<br>9.9/21.8<br><b>TC-11EF</b>    | <br>ISO<br>165/011<br>7.9/21.8<br><b>TC-21EF</b>   | <br>ISO<br>173/013<br>9.9/21.6<br><b>TF-12EF</b>   | <br>ISO<br>171/013<br>6.9/20.8<br><b>TF-21EF</b>       | <br>ISO<br>199/013<br>9.9/21.6<br><b>TR-11EF</b>      | <br>ISO<br>198/015<br>8.9/21.6<br><b>TR-13EF</b>                      | <br>ISO<br>197/013<br>6.9/20.9<br><b>TR-21EF</b> |                                                                                                                                     |
| <br>ISO<br>199/013<br>9.9/21.5<br><b>TR-25EF</b> | <br>ISO<br>198/015<br>8.9/21.6<br><b>TR-26EF</b> | <b>Short Shank</b>                                                                                                                  |                                                                                                                                     | <br>ISO<br>198/019<br>8.9/19.9<br><b>TR-S14EF</b> | <b>Super Short Shank</b>                                                                                                               |                                                                                                                                        | <br>ISO<br>297/012<br>5.9/15.9<br><b>EX-SS13EF</b> | <br>ISO<br>197/012<br>5.9/15.9<br><b>EX-SS14EF</b> | ★<br><br>ISO<br>544/015<br>4.0/14.2<br><b>EX-SS33EF</b> | ★<br><br>ISO<br>544/018<br>4.2/15.9<br><b>EX-SS38EF</b> | <div>スーパーコース(SC)/180-212μm</div> <div>コース(C) /125-150μm</div> <div>スタンダード(S) /106-125μm</div> <div>ファイン(F) /53-63μm</div> <div>エクストラファイン(EF)/20-30μm</div> |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |
| <div>★印 ショルダーR<br/>EX-17、EX-29、<br/>EX-38、<br/>EX-SS33、<br/>EX-SS38、<br/>EX-SS33EF、<br/>EX-SS38EF</div>                            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                     |



# 再根管治療における 狭窄根管のネゴシエーション



**澤田 則宏** 先生

澤田デンタルオフィス(東京都)

## 1 背景

再根管治療 (retreatment) は 初回根管治療 (initial treatment) と違い難しい。未処置根管の狭窄は生体の防御反応の一種であるわけだが、根尖部に感染が及んでいる狭窄根管ではネゴシエーションを行い根尖まで穿通しないと感染源を確実に除去することができない。つまり、狭窄根管のネゴシエーションを行い穿通することができるかどうか、

再根管治療の成功のカギと言っても過言ではない。本ケースレポートでは、狭窄根管のネゴシエーションからグライドパスの形成まで、そのコツを紹介する。

## 2 処置のポイントと実際の臨床例

### ①未処置の根管口の探索

上顎大白歯の近心頬側第二根管 (mesiobuccal second canal) は元々細く弯曲も強いため、初回根管治療においても穿通は難しい。再根管治療ではさらに難しくなるわけだが、最も難しい「再根管治療における近心頬側第二根管のネゴシエーション」ができれば、他の根管は簡単に見えてくるはずである。

再根管治療の場合、狭窄している近心頬側第二根管のネゴシエーションの最初のステップは根管口の探索および根管上部の拡大 (コロナルフレア) である。このステップではサージカルバー #330 を用いる (マイクロスコープ下で行うことを推奨する)。以前は根管口の探索にダイヤモンドコーティングされた超音波チップを使用していたが、カーバイドバーの方が切削面が滑沢であるため、わずかに残っている狭窄根管に入った削片を追うことにより根管を探ることができる (図1~4)。




図1 右上第一大臼歯の再根管治療術前のエックス線写真 (正放線投影および偏遠心投影)




図2 近心頬側第二根管 (矢印) は未処置であった



図3 サージカルバー #330 で根管口を探索



図4 削片が入っている近心頬側第二根管が確認できる (矢印)

削片が入っている根管を確認しファイルを挿入する。ここも以前は手用ステンレススチールファイルを使用していたが、現在ではトライオート ZX2+ に装着したスーパーファイル #10 を使用している。スーパーファイル #10 の先端にプレカーブを付与し、OGP モード (100rpm, 90deg) で根管のネゴシエーションを行う (図5~7)。



図5 #10スーパーファイルにプレカーブを付与し、トライオート ZX2+ の OGP モード (100rpm, 90deg) で根管のネゴシエーション

※トライオート ZX2+ は、株式会社モリタ製作所の製品です。OGP モード及び設定値の詳細については、本製品の製造販売業者にご確認ください。

販売名：トライオート ZX2 一般的名称：歯科多目的治療用モータ 機器の分類：管理医療機器 特定保守管理医療機器 医療機器認証番号：228AHBZX00040000 製造販売：株式会社モリタ製作所





図6 近心頬側第二根管の拡大終了時




図7 根管充填後のエックス線写真(正放線投影および偏遠心投影)

## ②根管内レジへの対応

再根管治療の問題点として、狭窄根管のほかに根管内のレジが挙げられる。根管内が複雑に分岐している場合も同様であるが、以前の治療で根管内にレジが作られていると、本来の根管へのネゴシエーションはより一層難しくなる。このような場合に上記のプレカーブを付与したスーパーファイルを用いて根管内をネゴシエーションすると、容易に穿通することができる。



OGP モードで  
スーパーファイル  
を使用した時の動き

## ③グライドパスの形成

ニッケルチタンファイル(NiTi ファイル)を使用する前に必要な誘導路のことをグライドパスという。筆者が考えているグライドパスは「#15が無理なく根尖まで穿通している状態」である。

グライドパスの形成を行うにはまず、スーパーファイル #10 で根管のネゴシエーションを行い穿通する。電氣的根管長測定器で作業長を測り、グライドパスの形成には JIZAI Pre 013・JIZAI Pre 020(NiTi ファイル)が有効である。

一方で、#15の代わりに JIZAI Pre 013を使用するのだから、「スーパーファイル #10で穿通した時点でグライドパスは終了している」とする考え方もある。しかし、根尖部でレジが出来ているような症例では、JIZAI Pre 013でグライドパスを形成することが困難な場合もある。その際は、プレカーブを付与したスーパーファイル #15を用いた方が有効な症例もある。

## ④アピカルインスツルメンテーション

グライドパスを形成したら、JIZAI を用いて根尖部の拡大形成を行う。根管の彎曲に追従して形成し、感染源を除去するのが目的であるが、JIZAI は根管の彎曲に追従するニッケルチタンファイルとして有効である。しかし、グライドパスまでのステップで本来の根管を逸脱してしまっていると、JIZAI であってもその逸脱した方向に誘導されてしまう。エンドドントистが最も時間をかけるのは根管のネゴシエーションから穿通そしてグライドパスの形成のステップである。

## 3 若手歯科医師の皆さんへ

このネゴシエーションのコツはマイクロスコープやトライオート ZX2+などの機器が必要です。これらの機器を使用できない環境で臨床をしている先生方は、まず手用ファイルで根管のネゴシエーションからグライドパスの形成を行いましう。お勧めは、グライドファインダーの #08および #10と RT ファイル #15です。



スーパーファイル  
医療機器認証番号: 22000BZX01626000 管理医療機器  
一般の名称: 電動式歯科用ファイル 販売名: マニースーパーファイル

JIZAI  
医療機器認証番号: 301ABBZX00035000 管理医療機器  
一般の名称: 電動式歯科用ファイル 販売名: マニーNiTiファイル

グライドファインダー  
医療機器届出番号: 09B1X00006011010 一般医療機器  
一般の名称: 歯科用ファイル 販売名: マニーKファイル

RTファイル  
医療機器届出番号: 09B1X00006011040 一般医療機器  
一般の名称: 歯科用ファイル 販売名: マニーRTファイル

サージカルバー  
医療機器届出番号: 09B1X00006003010 一般医療機器  
一般の名称: 歯科用カーバイドバー 販売名: マニーカーバイドバー



術者を、手の痛みと  
ストレスから解放する  
新たな選択。

効率的


追従性

安全性

## RTファイルの特徴

追従性


余計なところを削らず、  
楽に根管形状の維持



Kファイル RTファイル  
Kファイルよりも柔軟性があります

効率的

Kファイルと比べ、170%の切削力  
効率がよく、治療の短縮に



安全性

伸びが分かることによって  
交換時期の判別を



RTファイルの断面図



Kファイルの断面図

RTファイルは『レクタングル(長方形)』の断面形状を持っています。一方、Kファイルは正方形の断面をしているため、刃の形状が異なります。長方形は①切削力②柔軟性③耐破折性④排出性を向上させます。

| サイズ  | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 70 | 80 |
|------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 作業部長 |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 21mm | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| 25mm | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| 28mm | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |
| 31mm | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  |

感謝キャンペーン  
特別価格


3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個2,000円)  
#15~40

~~6,000円~~ (税別)



“もう少しで届くのに” という歯痒い思いをなくします。




半チャックで使用していた悩みを解決！

ロングテーパーであるため視野の確保が可能。

埋伏歯、メタルポスト、メタルコア、ファイバーコアなどの除去に効果を発揮！

※5倍速コントラを推奨します。



数量感謝キャンペーン  
**特別価格**

2個以上のご購入で！

■標準価格 (4本入/1ケース 2,800円)  
MZB+

~~5,600円~~ (税別)

数量感謝キャンペーン  
**特別価格**

2個以上のご購入で！

■標準価格 (4本入/1ケース 2,300円)  
#2、#330、#1557

~~4,600円~~ (税別)

## CASE REPORT 掲載！

|                                                                                   |                   |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |         |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                   |  |         |  |         |  |         |  |       |  |       |  |       |  |       | <div>サージカルバー<br/>形態表の見方</div> <div>最高許容回転数<br/>120,000min<sup>-1</sup></div> <div>作業部長</div> <div>全長</div> <div>注文番号</div> <div>形状/最大径</div> <div>形状</div> |
| 11.00                                                                             | 25.00             | 11.00                                                                             | 28.00   | 1.00                                                                              | 25.00   | 1.00                                                                              | 28.00   | 2.00                                                                              | 25.00 | 2.00                                                                              | 28.00 | 4.00                                                                                | 25.00 | 4.00                                                                                | 28.00 |                                                                                                                                                            |
| #MZB <sup>+</sup>                                                                 | #MZB <sup>+</sup> | #2                                                                                | #2      | #330                                                                              | #330    | #1557                                                                             | #1557   |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                            |
| 199/015                                                                           | 199/015           | 001/010                                                                           | 001/010 | 232/008                                                                           | 232/008 | 137/010                                                                           | 137/010 |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                            |
| SPECIAL SHAPE                                                                     |                   | ROUND(PLAIN)                                                                      |         | PEAR(PLAIN)                                                                       |         | CYLINDER ROUND END(PLAIN)                                                         |         |                                                                                   |       |                                                                                   |       |                                                                                     |       |                                                                                     |       |                                                                                                                                                            |

## ピースリーマCA・ゲーツドリルCA

医療機器承認番号 22000BZX01630000  
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル  
販売名 マニーピースリーマ

医療機器承認番号 22000BZX01631000  
管理医療機器 一般的名称：歯科用根管口拡大ドリル  
販売名 マニーゲーツドリル



### 根管口の拡大にはこれ！

32mmに加え、28mmは小児や臼歯部の治療に！  
38mmは犬歯などに有効です。

数量感謝キャンペーン  
**特別価格**

3個以上のご購入で！

■標準価格 (6本入/1個 3,300円)

#1~6

~~9,900円~~ (税別)



数量感謝キャンペーン  
**特別価格**

3個以上のご購入で！

■標準価格 (6本入/1個 3,300円)

#1~6

~~9,900円~~ (税別)





## 折れない工夫、切れる設計! タッチ感に変化。 除去効率を求めてM330がM330Pにパワーアップ!



※写真の商品は I クラス【45形態】



M330



M330P

**パワーアップ!**

### ご使用のポイント

- ①フェザータッチで十分な切削感が得られます。
- ②十分な注水により製品性能を最大限に発揮し

愛顧感謝キャンペーン  
**特別価格**

**5個以上のご購入で!**

#### ■標準価格

(10本入/1シート 2,100円)  
M330P、M330、M1557、M1558  
I クラス  
【3形態/M330P、M330、M1557、M1558】

~~10,500円~~ (税別)

愛顧感謝キャンペーン  
**特別価格**

**5個以上のご購入で!**

#### ■標準価格

(10本入/1シート 2,800円)  
M1931、M1957、M1958、M1970  
II クラス(リムーバルバー)  
【4形態/M1931、M1957、M1958、M1970】

~~14,000円~~ (税別)


愛顧感謝キャンペーン  
**特別価格**

#### ■標準価格

(10本入/1シート)  
MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB  
III クラス(リムーバルバー)  
【6形態/MM16DB、MM14CF、MM21DC、MM23DC、MM15EZ、MM15ZB】

~~10,600円~~ (税別)

### 形態表の見方



| ROUND (PLAIN)                    | 010/005<br>0.50/19.30<br>M1/4  | 001/006<br>0.60/19.30<br>M1/2  | 001/008<br>0.80/19.30<br>M1    | 001/010<br>1.00/19.30<br>M2     | 001/012<br>1.20/19.30<br>M3     | 001/014<br>1.40/19.30<br>M4     | 001/016<br>1.60/19.30<br>M5    | 001/018<br>1.80/19.30<br>M6     | 001/021<br>2.10/19.30<br>M7     | 001/023<br>2.30/19.30<br>M8     | INVERTED CONE (PLAIN)            |
|----------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|----------------------------------|
| 110/006<br>0.70/19.30<br>M33 1/2 | 010/008<br>0.80/19.30<br>M34   | 010/010<br>1.10/19.30<br>M35   | 010/012<br>1.20/19.30<br>M36   | 010/014<br>1.40/19.30<br>M37    | CYLINDER FLAT END (PLAIN)       | 107/010<br>4.00/19.30<br>M57    | 107/012<br>4.00/19.30<br>M58   | TAPER FLAT END (PLAIN)          | 171/009<br>5.00/21.00<br>M169L  | 168/010<br>4.00/19.30<br>M170   | 168/012<br>4.00/19.30<br>M171    |
| 168/016<br>4.00/19.30<br>M172    | PEAR (PLAIN)                   | 237/008<br>3.00/19.30<br>M245  | 232/008<br>2.00/19.30<br>M330P | 232/008<br>2.00/19.30<br>M330   | 232/010<br>2.00/19.30<br>M331   | 232/012<br>2.00/19.30<br>M332   | CYLINDER FLAT END (CROSSCUT)   | 107/010<br>4.00/19.30<br>M557   | 107/012<br>4.00/19.30<br>M558   | 107/014<br>4.00/19.30<br>M559   | 107/016<br>4.00/19.30<br>M560    |
| TAPER FLAT END (CROSSCUT)        | 168/009<br>4.00/19.30<br>M699  | 168/010<br>4.00/19.30<br>M700  | 168/012<br>4.00/19.30<br>M701  | 171/012<br>7.00/21.00<br>M701L  | 168/016<br>4.00/19.30<br>M702   | 168/021<br>4.70/19.30<br>M703   | CYLINDER ROUND END (PLAIN)     | 137/010<br>4.00/19.30<br>M1157  | 137/012<br>4.00/19.30<br>M1158  | 137/014<br>4.00/19.30<br>M1159  | CYLINDER ROUND END (CROSSCUT)    |
| 137/010<br>4.00/19.30<br>M1557   | 137/012<br>4.00/19.30<br>M1558 | 137/014<br>4.00/19.30<br>M1559 | SPECIAL SHAPE                  | 196/016<br>5.50/21.00<br>MM16DB | 164/014<br>6.00/21.00<br>MM14CF | 166/014<br>8.90/23.40<br>MCE4CF | 168/012<br>4.00/19.30<br>M701X | 137/010<br>4.00/19.30<br>MM21DC | 168/012<br>4.00/19.30<br>MM23DC | 198/015<br>9.00/21.00<br>MM15EZ | 199/015<br>11.00/23.00<br>MM15ZB |
| FINISHING (PLAIN)                | 277/023<br>4.00/20.00<br>M7408 | 469/009<br>4.00/19.30<br>M7901 | 496/010<br>4.00/19.30<br>M7902 | 496/012<br>4.00/19.30<br>M7903  | REMOVAL (CROSSCUT)              | 237/010<br>2.00/19.00<br>M1931  | 137/010<br>4.00/19.00<br>M1957 | 137/012<br>4.00/19.00<br>M1958  | 194/010<br>4.00/19.00<br>M1970  |                                 |                                  |



# 滅菌済針付縫合糸

完全  
復活!!

医療機器承認番号 20900BZZ00869000  
高度管理医療機器 一般名称：滅菌済み鋼製縫合糸  
販売名 マニーシルク

医療機器承認番号 21100BZZ00049000  
高度管理医療機器 一般名称：ポリアミド縫合糸  
販売名 マニーナイロン

医療機器承認番号 21100BZZ00050000  
高度管理医療機器 一般名称：ポリエステル縫合糸  
販売名 マニーポリエステル

優れた切れ味。錆びにくく折れにくい、自社開発のマニーハードファイバーステンレススチールと、独自のレーザー微細加工技術でつくられています。



特別  
価格

2個以上のご購入で!

■標準価格(12本入/1箱 5,800円)

#1~29

~~11,600円~~(税別)

各種縫合手順を動画でご覧いただけます。

※PC・タブレット・スマートフォンでご覧ください。(movie.dental-plaza.com) ※QRコード読み取りアプリによっては動画サイト(ビデオライブラリー)のトップ画面にアクセスされることがあります。



## 全品番ラインナップ

| 注文番号                        | 縫合針                                | 縫合糸                                 |
|-----------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>売れ筋 No.2</b><br><b>1</b> | 逆三角<br>強弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.43mm | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>2</b>                    | 逆三角<br>強弯<br>針長 25mm<br>針部径 0.73mm | 3-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>売れ筋 No.1</b><br><b>3</b> | 逆三角<br>弱弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.58mm | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>おすすめ</b><br><b>4</b>     | 先端角<br>強弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.38mm | 5-0 ポリエステル<br>ブラックブレード<br>45cm(18") |
| <b>おすすめ</b><br><b>5</b>     | 先端角<br>強弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.53mm | 3-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>6</b>                    | 丸<br>直<br>針長 20mm<br>針部径 0.58mm    | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>7</b>                    | 逆三角<br>弱弯<br>針長 13mm<br>針部径 0.53mm | 4-0 ナイロン<br>ブラックブレード<br>45cm(18")   |
| <b>8</b>                    | 逆三角<br>弱弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.58mm | 4-0 ポリエステル<br>ブラックブレード<br>45cm(18") |
| <b>9</b>                    | 丸<br>強弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.43mm   | 5-0 ポリエステル<br>ブラックブレード<br>45cm(18") |
| <b>10</b>                   | 丸<br>強弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.53mm   | 3-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>11</b>                   | 丸<br>強弯<br>針長 16mm<br>針部径 0.73mm   | 2-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>12</b>                   | 丸<br>釣針<br>針長 16mm<br>針部径 0.53mm   | 4-0 ナイロン<br>ブラックブレード<br>45cm(18")   |
| <b>13</b>                   | 丸<br>釣針<br>針長 16mm<br>針部径 0.63mm   | 3-0 ナイロン<br>ブラックブレード<br>45cm(18")   |
| <b>14</b>                   | 丸<br>強弯<br>針長 13mm<br>針部径 0.53mm   | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")    |
| <b>15</b>                   | 丸<br>強弯<br>針長 16mm<br>針部径 0.53mm   | 4-0 ナイロン<br>ブラックブレード<br>45cm(18")   |

| 注文番号                         | 縫合針                                | 縫合糸                                   |
|------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>16</b>                    | 丸<br>強弯<br>針長 20mm<br>針部径 0.63mm   | 3-0 ナイロン<br>ブラックブレード<br>45cm(18")     |
| <b>17</b>                    | 丸<br>強弯<br>針長 20mm<br>針部径 0.58mm   | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>18</b>                    | 逆三角<br>弱弯<br>針長 11mm<br>針部径 0.43mm | 4-0 ナイロン<br>ブラックモノフィラメント<br>45cm(18") |
| <b>売れ筋 No.3</b><br><b>19</b> | 逆三角<br>弱弯<br>針長 13mm<br>針部径 0.38mm | 5-0 ナイロン<br>ブラックモノフィラメント<br>45cm(18") |
| <b>20</b>                    | 逆三角<br>弱弯<br>針長 13mm<br>針部径 0.58mm | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>21</b>                    | 逆三角<br>強弯<br>針長 16mm<br>針部径 0.58mm | 4-0 ナイロン<br>ブラックモノフィラメント<br>45cm(18") |
| <b>22</b>                    | 逆三角<br>強弯<br>針長 16mm<br>針部径 0.58mm | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>23</b>                    | 逆三角<br>弱弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.58mm | 4-0 ナイロン<br>ブラックモノフィラメント<br>45cm(18") |
| <b>24</b>                    | 逆三角<br>弱弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.58mm | 3-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>25</b>                    | 丸<br>弱弯<br>針長 13mm<br>針部径 0.43mm   | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>26</b>                    | 丸<br>弱弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.58mm   | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>おすすめ</b><br><b>27</b>     | 先端角<br>弱弯<br>針長 13mm<br>針部径 0.43mm | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>おすすめ</b><br><b>28</b>     | 先端角<br>強弯<br>針長 16mm<br>針部径 0.48mm | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |
| <b>おすすめ</b><br><b>29</b>     | 先端角<br>弱弯<br>針長 18mm<br>針部径 0.53mm | 4-0 シルク<br>ブラックブレード<br>45cm(18")      |

※刃部先端のみに刃をつけることで切れ味を高め、組織の損傷を最小限に抑えています。



# リーマ

医療機器届出番号 09B1X00006010010  
一般医療機器 一般的名称：歯科用根管リーマ  
販売名 マニーリーマ



- 材料にマニー独自の精線加工を加え、粘り強さ、折れにくさ、硬度をUP!
- シャープなエッジにより切れ味が高く、表面を鏡面仕上げにすることで、切削片などの排出性も向上!
- ラバーストッパーの色と形により、長さや操作方法が容易に分かります。

医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 5個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,000円)  
#10~40  
~~10,000円~~ (税別)

医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,500円)  
#06、08、45~80  
~~7,500円~~ (税別)

## Kファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011010  
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル  
販売名 マニーKファイル



医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 5個以上のご購入で!


■標準価格(6本入/1個 2,000円)  
#10~40  
~~10,000円~~ (税別)

医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,500円)  
#06、08、45~80  
~~7,500円~~ (税別)

## Hファイル

医療機器届出番号 09B1X00006011020  
一般医療機器 一般的名称：歯科用ファイル  
販売名 マニーHファイル



医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 5個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,000円)  
#10~40  
~~10,000円~~ (税別)

医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 3個以上のご購入で!

■標準価格(6本入/1個 2,500円)  
#08、45~80  
~~7,500円~~ (税別)

## 角ブローチ

医療機器届出番号 09B1X00006008010  
一般医療機器 一般的名称：歯科用ブローチ  
販売名 マニー角ブローチ

鋭いエッジでワッテを巻きやすく! 鏡面仕上げによりワッテを根管内に残留させやすく! 操作性を向上!



医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 2個以上のご購入で!

■標準価格(6ダース入/1個 4,800円)  
#000~3  
~~9,600円~~ (税別)

## クレンザー

医療機器届出番号 09B1X00006009010  
一般医療機器 一般的名称：歯科用クレンザー  
販売名 マニークレンザー



医療感謝キャンペーン  
**特別価格** 2個以上のご購入で!

■標準価格(6ダース入/1個 6,700円)  
#000~3  
~~13,400円~~ (税別)

### ご注文方法のご注意

**○個以上のご購入で!**

と、記載のある商品は  
表記の個数以上でご注文ください。

※表記の個数以上による販売になります。 ※個数以上の記載がない商品は、1個からご注文いただけます。

例

| グライドファインダー          |    |      |      |
|---------------------|----|------|------|
| コードNo.202490380,381 |    |      |      |
| No.                 | 長さ | 21mm | 25mm |
| 08                  |    | 1    |      |
| 10                  |    | 1    | 1    |
| 12                  |    |      | 2    |
| 15                  |    |      |      |
| 合計                  |    | 2    | 3    |

※2個以上からのご注文となります。

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地8番3  
【国内営業G】 Tel:028-667-8591/Fax:028-667-8593 URL:http://www.mani.co.jp

発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 ■〒564-8650 大阪府吹田市垂水町3丁目33番18号 Tel:06-6380-2525  
東京本社 ■〒110-8513 東京都台東区上野2丁目11番15号 Tel:03-3834-6161



## 錆びに強く、オートクレーブ可能



医療機器届出番号 09B1X00006001010  
一般医療機器 一般的名称：歯科用スチールバー  
販売名 マニーステンレスバー

**MI重視**

- MI(ミニマルインターベーション)
- 軟化象牙質を選択的に除去

医療機器届出番号 09B1X00006001020  
一般医療機器 一般的名称：歯科用スチールバー  
販売名 マニーステンレスバーハード

**切削性重視**

- 切削性持続!
- 切れ味良好!



|  | 全長   | 最高許容回転数                |
|--|------|------------------------|
|  | 22mm | 1,200min <sup>-1</sup> |
|  | 28mm | 1,200min <sup>-1</sup> |
|  | 34mm | 800min <sup>-1</sup>   |

■最小包装単位:6本入/ケース ※34mmは、#2と#6のみ  
■規格:22、28mm:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8 :34mm:2、6

| サイズ | 刃部最大径 |
|-----|-------|
| 1/2 | 0.6mm |
| 1   | 0.8mm |
| 2   | 1.0mm |
| 3   | 1.2mm |
| 4   | 1.4mm |
| 5   | 1.6mm |
| 6   | 1.8mm |
| 7   | 2.1mm |
| 8   | 2.3mm |

|  | 全長   | 最高許容回転数                |
|--|------|------------------------|
|  | 22mm | 4,000min <sup>-1</sup> |
|  | 28mm | 4,000min <sup>-1</sup> |

■最小包装単位:6本入/ケース  
■規格:1/2、1、2、3、4、5、6、7、8  
■アソート:1~6

| サイズ | 刃部最大径 |
|-----|-------|
| 1/2 | 0.6mm |
| 1   | 0.8mm |
| 2   | 1.0mm |
| 3   | 1.2mm |
| 4   | 1.4mm |
| 5   | 1.6mm |
| 6   | 1.8mm |
| 7   | 2.1mm |
| 8   | 2.3mm |



**3個以上のご購入で!**

■標準価格

(6本入/1ケース 3,200円)

~~9,600円~~ (税別)



**3個以上のご購入で!**

■標準価格

(6本入/1ケース 3,200円)

~~9,600円~~ (税別)

## ご愛顧感謝キャンペーン Part 2

### ご注文書 ①

| MIステンレスバーCA         |    |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|
| コードNo.202490696~698 |    |      |      |      |
| No.                 | 長さ | 22mm | 28mm | 34mm |
| 1/2                 |    |      |      |      |
| 1                   |    |      |      |      |
| 2                   |    |      |      |      |
| 3                   |    |      |      |      |
| 4                   |    |      |      |      |
| 5                   |    |      |      |      |
| 6                   |    |      |      |      |
| 7                   |    |      |      |      |
| 8                   |    |      |      |      |
| 1~6<br>(アソート)       |    |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |

※3個以上からのご注文となります。 ※3個以上からのご注文となります。

| ステンレスバーハードCA              |    |      |      |  |
|---------------------------|----|------|------|--|
| コードNo.202490689、202490699 |    |      |      |  |
| No.                       | 長さ | 22mm | 28mm |  |
| 1/2                       |    |      |      |  |
| 1                         |    |      |      |  |
| 2                         |    |      |      |  |
| 3                         |    |      |      |  |
| 4                         |    |      |      |  |
| 5                         |    |      |      |  |
| 6                         |    |      |      |  |
| 7                         |    |      |      |  |
| 8                         |    |      |      |  |
| 1~6<br>(アソート)             |    |      |      |  |
| 合計                        |    |      |      |  |

※3個以上からのご注文となります。

| Kファイル               |    |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|
| コードNo.202390052~055 |    |      |      |      |
| No.                 | 長さ | 21mm | 25mm | 28mm |
| 10                  |    |      |      |      |
| 15                  |    |      |      |      |
| 20                  |    |      |      |      |
| 25                  |    |      |      |      |
| 30                  |    |      |      |      |
| 35                  |    |      |      |      |
| 40                  |    |      |      |      |
| 15~40<br>(アソート)     |    |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |

※5個以上からのご注文となります。

| コードNo.202390056~059 |    |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|
| No.                 | 長さ | 21mm | 25mm | 28mm |
| 06                  |    |      |      |      |
| 08                  |    |      |      |      |
| 45                  |    |      |      |      |
| 50                  |    |      |      |      |
| 55                  |    |      |      |      |
| 60                  |    |      |      |      |
| 70                  |    |      |      |      |
| 80                  |    |      |      |      |
| 45~80<br>(アソート)     |    |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |

※3個以上からのご注文となります。

| リーマ                 |    |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|
| コードNo.202390040~043 |    |      |      |      |
| No.                 | 長さ | 21mm | 25mm | 28mm |
| 10                  |    |      |      |      |
| 15                  |    |      |      |      |
| 20                  |    |      |      |      |
| 25                  |    |      |      |      |
| 30                  |    |      |      |      |
| 35                  |    |      |      |      |
| 40                  |    |      |      |      |
| 15~40<br>(アソート)     |    |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |

※5個以上からのご注文となります。

| コードNo.202390044~047 |    |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|
| No.                 | 長さ | 21mm | 25mm | 28mm |
| 06                  |    |      |      |      |
| 08                  |    |      |      |      |
| 45                  |    |      |      |      |
| 50                  |    |      |      |      |
| 55                  |    |      |      |      |
| 60                  |    |      |      |      |
| 70                  |    |      |      |      |
| 80                  |    |      |      |      |
| 45~80<br>(アソート)     |    |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |

※3個以上からのご注文となります。

| RTファイル                      |    |      |      |      |
|-----------------------------|----|------|------|------|
| コードNo.202390400、401、404、405 |    |      |      |      |
| No.                         | 長さ | 21mm | 25mm | 28mm |
| 15                          |    |      |      |      |
| 20                          |    |      |      |      |
| 25                          |    |      |      |      |
| 30                          |    |      |      |      |
| 35                          |    |      |      |      |
| 40                          |    |      |      |      |
| 15~40<br>(アソート)             |    |      |      |      |
| 合計                          |    |      |      |      |

※3個以上からのご注文となります。

|            |      |
|------------|------|
| A          |      |
| お名前        | 貴医院名 |
| お出入りの歯科商店名 |      |



Mカーバイドバー+FG

| Ⅰクラス            |    |       |    | Ⅱクラス            |    |       |    | Ⅲクラス              |    |        |    |
|-----------------|----|-------|----|-----------------|----|-------|----|-------------------|----|--------|----|
| コードNo.202490406 |    |       |    | コードNo.202490407 |    |       |    | コードNo.202490408   |    |        |    |
| 形態番号            | 個数 | 形態番号  | 個数 | 形態番号            | 個数 | 形態番号  | 個数 | 形態番号              | 個数 | 形態番号   | 個数 |
| M1/4            |    | M34   |    | M330P           |    | M701L |    | M7408             |    | MM16DB |    |
| M1/2            |    | M35   |    | M330            |    | M702  |    | M7901             |    | MM14CF |    |
| M1              |    | M36   |    | M331            |    | M703  |    | M7902             |    | MCE4CF |    |
| M2              |    | M37   |    | M332            |    | M1157 |    | M7903             |    | M701X  |    |
| M3              |    | M57   |    | M557            |    | M1158 |    | M1931             |    | MM21DC |    |
| M4              |    | M58   |    | M558            |    | M1159 |    | M1957             |    | MM23DC |    |
| M5              |    | M169L |    | M559            |    | M1557 |    | M1958             |    | MM15EZ |    |
| M6              |    | M170  |    | M560            |    | M1558 |    | M1970             |    | MM15ZB |    |
| M7              |    | M171  |    | M699            |    | M1559 |    | 合計                |    | 合計     |    |
| M8              |    | M172  |    | M700            |    |       |    | ※5個以上からのご注文となります。 |    |        |    |
| M33 1/2         |    | M245  |    | M701            |    |       |    |                   |    |        |    |
| 合計              |    | 合計    |    | 合計              |    | 合計    |    |                   |    |        |    |

Hファイル

| コードNo.202390064~067 |    |      |      |      | コードNo.202390068~071 |                 |    |      |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|---------------------|-----------------|----|------|------|------|------|
| No.                 | 長さ | 21mm | 25mm | 28mm | 31mm                | No.             | 長さ | 21mm | 25mm | 28mm | 31mm |
| 10                  |    |      |      |      |                     | 08              |    |      |      |      |      |
| 15                  |    |      |      |      |                     | 45              |    |      |      |      |      |
| 20                  |    |      |      |      |                     | 50              |    |      |      |      |      |
| 25                  |    |      |      |      |                     | 55              |    |      |      |      |      |
| 30                  |    |      |      |      |                     | 60              |    |      |      |      |      |
| 35                  |    |      |      |      |                     | 70              |    |      |      |      |      |
| 40                  |    |      |      |      |                     | 80              |    |      |      |      |      |
| 15~40<br>(アソート)     |    |      |      |      |                     | 45~80<br>(アソート) |    |      |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |                     | 合計              |    |      |      |      |      |

ピーソリーマCA

| コードNo.202390460~462 |    |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|
| No.                 | 長さ | 28mm | 32mm | 38mm |
| 1                   |    |      |      |      |
| 2                   |    |      |      |      |
| 3                   |    |      |      |      |
| 4                   |    |      |      |      |
| 5                   |    |      |      |      |
| 6                   |    |      |      |      |
| 1~6<br>(アソート)       |    |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |

ゲーツドリルCA

| コードNo.202390143~145 |    |      |      |      |
|---------------------|----|------|------|------|
| No.                 | 長さ | 28mm | 32mm | 38mm |
| 1                   |    |      |      |      |
| 2                   |    |      |      |      |
| 3                   |    |      |      |      |
| 4                   |    |      |      |      |
| 5                   |    |      |      |      |
| 6                   |    |      |      |      |
| 1~6<br>(アソート)       |    |      |      |      |
| 合計                  |    |      |      |      |

サージカルバーFG

| コードNo.202490390~393 |    |      |      |
|---------------------|----|------|------|
| No.                 | 長さ | 25mm | 28mm |
| MZB+                |    |      |      |
| 2                   |    |      |      |
| 330                 |    |      |      |
| 1557                |    |      |      |
| 合計                  |    |      |      |

滅菌済針付縫合糸

| コードNo.202390160 |    |    |    |
|-----------------|----|----|----|
| 番号              | 個数 | 番号 | 個数 |
|                 |    |    |    |
|                 |    |    |    |
|                 |    |    |    |
| 合計              |    | 合計 |    |

ダイヤモンドFGプリスターパック

| コードNo.202490639~659, 662, 685 |    |      |    |
|-------------------------------|----|------|----|
| 形態番号                          | 個数 | 形態番号 | 個数 |
|                               |    |      |    |
|                               |    |      |    |
|                               |    |      |    |
|                               |    |      |    |
| 合計                            |    | 合計   |    |

角ブローチ

| コードNo.202390167 |    |
|-----------------|----|
| No.             | 個数 |
| 000             |    |
| 00              |    |
| 0               |    |
| 1               |    |
| 2               |    |
| 3               |    |
| 合計              |    |

クレンザー

| コードNo.202390165 |    |
|-----------------|----|
| No.             | 個数 |
| 000             |    |
| 00              |    |
| 0               |    |
| 1               |    |
| 2               |    |
| 3               |    |
| 合計              |    |

A

ご注文 2025年 月 日

キャンペーン期間 2025年 10月21日(火) → 11月20日(木)

お名前 貴医院名

ご住所 〒

TEL ( )

お出入りの歯科商店名

Mカーバイドバー+FG(Ⅲクラス)以外のご注文は、セット単位にてお願いいたします。

●本注文書に必要事項をご記入の上、お出入りの歯科商店にお渡しください。

●特別セールにつき、お買い上げ後の返品・交換はいたしかねますので、ご注意ください。

●勝手ながらRTファイルの#45~80、リーマ・K・Hファイルの#90~140、18mmリーマ・ファイルは対象外とさせていただきます。

●商品の詳細パンフレットのご入用の方は、お出入りの歯科商店にご依頼ください。

■セールを実施していない地域がございます。予めご了承ください。

■掲載商品の標準価格は2025年10月現在のものです。標準価格には消費税等は含まれません。

■数量に限りがありますので、期間中でもセールの打ち切りさせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。

■お問い合わせはお出入りの歯科商店までお願いします。

■掲載されているコードNoは発売元(株)モリタのコードNoです。