

マルチセラミック・グラインダー HP
ETNA (ジルコニア・アルミナ・プレスセラミック・陶材用)



毎日の作業
アップグレード

Celebrate
Your Routine.

And elevate patient experience.

特別
価格

期間限定

2025.10/21(火)
~12/19(金)

ジルコニアを含む
あらゆるセラミックに

滑らかな研削面

繊細な表面仕上がりで
研磨がスピーディーに

多孔質形状

低発熱で対象物への
ダメージを抑える

※研削時の発熱は低くなっていますが、
使用時はポイントを水に浸漬させたり、
濡らしたスポンジでジルコニアを
保持しながらご使用ください。

1入

品番	DCB1BA-025	DCB2BA-048	DCB3BA-040	DCB4BA-120	DCB5BA-220	DCB6BA-120
作業長/厚み	7.0	13.0	11.0	2.5	2.0	6.8
最大径	2.5	4.8	4.0	12.0	22.0	12.0
推奨回転数	12,000rpm					
価格	4,600円	5,200円	5,200円	7,200円	8,200円	8,200円

1入

品番	DCB7BA-220	DCB8BA-035	DCB9BA-050	DCB12BA-035	DCB13BA-150
作業長/厚み	3.0	10.0	3.5	11.0	3.5
最大径	22.0	3.5	5.0	3.5	15.0
推奨回転数	12,000rpm				
価格	11,000円	5,200円	5,200円	5,200円	8,700円

コメット マルチセラミック・グラインダー
届出番号: 27B2X00091000061 一般医療機器 歯科技工用ダイヤモンド研削材



株式会社モモセ歯科商会

本社・大阪営業所 〒543-0054 大阪市天王寺区南河堀町 6-35 TEL(06)6773-3333 (代)
東京営業所 〒110-0016 東京都台東区台東 2-24-2 TEL(03)3835-2653 (代)
九州営業所 〒812-0893 福岡市博多区那珂 6-24-21 TEL(092)575-6060 (代)

モモセ歯科商会

<https://www.momose-dm.co.jp>

お問い合わせは

FOLLOW ME!

公式 SNS はじめました♪

最新の情報をいち早くお届けします



Facebook



Instagram