

2025年10月21日(火)

~12月26日(金)

SALE

「キャビトロン」増台 キャンペーン



からのアップデートモデルを、
この機会にご検討ください

キャビトロン プラス MP タップオン

足元を気にせずスケーリングに集中できる超音波スケーラー



非搭載機能



タップオンモード

フットペダルを踏み続ける必要がないため、足の負担軽減、視野を外す事なくスケーリングが行えます



ワイヤレスフットペダル

煩わしいコード不要で足元すっきり



パージモード

自動で2分間水がシステムラインに流れ、清潔に使用することができます



搭載機能



ブーストモード

本体に触らず足元の操作だけで超音波スケーリングの出力を増加することができます



サステンド・パワー・システム

硬い歯石に当たった際に、超音波のパワーが下がっても瞬時に設定したパワーまで自動的にフィードバックします

「キャビトロン」増台キャンペーン ご注文用紙

キャンペーン期間

2025年10月21日(火)～12月26日(金)



キャビトロン プラス MP タップオン

標準価格(税別)：¥383,290

電圧：100-240 VAC

本体重量：2 kg

本体寸法(高さ×幅×奥行)：
152 mm×241 mm×203 mm

■ キャンペーン対象製品

No.	品番	製品名	標準価格(税別)	備考	ご注文数
1	8184004J	キャビトロンMPタップオン	¥383,290	—	
2	78688	ステリメイトハンドピース	¥22,450	セレクトSPS用	
3	8183001	ステリメイトハンドピース(グレー)	¥22,450	MPタップオン用	
4	8170201	ステリメイトハンドピース	¥19,510	JETタップオン用	
5	8183201	ステリメイト360ハンドピース	¥31,300	タッチ用	

Product Interview

キャビトロンインタビュー



ヨーロッパ歯周インプラント専門医である
加藤先生より、医院での歯周治療において
キャビトロンを用いる理由やメリットについ
てお伝えいただいております。

北欧歯科
加藤 雄大 先生



Product Webcast

キャビトロンの使用方法



キャビトロンの基本的な使い方、インサート
チップの選択基準、効果的な操作方法につい
てキャビトロンインストラクターである光家先
生より分かりやすくご説
明いただいております。

ゆき歯科医院
光家 由紀子 先生



※こちらの動画を視聴するにはDigital Dentistry Universityへの登録が必要です

ご施設名

〒 - ※郵便番号は必ず記入してください。

ご住所

TEL :

FAX :

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5F
カスタマーサービスホットライン 0120-667-467
www.dentsplysirona.com



販売名：キャビトロン セレクト 一般的名称：超音波歯周用スケラ 医療機器認証番号：21200BZY00442000 クラス：クラスII(管理・特管)
販売名：キャビトロン プラスMP タップオン 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 医療機器認証番号：224AABZX00162000 クラス：クラスII(管理・特管)
販売名：キャビトロン ジェット プラス タップオン 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 医療機器認証番号：224AABZX00163000 クラス：クラスII(管理・特管)
販売名：キャビトロン タッチ 一般的名称：歯科用多目的超音波治療器 医療機器認証番号：230AIBZX00002000 クラス：クラスII(管理・特管)

MRK0400000042_202509_1784a