


クリンプロ™ クリア コーティングF
知覚過敏抑制材

冬のクリアコーティング キャンペーン

期間: 2025年11月4日(火) ~ 12月26日(金)

フッ化物で象牙細管を コーティングし知覚過敏を抑制


ソルベントム独自の安定化リン酸カルシウム技術により、
フッ化物とカルシウム、リン酸の同時配合を実現しました。



イメージです

F⁻ フッ素 Ca²⁺ カルシウム PO₄³⁻ リン酸

溶解しているフッ素イオンが歯表面へリリースされ、象牙細管を封鎖します。塗布後15分で従来品と有意差がないフッ素の
取込量を示しました。




1 Fluoride Uptake and Remineralization From a New Fluoride Treatment. Kuznia, M., J. Dent. Res. Vol. Spec. Iss. #104:1373.
2 Uptake measurements were taken after elapsed treatment times specified in the instructions for use for each product.

期間中、対象製品ご購入の方限定

知覚過敏 患者様向け冊子

対象製品1セットご購入につき、
知覚過敏 患者様向け冊子 1束 (50部) を
ご提供いたします。




内 容	50本 (0.5ml/1本)	ご注文数
製品番号	7200M(ミント)	セット
	7200W(ウォーターメロン)	セット
	7200FF(ノンフレーバー)	セット
キャンペーン 希望医院価格	17,500円	

ご用命は

クリンプロ™ クリア コーティング Fは、処置中の術者および患者様双方のストレス低減を目指した知覚過敏抑制材です。

刺激を考慮した中性材料



クリンプロ™ クリア コーティング Fは知覚過敏患部への刺激(シミ)を考慮し、pHを中性としています。

シンプルな使用方法



水洗不要



乾燥不要



光照射不要

処置後の歯面の水洗・乾燥・光照射が不要なシンプルな使用方法です。複数回の塗布、こすり塗りも必要ありません。

選べる3種類のフレーバー



ミント、ウォーターメロン、ノンフレーバーの3種類のフレーバーから患者様のお好みに合わせてお選びいただけます。また、

個包装で衛生的




処置前の準備や院内在庫の管理も容易です。保管時の冷蔵も不要です。

塗布しやすい水性ジェル



チキソトロピー性を有し、垂れずに歯面に馴染み留まる性状です。混和不要です。

処置後15分で飲食可能



処置後15分で飲食可能ですので、患者様の生活リズムを崩さずに処置できます。

幅広い適応症例

露出した根面

う蝕傾向の歯面*



矯正治療

知覚過敏部位、露出根面、初期う蝕、酸蝕傾向のあるう蝕リスクの高い部位にお使いいただけます。
※ 萌出途中、酸蝕傾向、口腔乾燥、叢生の歯面など

オンラインセミナー配信中

象牙質知覚過敏症の理解深化と治療戦略

— クリンプロ™ クリア コーティング Fの臨床活用

高見澤 俊樹 先生

(日本大学 歯学部保存学教室修復学講座 准教授)

視聴
無料



お申し込みは
こちら

https://go.solventum.com/CCC_Vol1



販売名：クリンプロ クリア コーティング F 認証番号：306AKBZX00048000 / 販売名：クリンプロ ホワイト バーニッシュ F 認証番号：301AKBZX00060000

※掲載の内容および希望医院価格は、2025年10月現在のものです。キャンペーン希望医院価格は、すべて税抜き本体価格です。

Solventumおよびそのロゴ、その製品名等に使用される商標はSolventum及びその関連会社の商標です。3Mおよびそのロゴは3Mおよびその関連会社の商標です。その他の商標はそれぞれの権利者の商標です。

solventum

ソルベンタム合同会社
デンタルソリューション事業部

<https://www.solventum.com/ja-jp/home/oral-care/>

3Mのヘルスケア部門はソルベンタムという独立した企業になりました。

Please Recycle. Printed in Japan.
© Solventum 2025. All Rights Reserved.
DEN-1902-AJ(1025)PN/e.

一般歯科コールセンター

0120-332-329

9:00~17:00 月~金 (土日祝年末年始を除く)