



ORTHOLINE ARCHWIRE WHITE


Special Campaign

-2025.11.21~12.19-




<「プレシクリスタル」ブラケットとの装着例>

高い耐久性で、白さ長持ち



<装着直後>



<装着 5 6 日後>

オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール ホワイト
上下顎 .016×.022サイズ

粘り強いPEN[※]樹脂の特性により、コーティング層の高い耐久性を実現。

※PEN: ポリエチレンナフタレート(エンジニアリングプラスチック)

写真提供: スマイルブレイス本郷矯正歯科 福田 雄先生

SHOFU INC.



製品詳細


オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイト

- 特長**
- ▶ 全面コーティングによる優れた審美性
 - ▶ 均一な膜厚制御が可能な独自コーティング技術
 - ▶ 高い機械的特性と耐酸性を有するPEN樹脂をコーティング層に採用
- ※PEN：ポリエチレンナフタレート(エンジニアリングプラスチック)

ココがポイント! 滑らかな表面性状

凹凸のない滑らかな表面性状であるため、ワイヤーの滑りを損ないません。

＜弊社従来品コーティングワイヤー＞ ＜オーソラインアーチワイヤーⅡ ホワイト＞




▶ 弊社従来品と比較してワイヤー表面が平滑であることが確認できます。

オーソラインアーチワイヤーⅡ Ti-Ni SE200 ホワイト (歯列矯正用ワイヤ)

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00037000

(社内処理コード:PDW1)



形 状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
ラウンド 	.012	W130120 パック	W140120 パック
	.014	W130140 パック	W140140 パック
	.016	W130160 パック	W140160 パック
	.018	W130180 パック	W140180 パック
包装：10本			

◆イニシャルワイヤーにも適した超弾性の特性を持つワイヤー

- 弱く持続的な力を発現します。
- 冷却すると柔らかくなり、ブラケットへの装着および結さつが容易になります。

	標準価格	特別価格
ラウンド(10入)	¥ 11,000	¥ 8,800
レクタングュラー(10入)	¥ 12,000	¥ 9,600


形 状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
レクタングュラー 	.016x.016	W131616 パック	W141616 パック
	.016x.022	W131622 パック	W141622 パック
	.017x.022	W131722 パック	W141722 パック
	.017x.025	W131725 パック	W141725 パック
	.018x.018	W131818 パック	W141818 パック
	.018x.025	W131825 パック	W141825 パック
包装：10本		W131925 パック	W141925 パック

オーソラインアーチワイヤーⅡ ステンレススチール ホワイト (歯列矯正用ワイヤ)

SHOFU ORTHO
SMILE TOGETHER

管理医療機器 医療機器認証番号 305AKBZX00038000

(社内処理コード:PAW1)



形 状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
ラウンド 	.016	Y130160 パック	Y140160 パック
	.018	Y130180 パック	Y140180 パック
包装：10本			

◆より良いフィニッシングに適した、高い剛性を持つワイヤー

- 高い剛性を持ち、滑らかな表面性状のワイヤーです。
- 原体ワイヤーは熱処理済みのため高い剛性を持っており、スライディングメカニクス、フィニッシングにご使用いただけます。

	標準価格	特別価格
ラウンド(10入)	¥ 10,500	¥ 8,400
レクタングュラー(10入)	¥ 11,000	¥ 8,800

形 状	サイズ	【上顎】品番・数量	【下顎】品番・数量
レクタングュラー 	.016x.016	Y131616 パック	Y141616 パック
	.016x.022	Y131622 パック	Y141622 パック
	.017x.022	Y131722 パック	Y141722 パック
	.017x.025	Y131725 パック	Y141725 パック
	.018x.018	Y131818 パック	Y141818 パック
	.018x.025	Y131825 パック	Y141825 パック
包装：10本		Y131925 パック	Y141925 パック

ご使用の際は添付文書等をよく読んでお使い下さい。

ご注文はFAXにて
お願い申し上げます。

FAX送信先：株式会社 松風 矯正課 03-3832-7682

キャンペーン期間：
2025年11月21日(金)～2025年12月19日(金)

お得意先名 フリガナ	ご担当者様 フリガナ
ご住所 フリガナ	TEL. - -
〒	FAX. - -
e-mail	

通信欄

弊社は、お客様からご提供いただきましたお名前、ご住所、お勤め先、お電話番号、メールアドレス等の個人情報を、今後弊社で開催するセミナーのご案内、並びに製品情報やキャンペーン情報、物品の送付、アンケートの実施に利用し、適切に管理いたします。その他、当社における個人情報の取扱いについては、弊社プライバシーポリシーをご確認ください。



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682
www.shofu.co.jp