

ユニバーサルシェードに さらなる付加価値を


シングルシェード充填用インジェクタブルレジン

G-フロー ONE

歯科充填用コンポジットレジン ジーシー G-フロー ONE
管理医療機器 306AKBZX00075000





専用サイトはこちら



Point 1 ツヤが出やすく、長期的に維持する

独自の技術を駆使したナノフィラーの均一分散化により、
摩耗による表面フィラーの脱落が起こりにくく、
脱落しても表面の凹凸が小さいためツヤが維持されます。



わずか数秒で簡単ツヤ出し



ジーシー研究所測定データ

Point 2 低吸水で着色しにくい



吸水量を大幅に抑制する独自のレジンマトリックス技術により
着色しにくい、コンポジットレジン本来の色調を長期的に維持します。



ジーシー研究所測定データ

Point 3 高い曲げ強度と優れた耐摩耗性


咬合面にも使用できる高い曲げ強度と優れた耐摩耗性を実現しました。



ジーシー研究所測定データ

Point 4 使いやすいフロー形状

適度な流動性を持ち付形性が良く、形が崩れにくい
フロー性状のため、オールマイティに使用できます。



キリトリ

ご注文書

キャンペーン期間: 2026年1月21日～2月20日

貴医院名	
ご住所 〒	
TEL	()
お取引販売店	ご担当者

対象製品	ご注文数
G-フロー ONE 2.0mL 1本	

※ご記入いただきました個人情報は、ご注文品の受発注業務並びに今後の弊社製品やセミナーのご案内に活用させていただきます。また、頂いた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供させていただきます。
※数量に限りがありますので、期間中でも完売になり次第終了させていただきます。あらかじめご了承ください。 ※掲載製品の希望医院価格には消費税等は含まれておりません。

株式会社 ジーシー

支店 ●東京 (03) 3813-5751
●大阪 (06) 4790-7333
●北海道 (011) 729-2130
営業所 ●東北 (022) 785-8040
●名古屋 (052) 757-5722
●九州 (092) 441-1286

ご用命は