

チェアサイド製品キャンペーン


キャンペーン期間

2026.2.24 火 ~ 3.19 木


ア・ウノ

ア・ウノ
とは？

- ✓ 色合わせ不要
- ✓ 色選択不要
- ✓ 在庫管理が簡単
- ✓ 治療時間短縮



1本で16シェードに対応可能




写真提供：竹内歯科医院（香川県綾歌郡宇多津町）竹内 一貴氏
使用シェード：ベーシック（ホワイトニング後に形成）


✓ さらに合う White / Dark

White、Darkは、ホワイトニング後の歯や老年歯に対して使用することで、さらに幅広い色調表現の追求ができます。

I級窩洞（乳歯） White



V級窩洞 Dark



写真提供：竹内歯科医院（香川県綾歌郡宇多津町）竹内 一貴氏

シェード		明 ← → 暗															
窩洞	ホワイトニング（乳歯含む）	B1	A1	B2	D2	A2	C1	C2	D4	A3	D3	B3	A3.5	B4	C3	A4	C4
		ベーシック*															
I級	White																
II級																	
III級																	
IV級																	
V級												Dark					

*C2～C4において、象牙質に及ぶ深い窩洞の場合は、象牙質部分にDarkを充填することで、より自然な仕上がりになります。

期間限定
パック

ホワイト&ダーク

White & Dark お試しパック



ア・ウノの
詳しい情報は
こちら ▶
ア・ウノ特設サイト



キャンペーン対象製品



保険適用

ア・ウーノ 管理医療機器 歯科充填用コンポジットレジン 認証番号：304AABZX00013000


単品包装 ※ローフローおよびフローにはニードルチップ 10本が付属します。

ユニバーサル




ア・ウーノ ユニバーサル
(ベーシック/St ベーシック)
各 4.0g (2.0mL) 2,900円

ローフロー



ア・ウーノ ローフロー
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

フロー



ア・ウーノ フロー
(ベーシック/St ベーシック/St White/St Dark)
各 2.8g (1.5mL) 2,900円

パック

同色3本パック
(ベーシック/St ベーシック)
・ユニバーサル/ローフロー/フロー
いずれか各3本
各8,250円

キャンペーン限定パック

ホワイト&ダークお試しパック
(ローフロー/フロー)
・St White 1本・St Dark 1本
計2本
各5,800円



TMR-アークアボンド0-n

管理医療機器 歯科用象牙質接着材 (歯科セラミックス用接着材料、歯科金属用接着材料、歯科用知覚過敏抑制材料、
歯科用シーリング・コーティング材) 認証番号：303AABZX00049000



単品包装

TMR-アークアボンド0-n (5.0mL)
9,800円

パック

2本パック TMR-アークアボンド0-n
・TMR-アークアボンド0-n (5.0mL) 2本
18,620円

セット包装

TMR-アークアボンド0-nセット
・TMR-アークアボンド0-n (5.0mL) 1本
・ディスポーザブルアブリケーターブラシ 50本
・ディスポーザブル採取皿 25枚
10,500円

キャンペーン限定パック

TMR-アークアボンド0-n パック
・TMR-アークアボンド0-n (5.0mL) 1本
・TMR-アークアボンド0-n (1.0mL) 1本
9,800円

Zero Flow Etchant

ゼロフローエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材 認証番号：304AGBZX00100000



セレクトイブエッチングに最適な
リン酸エッチャント

単品包装

ゼロフローエッチャント (2.0mL)
付属品：ディスポーザブルニードルチップ
・21ga (内径：0.6 mm、緑) 5本
・25ga (内径：0.3 mm、青) 5本
2,000円

Multi Etchant

マルチエッチャント 管理医療機器 歯科用エッチング材 (歯科セラミックス用接着材料) 認証番号：228AABZX00136000



マルチに使える
エッチャント&クリーナー

単品包装

マルチエッチャント (2.0mL)
付属品：ニードルチップ マルチエッチャント用
5本
2,000円

M-TEG-PiはYAMAKIN株式会社の登録商標です。製品や模型、パッケージなどの色は、印刷インクや撮影条件などから、実際の色とは異なって見えることがあります。記載のデータは条件によって異なる場合があります。製品の仕様、外観や容量などは予告なく変更する場合があります。価格は希望ユーザー価格 (税抜き) です。製品を使用するときは必ず最新の電子添文をご確認ください。

ご注文書

太枠内をご記入ください

貴社名			ご担当者		
ご住所			申込日		
TEL/FAX	TEL	FAX			
ア・ウーノ	ユニバーサル	☐ 単品	本	☐ 同色3本パック	セット
	ユニバーサルst	☐ 単品	本	☐ 同色3本パック	セット
	ローフロー	☐ 単品	本	☐ 同色3本パック	セット
	ローフロー-st	☐ 単品	本	☐ 同色3本パック	セット
	フロー	☐ 単品	本	☐ 同色3本パック	セット
	フロー-st	☐ 単品	本	☐ 同色3本パック	セット
	ホワイト ローフロー-st	☐ 単品	本		
	ホワイト フロー-st	☐ 単品	本		
	ダーク ローフロー-st	☐ 単品	本		
	ダーク フロー-st	☐ 単品	本		
ホワイト&ダークお試しパック	☐ ローフロー-st	セット		☐ フロー-st	セット
TMR-アークアボンド0-n	☐ 単品	本	☐ 2本パック	セット	
	☐ セット	セット	☐ キャンペーン限定パック	セット	
ゼロフローエッチャント	☐ 単品	本			
マルチエッチャント	☐ 単品	本			
備考欄					

●個人情報保護法に基づく表記 (1) ご記入いただきましたお客様情報は、商品の発送、関連するお問い合わせ対応のため利用いたします。(2) ご記入いただきました個人情報は、法令の要請を除き、お客様の同意なく業務委託先以外の第三者に開示・提供いたしません。

製造販売元 **YAMAKIN株式会社**
〒781-5451 高知県香南市香我美町上分学大谷1090-3
大阪・東京・名古屋・福岡・仙台・高知
生体科学安全研究室・YAMAKINデジタル開発室
<https://www.yamakin-gold.co.jp>

テクニカルサポート (平日 9:00~17:00) サンキュー ヨクック
製品に関するお問い合わせ ☎ 0120-39-4929

LINE公式アカウント
友だち募集中

アカウントをご登録
いただくと最新の
歯科情報、キャン
ペーンなどについ
てお届けします!



お取扱店