

クラレノリタケデンタル 支台築造システムキャンペーン

[実施期間] 2026.4.21>>>5.20

数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クラレノリタケデンタル支台築造システムキャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

お得な3本パック!!

**クリアファイル® DCコア オートミックス® ONE
デンチン バリュースキット (3本パック)**

■標準価格 各25,500円 202420947

■内容
Aペースト 8.9g (4.5mL) Bペースト 9.0g (4.5mL) 3本 / ミキシングチップ 20個 /
ガイドチップ(太) 10個 / ガイドチップ(細) 10個



特別価格にてご提供!!

販売名 クリアファイル® DCコア オートミックス® ONE
一般的名称 歯科用支台築造材料
医療機器認証番号 223ABBZX00086000
医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)

歯科根管用ポスト成形品

クリアファイル® AD ファイバーポスト II

各10本入を ■標準価格 各8,900円 202440240~202440244

■内容 No.2, No.3, No.4, No.5, No.6 各10本



特別価格にてご提供!!

各30本入(10本入り×3)を ■標準価格 各23,700円 202440250~202440254

■内容 No.2, No.3, No.4, No.5, No.6 各30本



特別価格にてご提供!!

販売名 クリアファイル® AD ファイバーポスト II 一般的名称 歯科根管用ポスト成形品 医療機器認証番号 301ABBZX00019000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII)



専用ドリル不要!
お使いのピーソリマーで
ご使用いただけます!!



友だち追加は
こちらから

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2026年4月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 **モリタ**

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター < 歯科医療従事者様専用 > T 0800.222 8020 (フリーコール)
www.dental-plaza.com

歯科用支台築造材料
クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE


歯科根管用ポスト成形品
クリアフィル® AD ファイバー・ポスト II

天然歯に近い**光透過性**を
シンプルなコンビネーションで実現します。




レジンコアの
ゴールデン
トリオ!

一緒に
使おう!

クリアフィル®
ユニバーサルボンド
Quick2



ここが POINT! クリアフィル® DCコア オートミックス® ONE クラレ独自のフィラー表面処理技術により、ペーストが根管に注ぎやすく、垂れにくいです。



操作しやすい
チクソトロピー性


ここが POINT! クリアフィル® AD ファイバー・ポスト II 金属製ポスト®と比較して、象牙質に近似した弾性率で、光透過性も有し、歯質に近い色調での築造が期待できます。

無機フィラー配合によるマトリックス部の強化によって、耐久性向上が期待されます。


試適時などにピンセットで把持しやすい長さです。

下顎前歯に対応するNo.2(直径0.84mm)以下No.6(1.64mm)をラインナップ。症例に応じた選択可能です。

※形成用ドリルは、ピンソーマーをご使用ください。



※従来品 18 mm → 22 mmへ延長



高耐久性
把持しやすい
選べるサイズ

Kuraray Noritake Dental Inc.

日常臨床のヒントや材料情報などの動画コンテンツをご視聴いただけるサイトがオープンしました。スキマ時間に視聴しやすい5分程度の動画です。

だいたい**5分**でわかる
Case & Technique

まずは右記リンク先から
視聴登録ください。



今後も著名講師を起用した動画コンテンツを追加予定です。



支台築造の関連動画もあります!