


Cavitron®

インサートチップ キャンペーン

2026年4月21日(火)～6月30日(火)

日頃のご愛顧に感謝して、キャビトロンインサートの
キャンペーンを期間限定で実施いたします



知ってましたか？

チップ先端のアクティブエリアは歯石やバイオフィルムを除去するエリアです。
使い続けることによりチップが摩耗すると、効率の低下に繋がります。

摩耗したチップはスケーリング中にダメージを歯牙に与える可能性もあり、
術者および患者の不快感に繋がります。



Active Area
キャビトロンにおけるチップの
有効アクティブエリアは先端から4 mm

2 mm摩耗したチップを使用してスケーリングを行うと...



術者によるスケーリングで
治療時間と歯牙へのダメージが
ともに増加するリスクがある
(デンツプライシロナ社調べ)

お持ちのインサートの摩耗を裏面のガイドで今すぐご確認ください


インサート摩耗チェックガイド



お持ちのインサートを、下記の適切な規格の図に合わせてください。
チップが青もしくは赤ラインまで摩耗していれば買替えをお勧めします。


買替検討

チップが青いラインまで
→効率が25%減少しています。*




買替時期

チップが赤いラインまで
→効率が50%減少しています。*



*デンツプライシロナ社調べ



〈特別価格対象品〉

No.	製品番号	製品名	標準価格(税別)	インサートチップ内容	ご注文数
1	80797	FSI-3	9,790円	多量の歯石や着色除去に用いる先端がラウンド型のチップ	本
2	80294	FSI-10	9,790円	中程度から多量の縁上歯石除去用で除去効率に長けたチップ	本
3	80798	FSI-100	9,790円	中程度から多量の縁上歯石除去用で除去効率に長けたチップ	本
4	80799	FSI-1000	9,790円	中程度から多量の縁上歯石除去用で除去効率に長けたチップ	本
5	80395	FSI-SLI-10S	10,440円	縁上用よりも30%スリム化にすることで縁下のプラーク除去に長けたチップ	本
6	80396	FSI-SLI-10L	10,440円	根面の湾曲部への適合のため開発されたチップ	本
7	80397	FSI-SLI-10R	10,440円	根面の湾曲部への適合のため開発されたチップ	本
8	81570	FSI-SLI-1000	14,610円	チップの形状を台形にすることでスリムラインの中で最も除去効率に長けたチップ	本
9	81551	シンサート	14,610円	スリムラインよりも47%スリムになり、叢生部や深いポケットへのアプローチが容易	本

デンツプライシロナ株式会社

〒104-0061 東京都中央区銀座8-21-1 住友不動産汐留浜離宮ビル5F
カスタマーサービスホットライン 0120-667-467
www.dentsplysirona.com

販売名：キャビトン ジェット プラス タップオン 一般の名称：歯科用多目的超音波治療器(歯面研磨材) 認証番号：224AABZX00163000 クラス分類：クラスII(管理・特管)
販売名：デンツプライ インサート シリーズ 一般の名称：歯科用洗浄プローブ 承認番号：20800BZY00253000 クラス分類：クラスII(管理)

