

能動型機器接続歯面清掃用器具

エアフローハンディ 3.0 シリーズ 新規導入キャンペーン


【実施期間】 2026.5.21~7.17 **数量限定**

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、「エアフローハンディ 3.0 シリーズ 新規導入キャンペーン」を企画いたしました。

期間中、下記対象商品を特別価格にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

歯肉縁上 / 縁下用

エアフローハンディ 3.0 Plus ×1個と



- ・本体×1
- ・エアフローハンドピース Plus×1
- ・パウダー(PMTC+)×1
- ・イージークリーン×1
- ・イージーフィル×1
- ・清掃用シリンジ×1
- ・清掃用ノズル×1

本体寸法:146×43mm
本体質量:約150g
駆動空気圧:0.27~0.45Mpa
所要水量:50~80mL/分

標準価格 293,000円

ハンディパウダー プラス PMTC+ 2個

縁下・縁上の
バイオフィームや
軽微なステイン除去、
歯周治療の
メインテナンスに。

包装 120g
標準価格
1個 5,700円 206270114



詰め合わせて

特別価格にてご提供！

歯肉縁上用

エアフローハンディ 3.0 ×1個と



- ・本体×1
- ・エアフローハンドピース ×1
- ・パウダー(ミント)×1
- ・イージークリーン×1
- ・イージーフィル×1
- ・清掃用シリンジ×1
- ・清掃用ノズル×1

本体寸法:146×43mm
本体質量:約150g
駆動空気圧:0.27~0.45Mpa
所要水量:50~80mL/分

標準価格 247,000円

ハンディパウダー ミント 2個

縁上の強固な
ステイン除去に。

包装 200g
標準価格
1個 4,600円 206270115



詰め合わせて


特別価格にてご提供！

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

エアフローハンディ 3.0 シリーズ

エアフローハンディ 3.0 Plus

歯肉縁上／縁下用



エアフローハンディ 3.0

歯肉縁上用



エアフローハンディ 3.0 Plus 専用パウダー

ハンドィパウダー PMTC+^{プラス}



主成分 エリスリトール 天然の糖アルコールの一種

平均粒径 14μm
包装 120g
標準価格 5,700円 206270114

縁上用途: バイオフィームや軽微なステイン除去
縁下用途: 歯周ポケットのバイオフィーム除去
歯周治療のメンテナンス
歯肉辺縁やインプラント周囲の清掃

エアフローハンディ 3.0 専用パウダー

ハンドィパウダー ミント



主成分 炭酸水素ナトリウム

平均粒径 40μm
包装 200g
標準価格 4,600円 206270115

用途: 縁上の強固なステイン除去

症例1 [ラバーカップでは磨きにくい複雑歯列でのPMTC] エアフローハンドピースPlus使用



症例2 [ハンドィパウダーミントを使ったステインの除去・清掃]



2種類の本体に応じた使用用途

本体	パウダー	ハンドピース	部位	ステイン除去		矯正装置周辺の清掃	天然歯・インプラントのブロービング値		補綴物 ^{※3}
				強固	軽微		~4mmまで	~9mmまで	
エアフローハンディ 3.0 Plus 歯周病予防・メンテナンスに	PMTC+ 仕上げ 研磨不要	エアフローハンドピース PLUS	縁上	×	○	○	○	×	○
		ペリオフローハンドピース ^{※1}	縁下	×	×	×	×	○ ^{※2}	—
エアフローハンディ 3.0 ステイン除去に	ミント 仕上げ 研磨要	エアフローハンドピース	縁上	○	○	×	×	×	×

※1 ペリオフローハンドピース及びペリオフローノズルはオプションです。症例に応じて先端のハンドピースを付け替えてください。 ※2 ペリオフローノズル(オプション)が縁下に挿入できる場合に限りです。適用対象部位は、取扱説明書をご参照ください。
※3 補綴物…セラミック、金属、レジン、ポーセレン、ジルコニアなど

対応カップリング

メーカー名	モリタ	モリタ(W&H [®])	M4	NSK [®]	KaVo [®]	Sirona [®] ※4	ヨシダ	オサダ
キャンペーンコード	3.0 Plus 206270126	206270127	206270128	206270129	206270130	206270131	206270132	206270133
	3.0 206270116	206270117	206270118	206270119	206270120	206270121	206270122	206270123
接続可能カップリング	α Coupling	W&H [®] Roto Quick [®] ※1 (カスタムエア用)	ミッドウェスト 4ホール用 (スクリュータイプ)	Mach/Phatelus [®] Coupling ^{※2}	MULTiflex LUX [®] ※3	R/F coupling	クイックオブチカ ジョイント ^{※5}	OFJタービン ホース ^{※6}

※1 W&H[®]と Roto Quick[®]は W&H Dentalwerk Bürmoos GmbHの登録商標です。 ※2 NSK[®]と Mach/Phatelus[®]は株式会社ナカニシの登録商標です。 ※3 KaVo[®]と MULTiflex LUX[®]は Kaltenbach & Voigt GmbHの登録商標です。
※4 Sirona[®]は Sirona Dental Systems GmbHの登録商標です。 ※5 ヨシダとクイックオブチカジョイントは 株式会社ヨシダ製作所の商標又は登録商標です。 ※6 オサダと OFJ4HL タービンホースは 長田電機工業株式会社の商標又は登録商標です。

販売名 エアフロー ハンディ 3.0 一般的名称 能動型機器接続歯面清掃用器具 クラス分類 管理医療機器 (クラスII) 医療機器認証番号 229AFBZ00002000
販売名 ハンディパウダー 一般的名称 歯面研磨材 クラス分類 一般医療機器 (クラスI) 医療機器届出番号 27B1X00109000322 製造販売 株式会社モリタ

●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2026年5月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あらかじめご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。 ●お問い合わせは、お出りのディーラーまでお願いします。

製 造 EMS (スイス)

選任製造販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター T 0800.222 8020(フリーコール)
< 歯科医療従事者様専用 >
www.dental-plaza.com