

YOSHIDA

Yoshida Group

120th

120 YEAR ANNIVERSARY CAMPAIGN

ヨシダグループ 120周年記念キャンペーン

キャンペーン期間

2026.6.22 mon ▶ 2026.8.20 thu


NEW!! オプション品

マテリアルホルダーVer.4

プラスチック部分がなくなり、耐久性が向上しました。
121℃滅菌にも対応し、磁力の効力が失われるまで使用が可能です。

ユニバーサルホルダーVer.4クリップ

プラズマ表面処理を行う対象をクリップ形状で保持できるため、
作業性が向上しました。





プラズマ照射による表面処理で
歯科補綴の接着性・表面性状を向上
設置に必要なスペースは
A4サイズよりも省スペース



プラズマ処理で
接着強化

照射前

照射後



プラズマ照射で親水性の向上(濡れ性の改善)

参考資料: Plasmapp社資料(国内提供:株式会社ネクステラ)

ACTILINK™ Reborn

アクティリンク

PLASMA Regenerative Activator

1分間の
プラズマ照射
サイクルで
1min



被照射体の表面から
不純物を除去



接着性・
表面性状を向上

販売名:アクティリンク Reborn 一般的名称:歯科技工用金属表面加工器
届出番号:40B2X10042NE0001(一般) 寸法:W170xH345xD266mm 重さ:6kg
標準価格:オープン

ACTILINK™ Reborn アクティリンク Reborn キャンペーン 注文書

コードNo.	商品名	注文数
416640	アクティリンク Reborn	

お取引歯科ディーラー名

貴歯科医院名

ご住所

Tel. () : Fax. ()

ご提供いただきました個人情報につきましては、弊社事業に関連する情報、製品に関する情報の提供等、弊社インターネット ホームページに掲載した個人情報保護方針「利用目的」の範囲内で利用させていただきます。

製造販売元 株式会社ネクステラ 〒813-0034 福岡県福岡市東区多の津四丁目7番5号 2F

販売元 株式会社ヨシダ 〒110-8507 東京都台東区上野7-6-9 Tel. 0800-170-5541 (コンタクトセンター)



(01)02747937024317
C02860/2026年6月/1/新