



ジルコニア・ニケイ酸リチウム

Zirconia/Lithium Disilicate Grinding and Polishing Campaign

研削・研磨キャンペーン


キャンペーン期間

2026年7月1日 WED 水 ~ 31日 FRI 金

＼ ジルコニア・ニケイ酸リチウム 鏡面研磨へ おすすめの研削・研磨ステップ /

形態修整

松風 ビトリファイドダイヤ




ダイヤモンドポイントのような研削力を持ちながら、カーボランダムポイントのような滑らかな研削感。硬度の高いジルコニア、ニケイ酸リチウムをスムーズに研削していただけます。



28

中仕上げ

グロスマスター ZR ミディアム




ジルコニアの研磨がミディアム⇒ファインの2ステップで完了するため口腔内で効率的に研磨が可能です。[3ステップの当社従来品(ジルコシャイン)と比較し研磨時間約40%短縮] また、耐久性も当社従来品より向上しており、繰り返しご使用いただけます。



28 小窩裂溝に

最終仕上げ

グロスマスター ZR ファイン




29S 咬合面に

ラボサイドにおススメ!

マンドレルのネジ部が、内部に収まっているため補綴装置にも干渉しません。

片テーパ形状のため狙った部分のみにアクセスできます。



チェアサイドにおススメ!

松風ジルコニア研磨キット

口腔内における
形態修整から最終仕上げ
研磨を行えるキットです。



特別価格 是非この機会にお求めください。

SHOFU INC.

キャンペーン対象の形態等は裏面へ▶

注文書

※ 表中の「-」はラインアップがございません。予めご了承ください。



注目!

松風ジルコニア研磨キット

歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000297

(キット内容)

- 松風 ビトリファイドダイヤ CA 28、29 各1本
- グロスマスター ZR ミディアム CA 28、29S 各1本
- グロスマスター ZR ファイン CA 28、29S 各1本
- パーステーションII (ブルー) 1個

個

標準医院価格 ¥7,000

特別価格

松風 ビトリファイドダイヤ

歯科用研削器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000226

FG	-	-	-	箱	箱	-	-	-	-
CA	-	-	-	-	箱	箱	-	箱	-
HP	箱	箱	箱	-	箱	箱	箱	箱	箱
標準医院価格	2本 ¥4,820	2本 ¥3,100	3本 ¥4,820	3本 ¥3,100	3本 ¥3,100	3本 ¥3,100	3本 ¥3,100	3本 ¥3,100	2本 ¥4,820
特別医院価格									

グロスマスター ZR

歯科用ゴム製研磨材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000296

CAミディアム	箱	箱	-	-	-	-
CAファイン	箱	箱	-	-	-	-
HPミディアム	箱	-	箱	箱	箱	箱
HPファイン	箱	-	箱	箱	-	-
標準医院価格	3本 ¥4,500		3本 ¥5,000	2本 ¥5,500	1個 ¥5,500	1個 ¥5,000
特別医院価格						

特別価格

※ ホール(8)、D25はマンドレル(HP)が1本付属します。

ジルグロス

歯科用研磨器材 一般医療機器 届出番号 26B1X00004000269

	20g	40g
	個	個
	¥11,550	¥15,400
特別価格		

特別価格

研磨の重要性

ジルコニアは硬い材料であるため、咬合接触点付近が粗造であると、対合歯を摩耗させる恐れがあり、表面を滑沢にすることが重要です。グロスマスター ZR ファインやジルグロスで滑沢に仕上げることによって対合歯の摩耗が少なく、プラークも付着しにくくなります。

ジルコニア研磨のコツ



\\ 動画で解説! //



ラボサイド編



チェアサイド編

貴医院名 / 貴技工所名

ご住所 〒

TEL.

()

ご使用の際は電子添文等をよく読んでお使いください。

掲載の価格は2026年7月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

取扱い店



噛む、笑う、生きる、を支える。

株式会社 松風

本社 / 〒605-0983 京都市東山区福相上高松町11 [お客様サポート窓口] TEL:075-778-5482 受付時間8:30~12:00 12:45~17:00(土日祝除く)
支社・営業所 / 東京 TEL:03-3832-4366 営業所 / 札幌 TEL:011-232-1114 仙台 TEL:022-713-9301 名古屋 TEL:052-709-7688
京都 TEL:075-757-6968 大阪 TEL:06-6330-4182 福岡 TEL:092-472-7595 www.shofu.co.jp 2606DFJSI-01