

# 01 JIZAI トレーニングセット

コード No.202490385, 386		
	21 mm	25 mm
セット		
合計		

# 02 各製品 単品

JIZAI						
コード No.202490370~376, 382, 383						
No.	長さ	18 mm	21 mm	25 mm	No.	長さ
オリフィスオープナー 025/14					040/04	
Pre 013 013/04					045/04	
Pre 020 020/04					050/04	
025/04					025/06	
030/04					030/06	
035/04					035/06	
合計					合計	

JIZAI グライドパスセット			
コード No.202490384			
No.	長さ	21 mm	25 mm
グライドパス セット			
合計			

JIZAI シェイピングセット			
コード No.202490369			
No.	長さ	21 mm	25 mm
シェイピング セット			
合計			

根管模型	
コード No.202490920, 921	
大白歯	
小白歯	

ご注文 2026年 月 日

お名前	貴院名
ご住所 〒 -	TEL ( )
お出入りの歯科商店名	

●販売名：マニー NiTi ファイル 一般的名称：電動式歯科用ファイル 医療機器認証番号：301ABBZX00035000 管理医療機器  
 ●販売名：マニー D ファインダー 一般的名称：歯科用ファイル 医療機器届出番号：09B1X00006011050 一般医療機器  
 ●販売名：マニー K ファイル 一般的名称：歯科用ファイル 医療機器届出番号：09B1X00006011010 一般医療機器  
 ●販売名：トライオート ZX2+ 一般的名称：歯科多目的治療用モーター 医療機器の種類：管理医療機器 特定保守管理医療機器  
 医療機器認証番号：228AHBZX00040000 製造販売：株式会社モリタ製作所  
 ※トライオート ZX2+ は、株式会社モリタ製作所の製品です。OTR モード及び設定値の詳細については、本製品の製造販売業者にご確認ください。

製造販売 **マニー株式会社**

〒321-3231 栃木県宇都宮市清原工業団地 8 番 3  
 【デンタル国内営業】Tel: 028-667-8591 / Fax: 028-667-8593



発売 **株式会社モリタ**

大阪本社 〒564-8650 大阪府吹田市垂水町 3 丁目 33 番 18 号 Tel: 06-6380-2525  
 東京本社 〒110-8513 東京都台東区上野 2 丁目 11 番 15 号 Tel: 03-3834-6161



JIZAI システム  
導入キャンペーン

導入応援

6.22 月 ▶▶▶ 8.20 木

## Topic | NiTi ロータリーファイル 保険改定のポイント

現行	改定後
<p>加圧根管充填処置 (1歯につき)</p> <p>[ 算定要件 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3根管以上</li> <li>✓ 3次元エックス線 撮影あり</li> <li>✓ Ni-Ti ロータリーファイル使用</li> </ul> <p>[ 算定点数 ]</p> <p><b>150 点</b></p>	<p>加圧根管充填処置 (1歯につき)</p> <p>[ 算定要件 ]</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>✓ 3根管以上 </li> <li>✓ Ni-Ti ロータリーファイル使用 </li> </ul> <p>3次元エックス線 撮影の要件が <b>廃止</b></p> <p>[ 算定点数 ]</p> <p><b>150 点</b></p>


3根管以上の症例で Ni-Ti ロータリーファイルを使用し、  
加圧根管充填処置を行った際に  
**Ni-Ti ロータリーファイル加算 (150 点) 申請可能。**



製品カタログ 使用マニュアル




柔軟性が高いため疲労破折に強く、根管に追従します



医療機器認証番号：301ABBZX0035000 管理医療機器 一般名称：電動式歯科用ファイル 販売名：マニー NITTI ファイル

使用手順



キャンペーンに初登場!

根管模型

- 象牙質に近い硬さと粘りを再現し、天然歯に近い切削感を実現
- 各根管ごとに異なる弯曲を付与した設計
- 三次元的な弯曲形状により、実践的なトレーニングに最適



特別価格プラン

01 JIZAI トレーニングセット

特別価格 ~~32,000円~~  
(標準価格・税別)

<p><b>グライドパスセット</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JIZAI オリフィスオープナー (025/14)</li> <li>JIZAI Pre 013 (013/04)</li> <li>JIZAI Pre 020 (020/04)</li> </ul>	<p><b>シェイピングセット</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>JIZAI I (025/04)</li> <li>JIZAI II (025/06)</li> <li>JIZAI III (035/04)</li> </ul>	<p><b>根管模型 (大白歯) 10 個入</b></p> <p>4 根管トレーニングできます。</p>
---	---	---

02 各製品 単品

特別価格 ~~6,000円~~  
(標準価格・税別)

規格	サイズ	テーパー	長さ	入数
<b>グライドパスセット</b>				
オリフィスオープナー	025	14	18 mm	各 1 本入
Pre 013	013	04	21 mm	
Pre 020	020	04	25 mm	
<b>シェイピングセット</b>				
I	025	04	21 mm 25 mm	各 1 本入
II	025	06		
III	035	04		

規格	サイズ	テーパー	長さ	入数
<b>単品</b>				
オリフィスオープナー	025	14	18 mm	各 3 本入
Pre 013	013	04	21 mm 25 mm	
Pre 020	020	04		
025 04	025	04		
030 04	030	04		
035 04	035	04		
040 04	040	04		
045 04	045	04		
050 04	050	04		
025 06	025	06		
030 06	030	06		
035 06	035	06		

根管模型 (大白歯)	入数
	10 個入

特別価格 ~~20,000円~~  
(標準価格・税別)

根管模型 (小白歯)	入数
	10 個入


特別価格 ~~17,000円~~  
(標準価格・税別)



Tri Auto ZX2+

Endo. Optimized.  
最適なエンド治療を目指して

OTRモードとは?



より効率的に拡大形成を行うための OTR モード (Optimum Torque Reverse) で拡大形成の際、OTR モードを使用することにより、さらに短時間で効率的に治療を進めることが可能です。OTR モードは、連続回転を行いながらファイルにかかる負荷を検出し、設定値以上の負荷がかかると反転して負荷を軽減する回転駆動方式です。

根管長測定と連動するアピカルアクション

根管長測定機能を内蔵し、根尖付近まで到達すると回転が自動停止するため、エンドモーターに慣れていない方も安心してご使用いただけます。



※トライオート ZX2+ はキャンペーンには含まれません。

JIZAI トレーニングを動画で解説!

トレーニングセットの使用手順や操作方法を、  
デモ動画でわかりやすく紹介しています。

3次元的に弯曲した根管模型を使用し、JIZAIのコツを動画でご紹介します。

モーター設定方法



トレーニング動画



伊澤 真人 先生  
鳩ヶ谷いざわ歯科 院長