

歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア® V5 カタナ® クリーナー

高審美・高接着キャンペーン

【実施期間】 2026.8.21>>>9.18 数量限定

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『パナビア®V5 カタナ®クリーナー 高審美・高接着キャンペーン』を企画いたしました。期間中、下記対象商品を **特別価格** にてご提供いたします。ぜひ、この機会をご利用ください。

パナビア® V5 スターターキット

■標準価格 24,150円 202430601

<商品構成>

- ・パナビア® V5 ペースト ユニバーサル(8.1g / 4.6mL)×1本
- ・パナビア® V5 トライイン ペースト ユニバーサル(2.4g / 1.8mL)×1本
- ・パナビア® V5 トゥース プライマー(2mL)×1本
- ・クリアフィル® セラミック プライマー プラス(2mL)×1本
- ・K エッチャント シリンジ(3mL)×1本

<付属品>

- ・ミキシングチップ(合着用)×15個、ミキシングチップ(エンド用)×5個、ガイドチップ(エンド用細)×5個、ニードルチップ(E)×20個、アプリーケーターブラシ(ファイン<シルバー>)×50本、ディスポ小筆ブラシ(黒)×50個、小筆ホルダー(黒)×1本、混和皿(FPN)×1個



特別価格にてご提供！

パナビア® V5 ペースト 単品

ユニバーサル色



■標準価格 12,600円 202430611

■内容 8.1g/4.6mL×1本 <付属品> ミキシングチップ(合着用)×20個

特別価格にてご提供！

歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材)

カタナ® クリーナー

■標準価格 4,490円 202430970

■内容 4mL×1本



特別価格にてご提供！

販売名 パナビア® V5 ペースト 一般的名称 歯科用コンポジットレジンセメント 医療機器認証番号 226A88ZX00102000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 パナビア® V5 トライイン ペースト 一般的名称 歯科用色調適合確認材料 医療機器認証番号 226A88ZX00103000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 カタナ® クリーナー 一般的名称 歯科セラミックス用接着材料(歯科金属用接着材料、歯面処理材) 医療機器認証番号 301A88ZX00015000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ
販売名 パナビア® V5 一般的名称 歯科用セメントキット 医療機器認証番号 226A88ZX00106000 医療機器の分類 管理医療機器(クラスII) 製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 発売 株式会社モリタ



友だち追加は
こちらから

クラレノリタケデンタル LINE公式アカウント

特別価格のお問い合わせについては、お出入りのディーラーまでお願いします。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2026年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社
新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com

歯科用コンポジットレジンセメント

パナビア® V5

高い審美性が要求される用途にお使いいただける
高審美・高接着のレジンセメントです。



こんな審美症例にもおススメ



- クラウンのような保持形態(軸壁・テーパ)が無いので高い接着力のあるレジンセメントで接着する必要がある
- 特に象牙質との接着力が必要
- セメント層が厚くなりやすく、セメントマージンが歯冠部に露出する



パナビア® V5 なら

- 歯面前処理材「トゥースプライマー」とのタッチキュアテクノロジーによる接着界面の封鎖
- 高い象牙質への接着力!
- アミンフリーの化学重合触媒を含有しているので、従来品と比較して色調安定性が優れています。



さらに

ユニバーサル色を中心とした5色展開があります。



測定条件: 牛歯#1000研磨面、被着面積3mm²、化学硬化、37℃水中に1日浸漬後(37℃1日)、または、サーマルサイクル後(4-60℃、4000回・TC4000)、測定装置: オートグラフ AG-100kN(島津製作所)クロスヘッドスピード: 2mm/min クラレ/リタケデンタル(株)測定: 条件により数値は異なります。

動画にて中村先生オーバーレイ症例公開中!

関連動画の紹介

Kuraray Noritake Dental Inc.

だいたい**5分**でわかる
Case & Technique

日常臨床のヒントや材料情報などの動画コンテンツをご視聴いただけるサイトがオープンしました。スキマ時間に視聴しやすい5分程度の動画です。

まずは右記リンク先から視聴登録ください。

SA ルーティング Multi や
クリアフィル ユニバーサル ボンド Quick2
クリアフィル マジェスティ ES フローの関連動画も公開中



今なら中村昇司先生の講演動画
「患者さんのための三位一体歯科治療前編・後編」も無料公開中!

刀 KATANA® Cleaner

カタナ®クリーナー




接着操作前に接着阻害因子を清掃し、併用する 接着材料の**接着力**を**向上**させる**清掃剤**です。



MDP塩の界面活性作用とこすり塗りによる物理的作用により、唾液や血液、仮着材・仮封材の残留物など接着阻害物質の被着面からの遊離を促進し、汚染面に対する接着材料の接着性を高めます。

●人工唾液汚染への洗浄効果

「ノリタケ カタナ® シルコニア」HTIに対する「パナビア® V5」のせん断接着強さ(人工唾液汚染)



測定条件: 被着面: #1000 研磨面をサンドブラスト処理、被着面積φ5 mm、37℃水中保管1日後測定
データ測定: クラレノリタケデンタル株式会社 *測定条件により数値は異なります。

清掃で
接着強さを
向上!

口腔内外で使用可能

弱酸性^{※2}のため、補綴装置への使用はもちろん、窩洞・支台歯など口腔内でもお使いいただけます。

補綴装置



メタル
貴金属合金・非貴金属合金

ジルコニア

CAD/CAMレジン冠
CAD/CAMインレーなど

歯科用陶材

シリカ系ガラスセラミックス
ニケイ酸リチウムなど

歯科用ポスト
ファイバーポスト、金属ポスト

口腔内



補綴装置だけでなく、
口腔内にて
窩洞・支台歯などの
清掃にも対応

支台歯

形成根管

天然歯
エナメル質・象牙質


メタルコア
貴金属合金・非貴金属合金

レジンコア

※2 約pH4.5 測定方法: JIS Z 8802: 2011

カタナ®クリーナー使用ステップ


補綴装置内面、
窩洞・支台歯に対しても、
10秒以上こすり塗り後、
水洗・乾燥でOK!



クラレノリタケデンタルの セメント接着Stepカタログ

【クラレセメント接着STEPマニュアル】
カタログコード: 208530625

CAD/CAMレジンインレーやジルコニアインレーのセメント接着を
図解で分かりやすくまとめて紹介しております。



パナビアV5・カタナクリーナーの
使用方法も掲載中!

スペシャルページ公開中!

【モリタ】【特集】
SimpleEffectiveCementing | 歯科情報ポータルサイト デンタルプラザ

