

クリストバライト3kg単品 ご愛顧感謝キャンペーン

期間 数量限定
2026年8月21日～9月18日

平素は格別のご愛顧を賜りありがとうございます。このたび、日頃のご愛顧に感謝の気持ちを込めまして、『クリストバライト3kg単品 ご愛顧感謝キャンペーン』を企画いたしました。ぜひ、この機会をご利用ください。



表面性状の滑沢性を向上させ、ツヤのある鑄造体へ。
後工程の研磨時間短縮に繋がります。

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト FF-Ex 3kg 1箱を

■標準価格

3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050770

特別価格にてご提供!

●販売名 クリストバライト FF-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材
●医療機器届出番号 15B1X10001302104 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。



鑄型強度が強く埋没材の面が細かいため、鑄造面がきれいになる埋没材

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト フォルテ-Ex 3kg 1箱を

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050790

特別価格にてご提供!

線硬化膨張(0.80%)と線熱膨張(0.90%)のバランスと安定性により、メタルコアから、ロングスパンブリッジまでバリのない、シャープなマージンの鑄造体を得ることができます。

●販売名 クリストバライト フォルテ-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器届出番号 15B1X10001302106 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。



埋没20分後の急速加熱可能

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト FF20-Ex 3kg 1箱を

■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050780

特別価格にてご提供!

適度な流動性を兼ね備え、鑄造リングへ流し込みやすく、気泡の混入を抑えることができます。また、焼き圧縮強さを向上させることで(0.90MPa)、「バリ」「崩れ」の発生を抑制、良好な鑄造体の製作が可能です。

●販売名 クリストバライト FF20-Ex ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器届出番号 15B1X10001302105 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)

20分
タイプ

※埋没後20分の
急速加熱が可能。



タイトな適合性を追求した急速加熱低膨張タイプ埋没材

歯科鑄造用石こう系埋没材

クリストバライト ベストフィッター 3kg 1箱を


■標準価格 3kg(1.5kg×2袋) 4,880円 202050795

特別価格にてご提供!

総膨張率(線硬化膨張率+線熱膨張率1.57(%))※1を実現。

タイトな適合精度を追求することで、特に内側性を重要視した症例には効果を発揮します。 ※1 JIS T6601:2013

●販売名 クリストバライト ベストフィッター ●一般的名称 歯科鑄造用石こう系埋没材 ●医療機器届出番号 15B1X10001302107 ●医療機器の分類 一般医療機器(クラスI)



※イメージ図

総膨張率 1.57%

低総膨張率のベストフィッター。
タイトな内面が再現可能です。

30分
タイプ

※埋没後30分の
急速加熱が可能。

●クラレノリタケデンタル製品の商標、ロゴマークはクラレノリタケデンタル株式会社もしくはその親会社である株式会社クラレに帰属します。●キャンペーンを実施していない地区がございます。予めご了承ください。●掲載商品の標準価格は2026年8月21日現在のものです。標準価格には消費税等は含まれておりません。●数量に限りがありますので、期間中でもキャンペーンを打ち切らせていただくことがあります。あしからずご了承ください。●ご使用に際しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。

製造販売 クラレノリタケデンタル株式会社 新潟県胎内市倉敷町 2-28 〒959-2653

販売 株式会社 モリタ

大阪本社 大阪府吹田市垂水町 3-33-18 〒564-8650 T 06. 6380 2525
東京本社 東京都台東区上野 2-11-15 〒110-8513 T 03. 3834 6161
お問合せ お客様相談センター <歯科医療従事者様専用> T 0800.222 8020(フリーコール)
www.dental-plaza.com