



硬質レジン歯

ベラシア SA ポステリア M形態

残存歯の歯冠長が長い症例に調和する **M**



パーシヤルデンチャーにも最適!


S形態 (従来品)



**M**形態が新登場

模型提供: Dental Design Days 戸田 篤 先生

M 形態



健保適用品

**Veracia SA POSTERIOR**

M形態 追加販売



人工歯の維持に寄与する舌側ステップ形状


M形態はこんな症例におススメです。

- ・顎堤吸収の進行した症例に
- ・残存歯の歯冠長が長い症例に
- ・機械的維持が必要な症例に



※S形態は排列スペースのない症例に適しています。

SHOFU INC.



ベラシアSAはフルデンチャーだけでなく、パーシャルデンチャーにも適応します。



販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
ベラシア SA ポステリア	硬質レジン歯	管理医療機器 医療機器認証番号 220AKBZX00079000
ベラシア SA AP 全形態セット	硬質レジン歯	管理医療機器 医療機器認証番号 221AKBZX00086000

### ベラシア SA ポステリア

【色調】3色A2, A3, A3.5  
 【形態】上下顎各6種: S28, S30, S32,  
**NEW M28, M30, M32**  
 【包装】1組 ¥1,040  
 1箱12組 ¥12,480

M形態を  
追加

### ベラシア SA AP 全形態セット **NEW**

1セット ¥22,620  
 【色調】2色: A2, A3  
 【包装】25組  
 前歯13組/上顎: S4, S5, S6, ST4, ST5, ST6, O4, O5, O6  
 /下顎: MA4, MA5, MA6, MA7  
 白歯12組/上下顎: S28, S30, S32, M28, M30, M32



#### M28

28.0  
10.2  
9.0  
30.0  
9.2  
9.3



#### M30

30.0  
11.0  
9.6  
32.0  
9.9  
10.0





#### M32

32.0  
11.8  
10.3  
34.0  
10.6  
10.7

#### 白歯寸法表示の読み方 (mm)

##### 形態

- ①片側4歯全幅径
- ②第一小白歯の長径 (カラーを除く)
- ③第一大白歯の頬舌径
- ④片側4歯全幅径
- ⑤第一小白歯の長径 (カラーを除く)
- ⑥第一大白歯の頬舌径



義歯の  
安定につながる  
形態

## 噛ませやすく調整しやすい ベラシアSAシリーズ



■ 咬合関係の  
長期的な安定の為に

陶歯  
ベラシアSA  
ポーセレン ポステリア  
1組 ¥2,400  
1箱12組 ¥28,800  
【色調】3色: A2, A3, A3.5  
【形態】上下顎各3種: M28, M30, M32



■ ワックスレスの包装  
(排列補助機能つき)

硬質レジン歯  
ベラシア SA ポステリア  
キュービックパック  
12組入り包装 ¥12,480  
【色調】2色: A2, A3  
【形態】上下顎各3種: S28, S30, S32  
30組入り包装 ¥31,200  
【色調】1色: A3  
【形態】上下顎各2種: S28, S30



硬質レジン歯  
ベラシアSA アンテリア  
1組 ¥780  
1箱16組 ¥12,480  
【色調】4色: A1, A2, A3, A3.5  
【形態】上顎9種: S4, S5, S6, ST4, ST5, ST6,  
O4, O5, O6  
下顎4種: MA4, MA5, MA6, MA7

このカタログに記載の価格は2013年10月現在の標準医院価格(消費税抜き)です。

ご使用の際は添付文書などをよく読んでお使いください。

取扱い店



世界の歯科医療に貢献する

株式会社 松風

●本社: 〒605-0983 京都市東山区福福上高松町11・TEL(075)561-1112(代)

http://www.shofu.co.jp

●支社: 東京(03)3832-4366 ●営業所: 札幌(011)232-1114/仙台(022)713-9301/名古屋(052)709-7688/大阪(06)6330-4182/福岡(092)472-7595  
1309EEJSI