

# ZBase Zベースシリーズ

HarvestDental  
LABORATORY PRODUCTS

高い汎用性で  
サポートいたします。

## Zベース ブロックアウト マテリアル

使いやすい粘稠度の  
模型修復剤です。  
気泡充填も簡単で、素早く、  
イメージ通りに模型を  
復元できます。



ベースジェル「Zベース ブロックアウト  
マテリアル」と硬化促進スプレー「Zベース  
アクセレーター」の組み合わせにより主に  
石膏模型の復元剤として使用します。  
気泡充填、アンダーカットのブロックアウト、  
面荒れなど、あらゆる場面で使用できます。

## Zベース アクセレーター



硬化促進剤で、噴霧と同時に  
「Zベース ブロックアウトマテリアル」を硬化させます。  
ダウエルピンの植立も可能です。

商品名	標準価格 (税別)
Zベース セット	¥6,000
Zベース ブロックアウトマテリアル10g	¥3,200
Zベース アクセレーター60ml	¥2,820
Zベース アプリケーターチップ10入り	¥1,370


※ソルベント(チップクリーナー)2oz.のご用意もごございます。

あらゆる場面で使用できます。

### 気泡充填に



アンダーカットの  
ブロックアウトに



ダウエルピンの  
植立に

スッと流れる接着剤


# Versa Glue PX

## バーサ グルーPX シリーズ



米国「Dental Lab Products」  
による「Best of the Best  
Products 2008」を受賞

石膏、金属、アクリル、ポーセレンなど、あらゆる歯科材料を  
接着することが可能です。  
用途やお好みに応じて3種類の粘稠度からお選びいただけます。  
未開封なら冷蔵庫で3年間保存することが可能です。



### PX-4 アドヒシブ

低粘度

特性

粘性が低いため、塗布するのが難しい  
箇所に適しています。

硬化時間

1~5秒

用途

石膏模型の表面コーティング剤  
石膏模型の修復  
入れ歯の修復

### PX-40 アドヒシブ

中粘度

特性

石膏模型の割れ目、裂け目などの修復  
に適しています。

硬化時間

10~15秒

用途

ダウエルピンの植立  
石膏模型や支台の修復  
ろう付け用(クラウン&ブリッジ等)

### PX-400 アドヒシブ

高粘度

特性

大きなひび割れなどの修復に適しています。  
厚みがありしっかりとした修復面にはより多くの補修  
時間を考慮してください。

硬化時間

30~60秒

用途

ダウエルピンの植立  
アンダーカット部や部分床義歯を安定させるための  
隙間の充填など

商品名	標準価格(税別)
バーサ グルーPX-4低粘度28g	¥2,900
バーサ グルーPX-40中粘度28g	¥2,900

商品名	標準価格(税別)
バーサ グルーPX-400高粘度28g	¥2,900
バーサ グルーアプリケーターチューブ	¥1,050



製品の詳細、弊社最新情報をインターネット上でご覧下さい。▶▶ [www.tokyodental.co.jp](http://www.tokyodental.co.jp)

東京歯科産業

検索



東京歯科産業株式会社

〒101-0021 東京都千代田区外神田6-10-5  
TEL:03-3831-0176 FAX:03-3835-8254  
E-mail:main@tokyodental.co.jp

■大阪支店  
■九州支店

〒541-0059 大阪府中央区博労町4丁目4-11  
船場西KIDビル2階 TEL:06-6251-5624  
〒812-0028 福岡市博多区須崎町4-23  
TEL:092-281-5625