




歯列矯正用スプリング

# デントス NT コイルスプリング



包装	標準医院価格
10入	各¥7,800
フルセット	各¥52,000

(社内処理コード：S720)

フックサイズやバネの強さに多くの種類があり、さまざまな症例に対応できます。  
おだやかで持続的な力をかけることができます。  
お求めやすいフルセットもございます。



抜歯空隙の閉鎖や、  
歯牙のけん引の症例等で使用します。





保管のしやすいプラスチックケースに入っています。  
ケース同士を連結することができるので、管理も容易です。




フックに持ち手があるので、  
把持しやすいデザインになっています。

## ■バネ強さ



※グラフは除荷時の力です。



## ■デントス NT コイルスプリング 10入

長さ	ホール内径 (フックサイズ)	フォース	識別色	商品番号	商品名	長さ	ホール内径 (フックサイズ)	フォース	識別色	商品番号	商品名
8mm	φ1.5	ウルトラライト	●	N1U1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8U)	13mm	φ1.5	ウルトラライト	●	N1U1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13U)
		ライト	●	N2L1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8L)			ライト	●	N2L1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13L)
		ミディアム	●	N3M1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8M)			ミディアム	●	N3M1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13M)
		ヘビー	●	N4H1508	デントス NT コイルスプリング (NT15-8H)			ヘビー	●	N4H1513	デントス NT コイルスプリング (NT15-13H)
	φ2.0	ウルトラライト	●	N1U2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8U)		φ2.0	ウルトラライト	●	N1U2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13U)
		ライト	●	N2L2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8L)			ライト	●	N2L2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13L)
		ミディアム	●	N3M2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8M)			ミディアム	●	N3M2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13M)
		ヘビー	●	N4H2008	デントス NT コイルスプリング (NT20-8H)			ヘビー	●	N4H2013	デントス NT コイルスプリング (NT20-13H)
	φ2.5	ウルトラライト	●	N1U2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8U)		φ2.5	ウルトラライト	●	N1U2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13U)
		ライト	●	N2L2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8L)			ライト	●	N2L2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13L)
		ミディアム	●	N3M2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8M)			ミディアム	●	N3M2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13M)
		ヘビー	●	N4H2508	デントス NT コイルスプリング (NT25-8H)			ヘビー	●	N4H2513	デントス NT コイルスプリング (NT25-13H)

## ■デントス NT コイルスプリング フルセット

導入にお勧めなフルセットです。

商品コード	商品名	キット内容
15FK	φ1.5フルセット	NT15-8U、NT15-13U、NT15-8L、NT15-13L、NT15-8M、NT15-13M、NT15-8H、NT15-13H 各10入 計80入
20FK	φ2.0フルセット	NT20-8U、NT20-13U、NT20-8L、NT20-13L、NT20-8M、NT20-13M、NT20-8H、NT20-13H 各10入 計80入
25FK	φ2.5フルセット	NT25-8U、NT25-13U、NT25-8L、NT25-13L、NT25-8M、NT25-13M、NT25-8H、NT25-13H 各10入 計80入

販売名	一般的名称	承認・認証・届出番号
デントス NT コイルスプリング	歯列矯正用スプリング	管理医療機器 医療機器認証番号 225AFBZX00138000



世界の歯科医療に貢献する

# 株式会社 松風

矯正に関するお問合せ先  
営業部 矯正課

〒113-0034 東京都文京区湯島 3-16-2 松風 EST ビル  
Tel.03-3832-1824 Fax.03-3832-7682  
http://www.shofu.co.jp