

ルカグレース

LUKADENT®

LUKA Glaze

Glazing and Staining Furnace

ステイン、グレース専用ファーンレス



ユニットテーブルへの設置例

**CAD/CAMクラウンのグレースは
チェアサイドで!**

コンパクトファーンレス **LUKA Glaze**

- 真空ポンプを必要としないステン、グレース専用ファーンレスです。
- スタート温度、昇温レート、焼成温度、係留時間をセットするだけの簡単操作です。
- セットしたデータはそのまま保存されます。
- 昇温、係留中でもドアを開けて焼成状態を確認できます (5秒以内)。
- プログラム終了時間はディスプレイでカウントダウン表示されます。



包装	本体、電源コード、取扱説明書、 焼成トレー、焼成ピン (5本)
価格	298,000円
仕様	<p>電源電圧 AC100 /120V 50/60Hz 消費電力 600W 120V 本体寸法 幅210mm×奥行178mm×高さ222mm 本体重量 3.6kg 焼成トレー寸法 55x55mm 最高焼成温度 1100℃ 昇温速度 25~120℃/分 温度設定範囲 低温域50~600℃ 高温域601~1100℃ 係留時間 0~3分 (秒単位)</p> <p>※大気焼成専用のファーンレスです。真空ポンプの接続は出来ません。 ※ステン、グレースの焼成サイクルは陶材メーカーの使用説明書を参照してください。</p>



一般的名称：歯科技工用ポーセレン焼成炉
 分類：一般医療機器
 医療機器届出番号：13B2X10104140301

製品についての詳細は
 弊社ホームページを
 ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です (価格には消費税は含まれておりません)。



株式会社日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111
 大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085
 北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001
 九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は