

ハンドピース用ツール

**SCHICK**  
DENTAL

# リベッティングハンマー

## Rivetting Hammers



リベッティングハンマー  
ノーマル 1850



リベッティングハンマー  
ツイン 1860



リベッティングハンマー  
チゼル 1850/1



■ 本体内部に装着されている2.35mmのシャンクを、バーと同じようにハンドピースに取り付けることにより回転運動を縦方向に変換します。

■ ツインタイプは一方にプラスチックキャップを装着しており緩衝を和らげます。

■ リベッティングハンマーによる微細な振動により、外れなくなったインプラント上部構造体を振動で外すことができます。(ノーマル、ツイン)

■ チゼルタイプはリン酸塩系埋没材の掘り出しに便利で、サンドブラスターによるアルミナの消費を節約できます。またマウスガードなどの樹脂も切断できます。

■ ほとんどの技工用ハンドピースに装着可能です。

■ 先端は高炭素クロム鋼材を使用しており耐久性に優れています。

注意：回転数は15,000min<sup>-1</sup>以下でご使用ください。

- 価格：リベッティングハンマー ノーマル1850 55,000円  
リベッティングハンマー ツイン1860 65,000円  
リベッティングハンマー チゼル1850/1 55,000円

- 別売：ハンマーチップ 1863 1,300円  
チゼルチップ 1863/1 3,400円  
プラスチックキャップ 1863/2 1,000円

製品についての詳細は  
弊社ホームページを  
ご覧ください。



<http://www.dentalsupply.co.jp/>

※価格は希望医院価格です(価格には消費税は含まれておりません)。



JAPAN DENTAL SUPPLY

### 株式会社 日本歯科商社

東京本社：〒130-0011 東京都墨田区石原 1-19-5 TEL (03) 3625-3111  
大阪本社：〒556-0005 大阪市浪速区日本橋 4-3-9 TEL (06) 6643-0085  
北海道営業所：〒001-0016 札幌市北区北16条西5-3-18 TEL (011) 716-7001  
九州営業所：〒812-0893 福岡市博多区那珂 4-16-22 TEL (092) 436-2288

ご用命は

0814NS0112